


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

TILT

Ref. EL12.2.A66.WF



Rysunek wymiarowy



Stół pionizacyjny/przechyłny (pionizator) do neurorehabilitacji, z 3 pasami bezpieczeństwa. Dwa silniki sterują wysokością i pionowym przechylem. Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL12.2.A66.WF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	194 × 64 cm
Regulacja wysokości	57 – 104 cm
Pochylenie	max. 85°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 125 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości i przechyłu przez sterownik ręczny
- Wskaźnik kąta w zestawie
- Tacka pomocnicza i pasy bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Hamulec podłogowy do nierównych powierzchni
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 208 × 90 × 64 cm · Waga wysyłkowa ok. 110 kg · Objętość opakowania 1,2 m³