


FOTEL DO POBIERANIA KRWI

XTRACT

Ref. EL35B.1.A66



Rysunek wymiarowy



Leżanka do pobierania krwi zapewniająca bezpieczeństwo, komfort i spokój dawcy. Projekt zorientowany na człowieka łagodzi napięcie psychiczne i czyni proces pobierania prostszym i przyjemniejszym.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL35B.1.A66
Kategoria	Fotel do pobierania krwi
Wersja	Elektryczny

WYMIARY

Długość całkowita	190 cm
Szerokość	60 cm
Regulacja wysokości	56 – 100 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna
Silnik	TiMOTION, wysoka niezawodność

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna praca Hi-Lo przez listwę obwodową
- Elegancki design z zaokrąglonymi narożnikami dla większego bezpieczeństwa
- Wygodne, odchylane podłokietniki
- Zdejmowany, wyściełany zagłówek
- Tapicerka: wysoce odporny winyl PVC, odporny na ogień, plamy, pleśń, olej, wodę i zużycie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 174 × 73 × 63 cm · Waga wysyłkowa ok. 76 kg · Objętość opakowania 0,8 m³