

PRODUKTKATALOG

Medizinische Einrichtung.

Liegen · Stühle · Chiropraktik · Sichtschutz





Untersuchungsliegen & Massage- und Physiotherapieliegen

S. 3

Elektrische Liegen

ENID PRO	4
ENID	5
GUTH PRO	6
GUTH	7
ROTH	8
RILA PRO	9
RILA	10
JULL PRO	11
BROM PRO	12
BROM	13
NOTT PRO	14
NOTT	15
GALLEY	16

STILL	17
PEHR PRO	18
PEHR	19
BOBATH	20
BATEC	21
TILT	22

Hydraulische Liegen

LING PRO	23
TENB PRO	24
MAIT PRO	25
KEND PRO	26

Feste Liegen

FIX	27
-----	----

Medizinische Stühle

S. 28

ENT – Behandlungsstuhl	29
OB – Gynäkologischer Untersuchungsstuhl	30
XTRACT – Blutentnahmestuhl	31
PODO – Podologie-Behandlungsstuhl	32
NOBU – Massagestuhl	33
SUPP – Fahrdrehhocker mit Rückenlehne	34
CORE – Fahrdrehhocker mit Armlehne	35
DISK – Fahrdrehhocker	36
DISK PRO – Fahrdrehhocker mit Beinstütze	37
RIDE – Sattelhocker	38
RIDE FR – Sattelhocker mit Beinstütze	39
RIDE PRO – Sattelstuhl mit Rückenlehne	40

Sichtschutz

S. 41

ALU SCREEN 1518	42
-----------------	----

Chiropraktische Liegen

S. 43

SIDO PRO	44	SCALL PRO	46
ALMA PRO	45	APPA	47

Untersuchungsliegen & Massage- und Physiotherapieliegen

Elektrische und hydraulische Untersuchungs-, Behandlungs- und Therapieliegen für Physiotherapie, Osteopathie und Massage – robust, ergonomisch und langlebig.



ENID PRO

ENID

GUTH PRO

GUTH

ROTH

RILA PRO

RILA

JULL PRO

BROM PRO

BROM

NOTT PRO

NOTT

GALLEY

STILL

PEHR PRO

PEHR

BOBATH

BATEC

TILT

LING PRO

TENB PRO

MAIT PRO

KEND PRO

FIX


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

ENID PRO

Ref. EL02PRO23SL.1.A66.GF



Robuster Zwei-Sektionen-Behandlungstisch für intensivste Anwendungen in Physiotherapie und Medizin. Elegantes Design, hochwertige Ausstattung und serienmäßiger umlaufender Fußschalter – einfach auspacken und sofort einsatzbereit.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsoffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Sehr langlebiger, schwer entflammbarer Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

ENID

Ref. EL02.1.A66.GF



Robuster Zwei-Sektionen-Tisch für intensive Anwendungen in Physiotherapie und Medizin. Elegantes Design mit serienmäßigem umlaufendem Fußschalter-System – sofort einsatzbereit.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Sehr langlebiger, schwer entflammbarer Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

GUTH PRO

Ref. EL022PRO23SL.1.A66.SH.WF



Elektrischer Behandlungstisch mit 2 Sektionen und Armlehnen sowie Multipositions-Kopfstütze für erweiterte Behandlungsmöglichkeiten und Untersuchungsmöglichkeiten. Ergonomisch und sicher für Patient und Behandler.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Verstellbares Kopfteil mit Winkel von -55° bis $+45^\circ$
- Elektrischer Hi-Lo-Betrieb über umlaufende Fußleiste
- Schlankes Design mit abgerundeten Beinen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Armlehnen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Geschlossene Basis verdeckt technische Komponenten – leicht zu reinigen
- Nivellierfüße für unebene Böden; leise Rollen für sanftes, geräuscharmes Verfahren
- Hochzuverlässiger TIMOTION-Motor
- Optimierte Min-/Max-Höhe, Hubweg 50,5 cm
- 5 cm Polsterung; Schaumdichte 36 kg/m³
- Bezug: schwer entflammbares PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß
- Erprobte Langlebigkeit: 150.000 Zyklen
- Belastbarkeit: 250 kg
- CE-konform und in den USA bei der FDA registriert


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

GUTH

Ref. EL022.1.A66.SH.GF



Zwei-Sektionen-Physiotherapietisch mit höhenverstellbaren Armlehnen am Kopfteil für die optimale Bauchlage. Kopfstütze in positivem und negativem Winkel verstellbar – für zervikale und kraniale Techniken.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH


ROTH

Ref. EL022AR.1.A66.GF



Zwei-Sektionen-Liege speziell für die Osteopathie, mit Gesichtsöffnung und Stopfen. Klappbare seitliche Armlehnen am Hauptteil (+80 cm Breite). Kopfstütze per Gasdruckfeder positiv/negativ verstellbar. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufende Steuerung
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Kopfstütze mit verstellbaren Armlehnen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 70 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

RILA PRO

Ref. EL032PRO23SL.1.A66.SH.GF



Physiotherapie- und Osteopathietisch mit 5 Sektionen für vielfältige Anwendungen. Höhenverstellbare Armlehnen am Kopfteil für die optimale Bauchlage, Kopfteil positiv/negativ verstellbar, fixe Mittelsektion. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

RILA

Ref. EL032.1.A66.SH.GF



Fünf-Sektionen-Liege für Physiotherapie und Osteopathie. Höhenverstellbare Armlehnen am Kopfteil, positiv/negativ verstellbare Kopfstütze, fixe Mittelsektion. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Fünf-Sektionen-Liege für Physiotherapie und Osteopathie
- Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen; fixe Mittelsektion
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TIMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Papierrollenhalter serienmäßig
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF



Behandlungstisch mit kurzem Kopfteil als solide, stabile Plattform. Gasdruck-unterstützte Rücken- und Kopfsektion sowie ruhiglaufendes elektrisches Hi-Lo-Hubsystem – ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Funktion und Preis.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Verstellbarer Winkel: Kopfteil -55° bis $+45^{\circ}$, Beinteil 0° bis $+75^{\circ}$
- Elektrisches Hi-Lo-System über umlaufende Fußleiste
- Schlankes Design mit abgerundeten Rahmenbeinen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsoffnung und Stopfen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Komponenten – leicht zu reinigen
- Nivellierfüße für unebene Böden; leise Rollen für sanftes, geräuscharmes Verfahren
- Hochzuverlässiger TIMOTION-Motor
- Optimierte Max-/Min-Höhe, Hubweg 50,5 cm
- 5 cm Polsterung mit Schaumdichte 36 kg/m³
- Bezug: schwer entflammables PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß (150.000 Zyklen)
- Belastbarkeit: 250 kg


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

BROM PRO

Ref. EL03EPRO23SL.1.A66.GF



Drei-Sektionen-Behandlungstisch, ideal für medizinische Zentren, mit Gesichtsöffnung und Stopfen. Elektrische Höhenverstellung; Rücken- und Beinteil per Gasdruckfeder verstellbar. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhenverstellung über Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TIMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezogen mit sehr langlebigem, schwer entflammablem Vinyl
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

BROM

Ref. EL03E.1.A66.WF



Drei-Sektionen-Behandlungstisch für medizinische Zentren, mit Gesichtsoffnung und Stopfen. Elektrische Höhenverstellung; Rücken- und Beinteil per Gasdruckfeder. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufende Steuerung
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsoffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TIMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH


NOTT PRO

Ref. EL05PRO23SL.2.A66.SH.GF



Fünf-Sektionen-Physiotherapietisch für vielfältige Anwendungen. Höhenverstellbare Armlehnen am Kopfteil für die Bauchlage. Zwei Motoren: Höhenverstellung und elektrische Kyphose. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Mittelteil verstellbar (elektrische Kyphose)
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsoffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH


NOTT

Ref. EL05.2.A66.SH.GF



Fünf-Sektionen-Physiotherapietisch für vielfältige Anwendungen. Höhenverstellbare Armlehnen am Kopfteil. Zwei Motoren: Höhenverstellung und elektrische Kyphose. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Mittelteil verstellbar (elektrische Kyphose)
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsoffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH


GALLEY

Ref. EL05ARSL.2.A66.SH.GF



Sieben-Sektionen-Physiotherapietisch für vielfältige Anwendungen. Verstellbare Armlehnen am Kopfteil für die Bauchlage. Zwei Motoren (Höhe und elektrische Kyphose). Mittelteil mit klappbaren Armlehnen (bis 90 cm Breite) und Papierrollenhalter.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufende Steuerung
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Serienmäßiges Sicherheits-Verriegelungssystem
- Armlehnen am Kopfteil
- Klappbare Armlehnen im Mittelteil (bis 90 cm Breite)
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezug aus sehr langlebigem, schwer entflammbarem Vinyl
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarbe: Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

STILL

Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF



Sieben-Sektionen-Behandlungstisch mit kräftiger, ruhiger elektrischer Höhenverstellung (Hi-Lo) über umlaufende Fußleiste und elektrischer Drainagelage über Seitentaste. Großer Bewegungsumfang von Kopf- und Rückenteil.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Kräftige, ruhige elektrische Höhenverstellung (Hi-Lo) über umlaufende Fußleiste
- Elektrische Drainagelage über Seitentaste
- Großer Bewegungsumfang von Kopf- und Rückenteil
- Sieben Sektionen für vielfältige Anwendungen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen ø 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg

AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH


PEHR PRO

Ref. EL11PRO23SL.1.A66.WF



Zwei-Sektionen-Behandlungstisch speziell für die Physiotherapie. Kopfstütze mit Gesichtskissen und darunterliegenden Armlehnen, positiv/negativ verstellbar. Konturiertes Hauptteil für leichten Patientenzugang. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Neigbare Kopfstütze und Armlehnen unterhalb der Kopfstütze
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TIMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

PEHR

Ref. EL11.1.A66.WF



Zwei-Sektionen-Behandlungstisch für die Physiotherapie. Kopfstütze mit Gesichtskissen und Armlehnen, positiv/negativ verstellbar. Konturiertes Hauptteil für leichten Zugang. Papierrollenhalter serienmäßig.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Neigbare Kopfstütze und Armlehnen unterhalb der Kopfstütze
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TIMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Grau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

BOBATH

Ref. EL02W.1.A66.WF



Zwei-Sektionen-Bobath-Tisch für Rehabilitation und Behandlung neuromotorischer Störungen. Große Liegefläche mit viel Platz für Patient und Therapeut. Drei Gesichtsöffnungen mit Stopfen für maximale Flexibilität.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit 3 Gesichtsöffnungen und Stopfen
- Extrabreite Liegefläche: 120 cm
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

BATEC

Ref. 75.EL02C.2.A66.WF



Robuster Zwei-Sektionen-Kardiologietisch für hohe Belastbarkeit und Patientenkomfort. Bezug mit abgesteppten Kanten, zentral feststellbare Rollen, elektrische Rückenlehne und zwei kardiologische Aussparungen für optimalen Zugang. Serienmäßiger Fußschalter – ohne Montage sofort einsatzbereit.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Robuster Zwei-Sektionen-Kardiologietisch für hohe Belastbarkeit
- Elektrische Rückenlehne für sanften, mühelosen Betrieb
- Zwei kardiologische Aussparungen für leichteren Patientenzugang
- Komfortabler Bezug mit abgesteppten Kanten für höhere Langlebigkeit
- Zentral feststellbare Rollen
- Serienmäßiger Fußschalter – ohne Montage sofort einsatzbereit
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg


AUSFÜHRUNG · ELEKTRISCH

TILT

Ref. EL12.2.A66.WF



Steh-/Kipptisch (Stehbrett) für die Neurorehabilitation, mit 3 Sicherheitsgurten. Zwei Motoren steuern Höhe und vertikale Kippung. Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Höhen- und Kippverstellung über Handschalter
- Winkelanzeige inklusive
- Hilfstablett und Sicherheitsgurte
- Kopfstütze mit Gesichtsoffnung und Stopfen
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Bodenbremse für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 125 mm
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

AUSFÜHRUNG · HYDRAULISCH


LING PRO

Ref. EL02PRO29.A66.GF



Robuster Zwei-Sektionen-Behandlungstisch für den anspruchsvollen Praxisalltag – ob in der stark frequentierten Physiotherapie oder der kleinen Allgemeinpraxis. Zuverlässige, exzellente Leistung.

Maßzeichnung



Merkmale

- Hydraulische Höhenverstellung des Tisches
- Schlankes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare Rollen $\varnothing$ 75 mm
- Hubzeit: 12 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Sehr langlebiger, schwer entflammbarer Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Bezugsfarben: Blau oder Dunkelgrau
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

AUSFÜHRUNG · HYDRAULISCH


TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF



Behandlungsliege mit Multipositions-Kopfstütze für eine große Bandbreite an Behandlungen und Untersuchungen. Erfüllt vielfältige Anforderungen der manuellen Therapie – zum Vorteil von Patient und Behandler.

Maßzeichnung



Merkmale

- Multipositions-Kopfstütze für vielfältige Behandlungen und Untersuchungen
- Hydraulische Höhenverstellung (Hi-Lo) über Seitenpedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Rahmenfüßen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen sowie gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Teile – leicht zu reinigen
- Nivellierfüße für unebene Böden; leise Rollen für sanftes, geräuscharmes Verfahren
- Optimierte Max-/Min-Höhe, Hubweg 50,5 cm
- Polsterdicke: 5 cm; Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezug: schwer entflammables PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß (150.000 Zyklen)
- Belastbarkeit: 250 kg
- Hub- und Senkzeit: 12 s

AUSFÜHRUNG · HYDRAULISCH


MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF



Bei Physiotherapeuten sehr beliebt: ruhiges, langlebiges hydraulisches Hub-/Senksystem über Seitenpedal und großer Bewegungsumfang von Kopfstütze und Rückenlehne. Optimale Patientenlagerung bei reduzierter Belastung des Behandlers.

Maßzeichnung



Merkmale

- Verstellbarer Winkel: Kopfteil -55° bis $+45^{\circ}$, Beinteil 0° bis $+75^{\circ}$
- Hydraulische Höhenverstellung (Hi-Lo) über Seitenpedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Rahmenfüßen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen sowie gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Teile – leicht zu reinigen
- Nivellierfüße für unebene Böden; leise Rollen für sanftes, geräuscharmes Verfahren
- Optimierte Max-/Min-Höhe, Hubweg 50,5 cm
- Polsterdicke: 5 cm; Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezug: schwer entflammables PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß (150.000 Zyklen)
- Belastbarkeit: 250 kg
- Hub- und Senkzeit: 12 s

AUSFÜHRUNG · HYDRAULISCH


KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF



Tisch mit kurzem Kopfteil als solide, stabile Plattform für professionelle Behandlungen. Gasdruck-unterstützte Rücken- und Kopfsektion sowie ruhiglaufendes Hi-Lo-Hubsystem. Optimierter Zugang und bessere Ergonomie.

Maßzeichnung



Merkmale

- Verstellbarer Winkel: Kopfteil –55° bis +45°, Beinteil 0° bis +75°
- Hydraulisches Hi-Lo-System über seitliches Fußpedal
- Schlankes Design mit abgerundeten Rahmenbeinen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Komponenten – leicht zu reinigen
- Nivellierfüße für unebene Böden; leise Rollen für sanftes, geräuscharmes Verfahren
- Optimierte Min-/Max-Höhe, Hubweg 50,5 cm
- Polsterdicke: 5 cm; Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezug: schwer entflammables PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß (150.000 Zyklen)
- Maximale Belastbarkeit: 250 kg

AUSFÜHRUNG · FIX

FIX


Ref. FIXMT02.A66.WF



Feste Behandlungsliege – das Arbeitspferd jeder Praxis. Flach verpackt, in zwei Minuten montiert; weißer Rahmen mit dunkelgrauem Bezug. Strapazierfähiger, antibakterieller Bezug, in Blau oder Grau erhältlich.



Detail: verstellbare Rückenlehne

Maßzeichnung**Merkmale**

- Länge: 195 cm
- Breite: 70 cm
- Höhe: 70 cm
- Polsterdicke: 5 cm
- Rückenlehnenwinkel: 0° bis 75°
- Maximale Belastbarkeit: 225 kg
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Garantie: 1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Medizinische Stühle

Untersuchungs- und Behandlungstühle sowie ergonomische Arbeitshocker:
HNO & Ophthalmologie, Gynäkologie, Blutspende und Praxishocker.



ENT

OB

XTRACT

PODO

NOBU

SUPP

CORE

DISK

DISK PRO

RIDE

RIDE FR

RIDE PRO

BEHANDLUNGSSTUHL


ENT

Ref. ELT35.4.A66.WF



Multifunktionaler elektrischer Behandlungsstuhl für Diagnose und Therapie in Augenheilkunde, plastischer Chirurgie und HNO. Vier Motoren steuern Höhe, Rückenlehne und Beinauflage; inkl. Trendelenburg-Position und Voreinstellung für Sitz- oder Flachlage. Winkelverstellbare Kopfstütze; hochbeständiger grauer PVC-Bezug.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrischer Hi-Lo- und Winkelbetrieb über Handschalter
- Luxuriöses, weiches und komfortables Kopfkissen
- Komfortable, konturierte Liegefläche mit klappbaren Armlehnen
- Abfallschale inklusive
- Schlankes Design mit abgerundeten Rahmenfüßen für mehr Sicherheit
- Gepolsterte, abnehmbare Armlehnen
- 125-mm-Rollen für Sicherheit und Mobilität
- Zuverlässiger Säulenmotor
- Höhenbereich von 59 cm bis 89 cm in ca. 20 Sekunden
- Polsterdicke: 75 mm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezug: PVC-Vinyl, beständig gegen Feuer, Flecken, Schimmel, Öl, Wasser und Verschleiß
- Garantie: 1 Jahr
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg


GYNÄKOLOGISCHER UNTERSUCHUNGSSTUHL

OB

Ref. EL3603.2.A66.WF



Elektrischer gynäkologischer Untersuchungsstuhl für allgemeine Untersuchungen – unverzichtbar in Klinik, Gesundheitszentrum und Praxis. Zwei Motoren für Sitzhöhe und Neigung sorgen für optimale Handhabung; grauer Medizin-PVC-Bezug, hoch beständig und leicht zu reinigen.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Elektrische Verstellung von Sitzhöhe und Neigung über Pedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Beinen für mehr Sicherheit
- Inkl. Fußstützen und Beinhalter
- Inkl. Abfallschale und Seitengeländer
- Zwischensektion für allgemeine Nutzung
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare 75-mm-Rollen für Sicherheit und Mobilität
- Zuverlässiger TiMOTION-Motor
- Höhenbereich von 62 cm bis 104 cm in ca. 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezug: hochbeständiges PVC-Vinyl, beständig gegen Feuer, Flecken, Schimmel, Öl, Wasser und Verschleiß
- Garantie: 1 Jahr
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg

BLUTENTNAHMESTUHL


XTRACT

Ref. EL35B.1.A66



Blutspende-Liege für Sicherheit, Komfort und Ruhe des Spenders. Das menschenzentrierte Design nimmt psychische Anspannung und macht den Spendevorgang einfacher und angenehmer.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrischer Hi-Lo-Betrieb über umlaufende Fußleiste
- Elegantes Design mit abgerundeten Ecken für mehr Sicherheit
- Komfortable, hochklappbare Armlehnen
- Abnehmbare, gepolsterte Kopfstütze
- Nivellierfüße für unebene Böden
- Einziehbare 75-mm-Rollen für Sicherheit und Mobilität
- Zuverlässiger TiMOTION-Motor
- Höhenbereich von 56 cm bis 100 cm in ca. 30 Sekunden
- Polsterdicke: 5 cm
- Schaumdichte: 36 kg/m³
- Bezug: hochbeständiges PVC-Vinyl, beständig gegen Feuer, Flecken, Schimmel, Öl, Wasser und Verschleiß
- Garantie: 1 Jahr
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg

PODOLOGIE-BEHANDLUNGSSTUHL


PODO

Ref. auf Anfrage



Elektrischer Podologie-Behandlungsstuhl mit drei Sektionen und gepolsterten Armlehnen. Rückenlehne und Beinteil weit verstellbar für optimale Behandlungspositionen in Podologie und Fußpflege. Elektrische Höhenverstellung und komfortabler, pflegeleichter Bezug.

Maßzeichnung



Merkmale

- Drei Sektionen: Rücken-, Sitz- und Beinteil
- Elektrische Höhenverstellung: 56–100 cm
- Verstellbare Rückenlehne (bis 90°)
- Mehrfach verstellbares Beinteil (25° bis –80°)
- Gepolsterte, klappbare Armlehnen
- Kopfteil mit Nackenkissen
- Gesamtlänge: 190 cm
- Breite: bis 91 cm
- Leichtgängige Rollen
- Strapazierfähiger, pflegeleichter PU-Bezug
- Ideal für Podologie und Fußpflege


MASSAGESTUHL

NOBU

Ref. CFMC03A.A66



Tragbarer Massagestuhl mit ergonomischem Design für die korrekte Körperhaltung während der Behandlung. Höhe und Neigung von Kopfstütze, Rückenlehne, Sitz, Armlehnen und Knieauflagen mehrfach verstellbar. Faltbar für Transport und Lagerung; leicht zu reinigen.

Maßzeichnung**Merkmale**

- Tragbarer, faltbarer Massagestuhl
- Höhe und Neigung von Kopfstütze, Rückenlehne, Sitz, Armlehnen und Knieauflagen verstellbar
- Ergonomische Ausrichtung des Anwenders
- Leicht zu reinigen; einfacher Transport und Lagerung

FAHRDREHHOCKER MIT RÜCKENLEHNE


SUPP

Ref. MA13BR.A66



Runder Arbeitshocker mit Rückenlehne, Sitz und Lehne gepolstert und mit hochwertigem, schwer entflammbarem Vinyl bezogen. Memory-Schaum hoher Dichte für Komfort und ergonomische Unterstützung bei langem Einsatz.

Maßzeichnung



Merkmale

- Runder Hocker mit Rückenlehne
- Sitz und Lehne gepolstert, schwer entflammbarer Vinylbezug
- Memory-Schaum hoher Dichte für ergonomischen Komfort
- Höhenverstellung per Gaslift: 47–63 cm
- Sitzdurchmesser: 40 cm
- Rückenlehne: 36,5 × 26,5 cm
- Rückenlehnenhöhe: 26,5–39 cm
- Rückenlehne neigbar bis 25°
- Polsterdicke: 5 cm
- Maximale Belastbarkeit: 160 kg

FAHRDREHHOCKER MIT ARMLEHNE


CORE

Ref. MA15AR.A66



Runder Hocker mit 360°-Schwenkarmlehne für leichte Bewegung und Anpassung an verschiedene Arbeitspositionen. Beweglicher Drehsitz zur Druckentlastung der Beine – für Komfort und Ergonomie im Dauereinsatz.

Maßzeichnung



Merkmale

- Runder Hocker mit 360°-Schwenkarmlehne
- Beweglicher Drehsitz zur Druckentlastung der Beine
- Höhenverstellung per Gaslift: 48–64 cm
- Sitzdurchmesser: 40 cm
- Armlehne: 53 × 8 × 5 cm
- Armlehnenhöhe: 23–31 cm
- Schaumstoffdicke: 7 cm
- Maximale Belastbarkeit: 160 kg
- Für den ergonomischen Dauereinsatz

FAHRDREHHOCKER


DISK

Ref. MA03.A60



Professioneller Hocker mit rundem Polstersitz für Medizin-, Kosmetik- und Physiotherapiepraxen. Verchromtes Fünf-Fuß-Fahrgestell mit Rollen und Gaslift zur komfortablen Höhenverstellung. Funktional und langlebig.

Maßzeichnung



Merkmale

- Runder, gepolsterter Sitz
- Verchromtes Fünf-Fuß-Gestell mit Rollen
- Höhenverstellung per Gaslift
- Sitzdurchmesser: 35 cm
- Höhenbereich: 50–65,5 cm
- Fußkreuz: Ø 48 cm
- Maximale Belastbarkeit: 160 kg
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Polstermaterial: PU
- Für Medizin-, Kosmetik- und Physiotherapiepraxen

FAHRDREHHOCKER MIT BEINSTÜTZE


DISK PRO

Ref. auf Anfrage



Professioneller Fahrdrehhocker mit höhenverstellbarem Fußring – ideal für Arbeitsplätze mit erhöhter Sitzposition. Runder Polstersitz, verchromtes Fünf-Fuß-Fahrgestell mit Rollen und Gaslift-Höhenverstellung.

Maßzeichnung



Merkmale

- Runder, gepolsterter Sitz
- Verchromtes Fünf-Fuß-Gestell mit Rollen
- Höhenverstellbarer Fußring
- Höhenverstellung per Gaslift: 52–72 cm
- Sitzdurchmesser: 35 cm
- Fußkreuz: Ø 56 cm
- Polsterdicke: 6 cm
- Maximale Belastbarkeit: 160 kg
- Polstermaterial: PU

SATTELHOCKER


RIDE

Ref. MA04.A66



Sattelhocker, höhenverstellbar per Gaslift.
Hochwertiger PU-Spritzbezug. Verchromtes
Sternfußgestell mit 5 Rollen.

Maßzeichnung



Merkmale

- Ergonomischer Sattelsitz
- Höhenverstellung per Gaslift
- Verchromtes Sternfußgestell mit 5 Rollen
- Sitzmaße: ca. 40 × 41 cm
- Höhenbereich: 50,5–65,5 cm
- Fußkreuz: Ø 48 cm
- Bezugsmaterial: PU (hochwertiger Spritzbezug)
- Maximale Belastbarkeit: 160 kg
- Gewicht: ca. 4,5 kg

SATTELHOCKER MIT BEINSTÜTZE


RIDE FR

Ref. auf Anfrage



Ergonomischer Sattelhocker mit höhenverstellbarem Fußring für aktives Sitzen in erhöhter Position. Sattelsitz, verchromtes Sternfußgestell mit 5 Rollen und Gaslift-Höhenverstellung.

Maßzeichnung



Merkmale

- Ergonomischer Sattelsitz
- Höhenverstellbarer Fußring
- Verchromtes Sternfußgestell mit 5 Rollen
- Höhenverstellung per Gaslift: 51–71 cm
- Sitzdurchmesser: 35 cm
- Fußkreuz: Ø 56 cm
- Polsterdicke: 4 cm
- Maximale Belastbarkeit: 160 kg
- Bezugsmaterial: PU

SATTELSTUHL MIT RÜCKENLEHNE


RIDE PRO

Ref. auf Anfrage



Ergonomischer Sattelstuhl mit Rückenlehne für aktives, aufrechtes Sitzen. Sitzneigung sowie Höhe und Winkel der Rückenlehne verstellbar; Sattelsitz aus geformtem Schaum. Verchromtes Sternfußgestell mit 5 Rollen und Gaslift-Höhenverstellung.

Maßzeichnung



Merkmale

- Sitzneigung verstellbar
- Rückenlehne in Höhe und Winkel verstellbar
- Sattelsitz aus geformtem Schaum
- Höhenverstellung: 47–63 cm
- Sitzdurchmesser: 42 cm
- Rückenlehne: 36,5 × 26,5 cm
- Rückenlehnenhöhe: 23–38 cm
- Sitzneigung: –3° bis +6°
- Rückenlehnen-Neigung: 25°
- Polsterdicke: 4 cm
- Maximale Belastbarkeit: 160 kg

Sichtschutz

Paravent und Umgebungsschutz für Patientenzimmer – Sicherheit, Hygiene und Privatsphäre in Praxis und Klinik.



ALU SCREEN 1518

ALU SCREEN 1518

Ref. YZSC1518



Meditroll-Paravent aus Aluminiumlegierung mit antibakteriellen A+-Paneelen. Für Patientenzimmer – Umgebungsschutz, Sicherheit und Privatsphäre. Kontaminationsbeständig, platzsparend und hygienisch.



Detail: Fahrgestell mit Bremsrollen

Maßzeichnung



Merkmale

- Leichte Aluminiumstruktur
- Antimikrobielle Paneele
- Korrosionsbeständig
- Schmutzabweisend
- Kratzfest
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Leise Rollen 7,5 cm
- Integrierter Griff am Paneel
- Langlebige Konstruktion
- Einfache Montage
- Gesamtlänge ausgezogen: 210 cm
- Höhe: 185 cm
- Anzahl Paneele: 8
- Farbe: Weiß
- Sondergrößen und -farben verfügbar

Chiropraktische Liegen

Chiropraktik- und Manipulationstische mit Drop-Systemen, Traktion sowie Flexions- und Distractionstechniken – für Mobilisation, Manipulation und manuelle Therapie.



SIDO PRO

ALMA PRO

SCALL PRO

APPA


SIDO PRO

Ref. EL07PRO23.2.A66.WF



Vielseitiger Chiropraktik-Manipulationstisch mit maximaler Flexibilität. Für Mobilisation, Manipulation, Massage und Bewegungstherapie; Mehrwinkel-Verstellung für Physiotherapie und Reha. Exklusive Funktionen wie Kippung, Inversionslage und untere Lumbalrotation erweitern die therapeutischen Möglichkeiten.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrisches Hi-Lo-System über Fußleiste; Winkelverstellung des Oberkörperteils über Taste
- Armlehnen mit Zweipositions-Anpassung
- Kippfunktion zur unterstützten Patientenpositionierung
- Kopfteil mit breitenverstellbarer Polsterplattform
- Kopfteil-Hebung über Gasdruckfeder (–15° bis +35°), Höhenverstellung 10 cm, seitliche Bewegung $\pm 20^\circ$
- Zwei Drop-Sektionen: zervikal und thorakal; manueller Lumbaltraktionsmechanismus
- Vertikale Spannungsregelung und horizontale Flexion im Unterkörperteil über T-Bar
- Rotation des Unterkörperteils von 0° bis 20°
- Doppelfunktions-Auszug als Verlängerungsplattform und Trittstufe
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Verstellbarer Höhenbereich von 52 bis 93 cm


ALMA PRO

Ref. EL07BPRO23SL.2.A66.GF



Neu gestalteter Chiropraktik-Tisch mit breitem Funktionsumfang – für Drop-, Flexions- und Distractionstechniken. Verstellbare Kopfsektionen erhöhen die Vielseitigkeit; Spannungsregler und abnehmbare T-Bar-Flexionssteuerung erlauben freie Bewegung rund um den Tisch.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrische Höhen- (Hi-Lo) und Traktionsverstellung über Fußleiste und Taste
- Kopfteil: breitenverstellbare Polsterplattform, Gasdruck-Kopfstütze ($\pm 20^\circ$), Höhenverstellung 10 cm, seitliche Bewegung $\pm 15^\circ$
- Hilfsgurte inklusive
- Vier Drop-Sektionen: zervikal, thorakal, lumbal und pelvin
- Motorisch verstellbarer Lumbaltraktionsmechanismus
- Abdominale Trennung: Thorakalteil höhenverstellbar für vielfältigere Behandlungsansätze
- Vertikale Spannungsregelung und horizontale Flexion am Unterkörper über T-Bar
- Zuverlässiger TIMOTION-Motor
- 4 einziehbare Rollen mit Zentralarretierung für einfachen Transport
- Höhenbereich 56–90 cm in ca. 30 Sekunden
- Polsterdicke: 7,5 cm; Schaumdichte: 100 kg/m³
- Bezug: schwer entflammables PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß (150.000 Zyklen)
- Garantie: 2 Jahre auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)


SCALL PRO

Ref. EL08BPRO23.1.A66.GF



Chiropraktik-Tisch mit Drop-System – vielseitig und wirtschaftlich. Cervical-, Thorakal-, Lumbal- und Pelvis-Drop-Sektionen, manuell mit Spannungsregler. Robuste Struktur und elektrisches Hubsystem für sichere, komfortable und effektive Behandlungen.

Maßzeichnung



Merkmale

- Elektrisches Hi-Lo-System über Fußleiste
- Kopfteil mit Polsterplattform und verstellbarer Breite
- Kopfteil-Hebung über Gasdruckfeder ($\pm 20^\circ$), Höhenverstellung 10 cm
- Seitliche Kopfbewegung $\pm 15^\circ$
- Gepolsterte Fußstütze, höhenverstellbar und ausziehbar
- Vier Drop-Sektionen: zervikal, thorakal, lumbal und pelvin
- Nivellierfüße für unebene Böden; leise Rollen für sanftes, geräuscharmes Verfahren
- 4 einziehbare Rollen mit Zentralarretierung für einfachen Transport
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Motor
- Höhenbereich von 46 bis 80 cm in ca. 30 Sekunden
- Polsterdicke: 7,5 cm; Schaumdichte: 100 kg/m³
- Bezug: schwer entflammables PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß (150.000 Zyklen)
- Garantie: 2 Jahre auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)
- Zertifizierung: ISO 13485 / MDR-CE / FDA-registriert
- Maximale Belastbarkeit: 250 kg


APPA

Ref. ELT08F.1.A66.WF



Hochwertiger Chiropraktik-Behandlungstisch mit Mittelsäule. 6 Sektionen und elektrische Höhenverstellung über Fußschalter. 4 per Pedal verstellbare Drops: Cervical, Thorakal, Lumbal und Pelvis. Langlebiger, antibakterieller Bezug. 2 Jahre Garantie.

Maßzeichnung



Merkmale

- Höhenverstellung über Fußschalter
- Kopfstütze in Höhe und Öffnung verstellbar
- Ausziehbare Fußstütze
- 4 per Pedal verstellbare Drops: zervikal, thorakal, lumbal und pelvin
- Elegantes Design mit zwei Einweg-Rollen
- Hochzuverlässiger TiMOTION-Säulenmotor
- Hubzeit: 23 Sekunden
- Polsterdicke: 7 cm
- Schaumdichte: 100 kg/m³
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Zertifizierung: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Belastbarkeit: 250 kg
- Papierrollenhalter inklusive
- Bezugsfarben: Blau oder Dunkelgrau
- Garantie: 2 Jahre auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

KONTAKT

Ihr Partner für

Praxis & Klinik.

Wir vermitteln und liefern zertifizierte Medizinprodukte in mehreren Kategorien: Strahlenschutz, Medizinische Einrichtung und Heilbehelfe & Hilfsmittel. Darüber hinaus beschaffen wir herstellerunabhängig nahezu jedes Produkt und stellen ganze Bereiche projektbasiert aus.

medeqon GmbH

Ingenieurbüro für Medizintechnik
Bergstrasse 42/5/3
2102 Hagenbrunn · Österreich

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com