

Wózki medyczne i wyposażenie oddziałów.

Wózki pod aparaturę · Wózki reanimacyjne i anestezyjologiczne · Stoliki zabiegowe i narzędziowe · Transport i utylizacja · Wieszaki kroplówek, parawany i podesty · Wyposażenie do MR · Systemy szynowe



Wózek pod aparaturę APAR



Wózek anestezyjologiczny ANS / AVIT



Spis treści

Jak korzystać z katalogu	4
Materiały i wykonania	6
Kolory i powierzchnie	7
Co jest wspólne dla całego programu	10
01 Wózki pod aparaturę i zaopatrzeniowe	11
APAR – Modułowe wózki pod aparaturę	13
K-1 – Wózki pielęgniarstwa i pod aparaturę	14
ECO / TOP / MOD – Wózki półkowe do samodzielnego montażu	15
02 Wózki medyczne	16
ANS / AVIT – Wózki anestezjologiczne i iniekcyjne	18
REN / RVIT – Wózki reanimacyjne i ratunkowe	19
MULTI – Wózki wielofunkcyjne i oddziałowe	20
OPTIMUM – Wózki zabiegowe, reanimacyjne i interwencyjne	21
K-5 / K-6 – Wózki pomocnicze i asystencyjne	22
03 Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe	23
STKO – Wózki zabiegowe i opatrunkowe	25
SZ – Kompaktowy stolik zabiegowy	26
E-01 – Stolik narzędziowy Mayo	27
E-02 / E-03 – Stoliki narzędziowe, jezdne	28
K-3 – Wózki opatrunkowe i oddziałowe	29
MB-3 – Stolik oddziałowy z blatem ABS	30
WL – Wózek oddziałowy z organizerami na leki	31
04 Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych	32
WCB – Wózki na bieliznę czystą / brudną	35
MB – Wózki na odpady i worki	36
WZ / WZS – Wózki na worki, stal kwasoodporna	37
WZB – Wózek na bieliznę, stal kwasoodporna, zamknięty	38
WMW – Wózki na bieliznę i materiały	39
WT – Wózki platformowe i transportowe	40
WPP – Wózki do transportu posiłków	41
WK / WKS – Wózki koszone	42
RKS – Regały rusztowe i magazynowe	43
RM – Regały magazynowe	44
SL / WS – Regały na baseny i kaczki	45
ROB – Regał ścienny na obuwie	46
SMO – Stojaki na pojemniki na odpady	47
PAK – Stoły pakowe do sterylizacji	48

05	Wypożyczenie oddziałów i ambulatoriów	49
	SK – Wieszaki kroplówki	51
	KO-2m – Teleskopowy wieszak kroplówki	52
	PT – Parawan teleskopowy	53
	WD – Szafki przyłóżkowe	54
	SP „FRIEND” – Stolik pomocniczy i przyłóżkowy	55
	PO – Podesty	56
	WP-1 – Fotel iniekcyjny i do pobrań krwi	57
06	Wypożyczenie do MR, niemagnetyczne	58
	SR4MR – Niemagnetyczna leżanka zabiegowa i rehabilitacyjna	61
	SK-01MR – Niemagnetyczny wieszak kroplówki	62
	E-02MR – Niemagnetyczny stół narzędziowy	63
	K-3MR Typ C – Niemagnetyczny stół oddziałowy	64
	K-3MR Typ D – Niemagnetyczny stół wielofunkcyjny	65
	PJ1-MR – Niemagnetyczny parawan mobilny	66
	WZ-MR – Niemagnetyczny wózek na bieliznę i odpady	67
	SMO-04MR – Niemagnetyczny stojak na pojemniki	68
	PO-01MR – Niemagnetyczny podest, jednostopniowy	69
	PO-02MR – Niemagnetyczny podest, dwustopniowy	70
07	Systemy szynowe ISA	71
	Jak działa system	72
	Uchwyty i uchwyty rurowe	73
	Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów	74
	Uchwyty do kuwet i pojemników	75
	Cewniki, koszyki i butelki	76
	Tlen i utylizacja	77
	Infuzja, parawany, wyciągniki i PMS	78
	Kontakt i zaopatrzenie	79

Budowa katalogu. Asortyment podzielono na 46 rodzin produktów. Rodzina łączy to, co różni się wyłącznie materiałem, wielkością lub formą konstrukcyjną – wersje zestawione są w tabeli. Każdy rozdział rozpoczyna przegląd wszystkich rodzin, po nim następują strony rodzin.

Grupa produktowa 07 ma własną logikę: systemy szynowe to nie katalog rodzin, lecz system modułowy złożony z szyny, uchwytu i osprzętu – objaśniony w trzech krokach od strony 71.



Jak korzystać z katalogu

Asortyment podzielono według rodzaju produktu. Zamiast poświęcać osobną stronę każdej wersji materiałowej, łączymy je: **rodzina produktów** to jeden produkt z tabelą wersji. Kto wie, *czego szuka*, znajdzie rodzinę w jednej z siedmiu grup produktowych – o wykonaniu decyduje się w następnej kolejności.

GRUPA PRODUKTOWA 01

Wózki pod aparaturę i zaopatrzeniowe

Mobilne stanowiska pracy dla aparatury, monitoringu i pielęgnacji. Od lekkiego wózka półkowego do samodzielnego montażu po modułowy nośnik aparatury z bezstopniową regulacją półek.

APAR · K-1 · ECO / TOP / MOD

Strona 11

3 rodziny · 8 wersji

GRUPA PRODUKTOWA 02

Wózki medyczne

Wózki do reanimacji, anestezji i zabiegów. Wszystkie mają wspólne wymiary korpusu, wysokość roboczą i system osprzętu – różnią się materiałem, platformą konstrukcyjną i wyposażeniem ratunkowym.

ANS / AVIT · REN / RVIT · MULTI · OPTIMUM · ...

Strona 16

5 rodzin · 16 wersji

GRUPA PRODUKTOWA 03

Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

Stoliki i wózki do gabinetu zabiegowego, przygotowania do operacji i na oddział. Stal kwasoodporna AISI 304 tam, gdzie decyduje higiena, stal lakierowana proszkowo tam, gdzie liczy się ekonomia.

STKO · SZ · E-01 · E-02 / E-03 · ...

Strona 23

7 rodzin · 15 wersji

GRUPA PRODUKTOWA 04

Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

Bielizna, odpady i materiały codziennie przemieszczają się po szpitalu. Do tego stoły pakowe i systemy regałów dla centralnej sterylizatorni.

WCB · MB · WZ / WZS · WZB · ...

Strona 32

14 rodzin · 43 wersje

Grupy produktowe 05 do 07 oraz trzy kroki pracy na następnej stronie.

Grupy produktowe 05 do 07

GRUPA PRODUKTOWA 05

Wypozażenie oddziałów i ambulatoriów

Podstawowe wyposażenie każdej sali: wieszaki kroplówki i stojaki, parawany, szafki przyłóżkowe, stoliki przyłóżkowe, stojaki na pojemniki, podesty i fotel do pobrania krwi.

SK · KO-2m · PT · WD · ...

Strona 49

7 rodzin · 19 wersji

GRUPA PRODUKTOWA 06

Wypozażenie do MR, niemagnetyczne

W pełni niemagnetyczne wyposażenie, dopuszczone do pomieszczeń MR do 3 Tesli włącznie – jedno pomieszczenie, jeden dostawca, jedna estetyka.

SR4MR · SK-01MR · E-02MR · K-3MR **Strona 58**
Typ C · ...

10 rodzin · 39 wersji

GRUPA PRODUKTOWA 07

Systemy szynowe ISA

Kein Familienkatalog, sondern ein Baukasten: Normschiene, Halter, Zubehör. 65 Bausteine für den Bettplatz - in drei Schritten erklärt.

Seite 71

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów

Uchwyty do kuwet i pojemników

Cewniki, koszyki i butelki

Tlen i utylizacja

Materiały i wykonania

ABS, ST, KO, HPL i aluminium – najważniejszy wybór konfiguracyjny w programie.

Strona 6

Kolory i powierzchnie

70 wzorników w pięciu grupach, z informacją, na którym elemencie występują.

Strona 7

Stałe dla całego programu

Wysokość robocza, głębokość korpusu, koła skrętne i system osprzętu – obowiązują dla wszystkich rodzin.

Strona 10

1 Przegląd

Wszystkie rodziny jednej grupy produktowej z wersjami, wymiarami i zastosowaniem obok siebie.

2 Strona rodziny

Tabela wersji, cechy i argument użytkowy. Do wyboru produktu i do przetargu.

3 Konfiguracja

Materiał, wielkość, kolor i osprzęt ustalamy wspólnie dla każdego zamówienia.

Trzy poziomy materiałowe – i co oznaczają

Skróty ABS, ST i KO oznaczają wykonanie materiałowe i są najważniejszym wyborem konfiguracyjnym w całym programie. Nie zmieniają wymiarów, funkcji ani osprzętu – jedynie poziom higieny, wytrzymałość i cenę. W większości rodzin korpus, blat, fronty i cokół można dodatkowo wybierać osobno.

ABS	Korpus stalowy + blat ABS	Korpus ze stali lakierowanej proszkowo, blat z udaroodpornego tworzywa ABS. Lekki, cichy i atrakcyjny cenowo – standardowy wybór na oddział ogólny i do ambulatorium.
ST	Korpus i blat ze stali lakierowanej proszkowo	Wykonanie w całości lakierowane, wytrzymałe i dostępne w każdym kolorze RAL z palety TECH-MED. Najbardziej odporna wersja lakierowana.
KO	W całości stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)	Korpus i blat ze stali kwasoodpornej. Dezynfekcja całej powierzchni, brak korozji – do stref przyoperacyjnych, pomieszczeń brudnych i sterylizacji. Fronty mimo to na życzenie lakierowane w kolorze RAL.
HPL	Laminat HPL	Wodoodporne blaty robocze i blaty wierzchnie do szafek przyłóżkowych i produkcji mebli.
AL	Aluminium, anodowane lub w kolorze RAL	Lekkie ramy profilowe do wózków i systemów meblowych, niemagnetyczne – podstawa serii MR.

Gdzie pojawia się kolor

Nie każdy element można wybrać w kolorze. Te pięć grup obejmuje wszystko, co w programie wymaga decyzji o kolorze – pełne wzorniki znajdują się na kolejnych trzech stronach.

Lakierowanie proszkowe RAL

21 kolorów

Elementy stalowe i aluminiowe w wykonaniach ABS i ST

Strona 7

Tapicerka

17 kolorów

Leżyska i siedziska w SR4MR i WP-1

Strona 8

Zasłony

10 kolorów

Parawany PT, PJ1-MR i PT-02

Strona 8

Płyty laminowane

17 dekorów

Płyty meblowe w WCB i WD

Strona 9

Blaty robocze

5 dekorów

Blaty HPL

Strona 9

Stal kwasoodporna KO

bez wyboru koloru

Stal kwasoodporna AISI 304 nie jest lakierowana

–

UWAGA W wielu rodzinach korpus, fronty i cokół można wybrać oddzielnie · Kolor frontów służy na wielu oddziałach jako oznaczenie strefy






Lakierowanie proszkowe według RAL

Podstawowa paleta programu: 21 kolorów dla wszystkich lakierowanych proszkowo elementów ze stali, aluminium i płyt meblowych.

ZASTOSOWANIE · LAKIEROWANE PROSZKOWO ELEMENTY STALOWE I ALUMINIOWE

Korpus, fronty, szuflady, uchwyty, ramy, cokoły i półki – w wykonaniach **ABS** i **ST**. Dotyczy tym samym niemal całego programu wózków, stolików i regałów. Wykonanie ze stali kwasoodpornej **KO** nie jest lakierowane, wybór koloru tam nie występuje.

W wielu rodzinach korpus, fronty i cokoły są wybierane oddzielnie – oznaczenie oddziału kolorem frontów to najczęstszy przypadek.

					
RAL 9003 Weiß	RAL 9001 Creme	RAL 1013 Perlweiß	RAL 1015 Beige	RAL 1018 Gelb	RAL 3015 Rosa
					
RAL 4003 Pink	RAL 3000 Rot	RAL 1034 Apricot	RAL 2008 Orange	RAL 5021 Petrol	RAL 6033 Graugrün
					
RAL 6027 Mintgrün	RAL 6019 Hellgrün	RAL 6018 Grün	RAL 5012 Blau	RAL 5017 Dunkelblau	RAL 5002 Marineblau
					
RAL 9006 Aluminium	RAL 7035 Grau	RAL 9005 Schwarz			

WZORNIK 1 Z 3 Odzworowanie jest przybliżone ze względów drukarskich i może odbiegać od oryginału. Do wiążącego wyboru udostępniamy oryginalne wzorniki. Elementy meblowe są ponadto dostępne w całej palecie RAL CLASSIC; dalsze kolory dla stali i aluminium na zapytanie za dopłatą.


Tapicerka i zasłony

Powierzchnie tekstylne. Tapicerka jest zmywalna i odporna na dezynfekcję, zasłona poliestrowa ma powłokę wodoodporną, zasłona prana nadaje się do prania w pralce.

ZASTOSOWANIE · TAPICEROWANE LEŻYSKA I SIEDZISKA

SR4MR leżanka zabiegowa i rehabilitacyjna oraz **WP-1** fotel do pobrań krwi. Materiał jest zmywalny i odporny na dezynfekcję.

TAPICERKA 17 KOLORÓW



ZASTOSOWANIE · PARAWANY STAŁE I MOBILNE

PT parawan teleskopowy, **PJ1-MR** parawan mobilny i **PT-02** parawan szynowy z grupy produktowej 07. Do zasłony należy zawsze 12 klipsów.

Poliester ZP ma powłokę wodoodporną, ZZ nadaje się do prania w pralce.

ZASŁONA POLIESTROWA ZP 7 KOLORÓW



ZASŁONA PRANA ZZ 3 KOLORY



WZORNIK 2 Z 3 Odzworowanie jest przybliżone ze względów drukarskich i może odbiegać od oryginału. Do wiążącego wyboru udostępniamy oryginalne wzorniki. Elementy meblowe są ponadto dostępne w całej palecie RAL CLASSIC; dalsze kolory dla stali i aluminium na zapytanie za dopłatą.

Płyty laminowane i blaty robocze


Materiały płytowe. Grupa I to wybór standardowy, grupa II dostarczana jest za dopłatą.
Blaty robocze to płyty postforming z wodoodporną powłoką HPL.

ZASTOSOWANIE · PŁYTY MEBLOWE

Korpus, fronty i wypełnienia w konstrukcji płytowej – **WCB** wózek na bieliznę z ramą aluminiową i wypełnieniem laminowanym oraz **WD** szafka przyłóżkowa.

Grupa I to wybór standardowy, grupa II dostarczana jest za dopłatą.

PŁYTY LAMINOWANE GRUPA I STANDARD




PŁYTY LAMINOWANE GRUPA II ZA DOPŁATĄ



ZASTOSOWANIE · BLATY ROBOCZE I BLATY WIERZCHNIE

Płyty postforming z powłoką HPL, wodoodporne. Do **WD** szafek przyłóżkowych i wszędzie tam, gdzie blat wykonywany jest opcjonalnie z laminatu HPL.

BLATY ROBOCZE POSTFORMING, POWLEKANE HPL



WZORNIK 3 Z 3 Odzworowanie jest przybliżone ze względów drukarskich i może odbiegać od oryginału. Do wiążącego wyboru udostępniamy oryginalne wzorniki. Elementy meblowe są ponadto dostępne w całej palecie RAL CLASSIC; dalsze kolory dla stali i aluminium na zapytanie za dopłatą.

Sześć stałych we wszystkich rodzinach produktów

Te cechy obowiązują w całym programie i nie są powtarzane na stronach produktowych. Kto pozna je raz, na każdej stronie rodziny czyta już tylko to, co daną rodzinę *wyróżnia*.

Wysokość robocza	1000 mm we wszystkich dużych wózkach (ANS, REN, MULTI, OPTIMUM, VITAL)
Głębokość korpusu	500 mm we wszystkich dużych wózkach
Błat roboczy	zagłębiona wanna z obwodowym rantem z trzech stron
Koła skrętne	Ø 125 mm w dużych wózkach · Ø 75 mm w stolikach oddziałowych · Ø 50–55 mm w małych urządzeniach, zawsze co najmniej dwa z hamulcem
Osprzęt	identyczny system modułowy we wszystkich rodzinach: szyna instrumentalna, wysuwana półka boczna, wieszak kroplówki, pojemnik na odpady, pudełko na rękawiczki, pojemnik na igły, koszyk na cewniki, koszyk na akcesoria, pojemnik na narzędzia, listwa zasilająca
Kolor	biały korpus, fronty i uchwyty w kolorze RAL jako oznaczenie oddziału

Jedyna twarda cecha funkcjonalna

W całym programie wózków istnieje dokładnie jedna różnica, której nie da się odwzorować konfiguracją: **wyposażenie ratunkowe** – półka pod defibrylator, deska do RKO i uchwyt do butli z tlenem. Jest ono zastrzeżone dla wózków reanimacyjnych: REN, RVIT i OPTIMUM typ R. Wszystko inne – materiał, wielkość, liczba szuflad, kolor, osprzęt – ustalane jest przy zamówieniu.

Z wyposażeniem ratunkowym	REN / RVIT (strona 19) · OPTIMUM typ R (strona 21)
Bez wyposażenia ratunkowego	ANS / AVIT · MULTI · OPTIMUM typ Z i typ P · wszystkie pozostałe rodziny

UWAGA DLA PLANUJĄCYCH Wszystkie serie można później rozbudować lub przebroić bez ingerencji w konstrukcję – osprzęt zawieszany się na szynie instrumentalnej lub na ramie.

Wózki pod aparaturę i zaopatrzeniowe

Mobilne stanowiska pracy dla aparatury, monitoringu i pielęgnacji. Od lekkiego wózka półkowego do samodzielnego montażu po modułowy nośnik aparatury z bezstopniową regulacją półek.



3 RODZINY PRODUKTÓW · 8 WERSJI

APAR

K-1

ECO / TOP / MOD

Strony rodzin: APAR str. 13 · K-1 str. 14 · ECO / TOP / MOD str. 15

Przegląd · Wózki pod aparaturę i zaopatrzeniowe

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	APAR Modułowe wózki pod aparaturę Rama z profili aluminiowych · Stal lakierowana proszkowo · ABS	3	APAR-1 APAR-2 APAR-3	Nośnik aparatury dla intensywnej terapii, bloku operacyjnego, endoskopii i diagnostyki	13
	K-1 Wózki pielęgniarskie i pod aparaturę Rama z profili aluminiowych · Stal lakierowana proszkowo · LUX w kolorze RAL	2	K-1 (G-001...G-008) K-1 LUX	Wózek pielęgniarski i opatrunkowy na oddział i do ambulatorium	14
	ECO / TOP / MOD Wózki z półkami do samodzielnego montażu Rama z profili aluminiowych · Półki stalowe lakierowane proszkowo	3	ECO TOP MOD	Półka pod aparaturę i wózek na materiały, klasa podstawowa	15

Wers. = liczba wykonań w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Grupa produktowa 01 · Wózki pod aparaturę i zaopatrzeniowe

APAR

Modułowe wózki pod aparaturę

Rama z profili aluminiowych · Stal lakierowana proszkowo · ABS



Seria APAR to modułowy kręgosłup programu wózków. Na ramie z profili aluminiowych można bezstopniowo rozmieszczać na dowolnej wysokości półki, szuflady i osprzęt – to wózek dopasowuje się do aparatu, a nie odwrotnie. Trzy wielkości obejmują wszystko od wąskiego nośnika pojedynczego aparatu po dwustronny wózek roboczy; osprzęt jest identyczny we wszystkich trzech i można go dołożyć w każdej chwili.

ZASTOSOWANIE

Nośnik aparatury dla intensywnej terapii, bloku operacyjnego, endoskopii i diagnostyki

WYKONANIA Oś zmienności: wielkość · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
APAR-1	510×480 / 510×520 / 670×540 mm · H 800–1300 mm · koła Ø 75 mm	Nośnik pojedynczego aparatu
APAR-2	Blaty 450 / 500 / 550 / 600 mm · koła Ø 100 mm	Standardowy wózek pod aparaturę
APAR-3	1200 × 580 mm · H 800–1800 mm · blat 1100×500 mm	Dwustronny wózek roboczy

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Zagłębiony blat zapobiega zsuwaniu się aparatury
- Odstęp półek dobierany bezstopniowo, zmienny w każdej chwili
- Cokół ze stali z osłoną ABS
- Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo w kolorze RAL
- Opcja: blat z laminatu HPL
- Osprzęt: uchwyt do monitora, listwa zasilająca, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna
- Osprzęt: ramię na kable, wieszak kroplówki, wyciąg, półka na klawiaturę
- Osprzęt: uchwyt do worka na odpady, uchwyt do butli z tlenem, wysuwana półka boczna

KONFIGURACJA Ta sama platforma, trzy wielkości. Osprzęt identyczny we wszystkich trzech. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 01 · Wózki pod aparaturę i zaopatrzeniowe

K-1

Wózek pielęgniarski i pod aparaturę

Rama z profili aluminiowych · Stal lakierowana proszkowo · LUX w kolorze RAL



Kompaktowy wózek pielęgniarski i opatrunkowy na oddział i do ambulatorium. Na tych samych aluminiowych kolumnach nośnych co APAR, ale w stałej wielkości i przy mniejszym budżecie. Wykonanie LUX różni się wyłącznie powierzchnią: blat i cokół są w kolorze RAL oddziału zamiast w bieli.

ZASTOSOWANIE

Wózek pielęgniarski i opatrunkowy na oddział i do ambulatorium

WYKONANIA Oś zmienności: wykonanie · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
K-1 (G-001...G-008)	530×400×800/900/1200 mm · 790×420×800 mm · blat 450×320 mm	Stal lakierowana proszkowo, biała
K-1 LUX	550 × 470 × 900 mm · blat 450×320 mm	Blat i cokół w kolorze RAL, osłona cokołu z ABS

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Kolumny nośne z aluminium lakierowanego proszkowo
- Odstęp półek dowolnie regulowany, osprzęt do dołożenia
- Zagłębiony blat zapobiega zsuwaniu
- Ośmiem form konstrukcyjnych G-001 do G-008
- Koła Ø 75 mm, dwa z hamulcem
- Osprzęt: listwa zasilająca, wieszak kroplówki, ramię na kable, szyna instrumentalna, koszyk na akcesoria
- LUX dodatkowo z osłoną cokołu z ABS i wysięgnikiem WKP

KONFIGURACJA LUX różni się wyłącznie powierzchnią i kolorystyką. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 01 · Wózki pod aparaturę i zaopatrzeniowe

ECO / TOP / MOD

Wózki z półkami do samodzielnego montażu

Rama z profili aluminiowych · Półki stalowe lakierowane proszkowo



Trzy smukłe serie do wszystkich przypadków, w których wózek w pełnym wyposażeniu nie jest potrzebny. Wózki dostarczane są w częściach i montowane na miejscu – odstęp półek wybiera się przy tym dowolnie. Powstaje w ten sposób atrakcyjny cenowo poziom poniżej serii APAR, bez oszczędzania na materiale i kołach.

ZASTOSOWANIE

Półka pod aparaturę i wózek na materiały, klasa podstawowa

WYKONANIA Oś zmienności: wielkość · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
ECO	500 × 460 × 1000 mm · blat 450×320 · półka 400×260 mm	wąski, wysoki
TOP	530 × 400 × 900 mm · blat 450×320 mm	Standard
MOD	735 × 420 × 860 mm · blat 655×400 mm	szeroki

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
- Cokół i półki ze stali lakierowanej proszkowo
- Półki z podniesionym rantem
- Odstęp półek dowolnie ustalany przy montażu
- Koła skrętne Ø 50 mm, dwa z hamulcem
- Osprzęt: listwa zasilająca, koszyk na akcesoria, szyna instrumentalna
- Prosty montaż własny, wysyłka oszczędzająca miejsce

KONFIGURACJA Identyczna konstrukcja, trzy formaty. Koła skrętne Ø 50 mm, montaż własny. · Stałe elementy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Wózki medyczne

Wózki do reanimacji, anestezji i zabiegów. Wszystkie mają wspólne wymiary korpusu, wysokość roboczą i system osprzętu – różnią się materiałem, platformą konstrukcyjną i wyposażeniem ratunkowym.



5 RODZIN PRODUKTÓW · 16 WERSJI

ANS / AVIT

REN / RVIT

MULTI

OPTIMUM

K-5 / K-6

Strony rodzin: ANS / AVIT str. 18 · REN / RVIT str. 19 · MULTI str. 20 · OPTIMUM str. 21 · K-5 / K-6 str. 22

Przegląd · Wózki medyczne

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	ANS / AVIT Wózki anestezjologiczne i iniekcyjne ABS · ST · KO do wyboru	4	ANS-ABS ANS-ST ANS-KO AVIT (VITAL)	Anestezjologia, wprowadzenie do znieczulenia, sala wybudzeń	18
	REN / RVIT Wózki reanimacyjne i ratunkowe ABS · ST · KO do wyboru	4	REN-ABS REN-ST REN-KO RVIT (VITAL)	Reanimacja i ratownictwo – oddział, ambulatorium, działy zabiegowe	19
	MULTI Wózki wielofunkcyjne i oddziałowe ABS · ST · KO do wyboru	3	MULTI-ABS MULTI-ST MULTI-KO	Ogólne zaopatrzenie oddziału, indywidualna konfiguracja	20
	OPTIMUM Wózki zabiegowe, reanimacyjne i interwencyjne Stal lakierowana proszkowo · rama aluminiowa · blat ABS	3	OPTIMUM Z OPTIMUM R OPTIMUM P	Leczenie, reanimacja i zabiegi – SOR, intensywna terapia, blok operacyjny	21
	K-5 / K-6 Wózki pomocnicze i asystencyjne Stal lakierowana proszkowo · opcjonalnie stal kwasoodporna	2	K-5 K-6	Gabinet zabiegowy, praktyka lekarska, asysta operacyjna	22

Wers. = liczba wykonań w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Grupa produktowa 02 · Wózki medyczne

ANS / AVIT

Wózki anestezyjologiczne i iniekcyjne

ABS · ST · KO do wyboru



Wszystko do wprowadzenia znieczulenia w zasięgu ręki. Cztery katalogi producenta tworzą tu jedną rodzinę produktów: wymiary, osprzęt i funkcja są identyczne, wybiera się tylko materiał – a w wykonaniu VITAL dodatkowo platformę konstrukcyjną. ABS to wersja atrakcyjna cenowo, ST wytrzymała lakierowana, KO w pełni dezynfekowalna wersja ze stali kwasoodpornej.

ZASTOSOWANIE

Anestezjologia, wprowadzenie do znieczulenia, sala wybudzeń

WYKONANIA Oś zmienności: materiał / platforma · 4 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
ANS-ABS	600 × 500 × 1000 mm · wysokość całkowita 1300–1700 mm	Korpus stalowy, blat ABS – atrakcyjny cenowo
ANS-ST	600 × 500 × 1000 mm	Korpus i blat ze stali lakierowanej proszkowo
ANS-KO	600 × 500 × 1000 mm	całkowicie ze stali kwasoodpornej AISI 304 – najwyższy poziom higieny
AVIT (VITAL)	Korpus 600 / 700 / 800 × 500 × 1000 mm	Rama z profilu aluminiowego, materiał dowolnie łączony

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Wyściółka dźwiękochłonna redukuje wibracje
- Fronty i uchwyty w kolorze RAL jako oznaczenie oddziału
- Blat wgłębiony, z rantem z trzech stron
- Zamek centralny i oznakowanie szuflad
- Wymowane przegrody szuflad
- Wysuwana płyta boczna jako dodatkowa powierzchnia robocza
- Osprzęt: szyna instrumentalna, wieszak kroplówki, pojemnik na odpady
- Osprzęt: pudełko na rękawiczki, pojemnik na igły, koszyk na cewniki, koszyk na akcesoria


KONFIGURACJA Cztery katalogi, jeden produkt. Wymiary i osprzęt identyczne – zmienia się tylko materiał lub platforma. · Stałe elementy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 02 · Wózki medyczne

REN / RVIT

Wózki reanimacyjne i ratunkowe

ABS · ST · KO do wyboru



Różnicę wobec rodziny anestezjologicznej można dokładnie nazwać: półka pod defibrylator, deska do RKO i uchwyt do butli z tlenem. To jedyna prawdziwa cecha funkcjonalna w całym programie wózków – reszta to konfiguracja. Korpus, blat i cokół wybiera się jak przy ANS w ABS, stali lub stali kwasoodpornej.

ZASTOSOWANIE

Reanimacja i ratownictwo – oddział, ambulatorium, dział zabiegowy

WYKONANIA Oś zmienności: materiał / platforma · 4 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
REN-ABS	600 × 500 × 1000 mm, REN-06 szerokość 700 mm	Korpus stalowy, blat ABS
REN-ST	600 × 500 × 1000 mm · REN-06 szerokość 700 mm	Korpus i blat ze stali lakierowanej proszkowo w RAL
REN-KO	Korpus 600 × 500 mm · wysokość robocza 1000 mm · modele REN-01 do REN-05	całkowicie ze stali kwasoodpornej 0H18N9, fronty opcjonalnie lakierowane w RAL
RVIT (VITAL)	600 × 500 × 1000 mm	Rama z profilu aluminiowego, materiał dowolnie łączony

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Półka pod defibrylator, regulowana wysokość
- Deska do RKO do reanimacji
- Uchwyt do butli z tlenem
- Wyściółka dźwiękochłonna, zamek centralny
- Fronty w kolorze RAL, lakierowane także w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
- Modele REN-01 do REN-06, REN-06 z korpusem o szerokości 700 mm
- Wsuwana płyta boczna, wieszak kroplówki, listwa zasilająca
- Przebudowa i rozbudowa bez ingerencji w konstrukcję

KONFIGURACJA Jedyna prawdziwa różnica funkcjonalna wobec rodziny ANS: półka pod defibrylator, deska do RKO, uchwyt do butli O2. · Stałe elementy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 02 · Wózki medyczne

MULTI

Wózki wielofunkcyjne i oddziałowe

ABS · ST · KO do wyboru



Elastyczny wózek oddziałowy – i jedyna rodzina programu z kilkoma szerokościami. Od 400 mm na wąski korytarz do 900 mm przy pełnym zaopatrzeniu, każdorazowo w ABS, stali lub stali kwasoodpornej. Podział szuflad, kosze i tace ustalane są dla każdego zamówienia.

ZASTOSOWANIE

Ogólne zaopatrzenie oddziału, indywidualna konfiguracja

WYKONANIA Oś zmienności: materiał · szerokość · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
MULTI-ABS	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	Korpus stalowy, blat ABS
MULTI-ST	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	stal lakierowana proszkowo
MULTI-KO	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	Stal kwasoodporna AISI 304

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Cztery szerokości: 400, 700, 800 i 900 mm
- Modele MULTI-02 do MULTI-06
- Korpus do wyboru z ABS, stali lakierowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej AISI 304
- Wyściółka dźwiękochłonna
- Podział szuflad według życzenia klienta
- Mocowanie na kosze i kuwety w formacie 400 × 300 mm
- Koła skrętne Ø 125 mm, dwa z hamulcem

KONFIGURACJA Jedyna rodzina z kilkoma szerokościami (MULTI-02 do MULTI-06). · Stałe elementy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 02 · Wózki medyczne

OPTIMUM

Wózki zabiegowe, reanimacyjne i interwencyjne

Stal lakierowana proszkowo · rama aluminiowa · blat ABS



Linia wzornicza programu w trzech typach: Z do zabiegów, R do reanimacji, P do procedur interwencyjnych. Wszystkie trzy mają ten sam korpus z ramą aluminiową, zamkiem centralnym i kołami 125 mm. Różnica między Z i P dotyczy wyłącznie mechaniki blatu roboczego: wsuwany przy Z, wysuwany do przodu przy P.

ZASTOSOWANIE

Leczenie, reanimacja i zabiegi – SOR, intensywna terapia, blok operacyjny

WYKONANIA Oś zmienności: typ · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
OPTIMUM Z	700 × 500 × 1000 mm · wysokość całkowita 1700 mm · korpus 600×500 mm	Zabiegi, blat roboczy wsuwany
OPTIMUM R	700 × 500 × 1000 mm	Reanimacja – półka pod defibrylator, deska do RKO, uchwyt O2
OPTIMUM P	700 × 500 × 1000 mm	Procedury interwencyjne, blat roboczy wysuwany do przodu

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama z profilu aluminiowego biała, korpus ze stali lakierowanej proszkowo
- Blat z ABS z rantem z trzech stron
- Wysuwany lub wsuwany dodatkowy blat roboczy
- Cokół z osłoną ABS, zabezpieczeniem przed zsuwaniem i zintegrowanymi odbojami
- Zamek centralny, fronty i uchwyty w RAL
- Typ R dodatkowo z półką pod defibrylator i deską do RKO
- Opcja: blat roboczy ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Osprzęt: pojemnik uchylny, półki, koszyk na akcesoria, pojemnik na odpady
- Osprzęt: pojemnik na narzędzia, pudełko na rękawiczki, pojemnik na igły, koszyk na cewniki
- Osprzęt: wieszak kroplówki, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca

KONFIGURACJA Linia wzornicza z ramą aluminiową. Różnica między Z i P dotyczy wyłącznie mechaniki blatu roboczego. · Stałe elementy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 02 · Wózki medyczne

K-5 / K-6

Wózki pomocnicze i asystencyjne

Stal lakierowana proszkowo · opcjonalnie stal kwasoodporna



Dwa kompaktowe pomocniki do gabinetu zabiegowego i ambulatorium. K-5 stoi na pięcioramiennej podstawie i jeździ lekko oraz stabilnie – także przy całkowicie wysuniętej szufladzie. K-6 to mały wózek wielofunkcyjny z blatem ze stali kwasoodpornej i jedną szufladą.

ZASTOSOWANIE

Gabinet zabiegowy, praktyka lekarska, asysta operacyjna

WYKONANIA Oś zmienności: forma konstrukcyjna · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
K-5	Blat 450×450 mm · wys. 800 mm · podstawa Ø 600 mm · koła Ø 55 mm, 3 hamulce	Podstawa pięcioramienna, 1–4 szuflady
K-6	500 × 400 × 800 mm · blat 450×320 · szuflada 450×320×155 mm	Podwozie jezdne, blat ze stali kwasoodpornej

CECHY I WYPOSAŻENIE

- K-5: podstawa pięcioramienna, koła Ø 55 mm, trzy z hamulcem
- K-5: od jednej do czterech szuflad, fronty w kolorze RAL
- K-5: blat 450 × 450 mm z wgłębieniem
- K-6: blat ze stali kwasoodpornej z podniesionymi krawędziami
- K-6: szuflada 450 × 320 × 155 mm, koła Ø 75 mm
- Oba opcjonalnie w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304

KONFIGURACJA Oba to kompaktowe pomocniki do gabinetu zabiegowego i ambulatorium. · Stałe elementy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

Stoliki i wózki do gabinetu zabiegowego, przygotowania do operacji i na oddział. Stal kwasoodporna AISI 304 tam, gdzie decyduje higiena, stal lakierowana proszkowo tam, gdzie liczy się ekonomia.



7 RODZIN PRODUKTÓW · 15 WERSJI

STKO

SZ

E-01

E-02 / E-03

K-3

MB-3

WL

Strony rodzin: STKO str. 25 · SZ str. 26 · E-01 str. 27 · E-02 / E-03 str. 28 · K-3 str. 29 · MB-3 str. 30 · WL str. 31

Przegląd · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	STKO Wózki zabiegowe i opatrunkowe Stal kwasoodporna AISI 304 (KO) lub stal lakierowana proszkowo (ST)	2	STKO (KO) STKO typ ST	Ambulatorium, gabinet opatrunkowy, sala zabiegowa, oddział	25
	SZ Kompaktowy stół zabiegowy Rama z rury stalowej biała · blat ze stali kwasoodpornej AISI 304	1	SZ	Małe sale zabiegowe, praktyka lekarska, badania	26
	E-01 Stół narzędziowy Mayo Stal kwasoodporna AISI 304	2	E-01KO · hydrauliczny E-01KO/E · elektryczny	Blok operacyjny, sala zabiegowa, sterylne odkładanie narzędzi	27
	E-02 / E-03 Stoliki narzędziowe, jezdne Stal kwasoodporna AISI 304 · cokół ze stali lub stali kwasoodpornej	2	E-02 E-03KO	Odkładanie narzędzi i materiałów, przygotowanie do operacji	28
	K-3 Wózki opatrunkowe i oddziałowe Rama aluminiowo-stalowa · tace ze stali kwasoodpornej AISI 304	6	C-01 C-02 C-03 / C-04 D-01 / D-02 D-03 D-04	Oddział, obchód, zmiana opatrunków, transport materiałów	29
	MB-3 Stół oddziałowy z blatem ABS Rama aluminiowa · blat ABS · taca ze stali kwasoodpornej	1	MB-3	Obchód, zmiana opatrunków, przygotowanie materiałów	30
	WL Wózek oddziałowy z organizerami na leki Rama aluminiowo-stalowa · tace ze stali kwasoodpornej AISI 304	1	WL	Dystrybucja leków na oddziale	31

Wers. = liczba wykonań w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Grupa produktowa 03 · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

STKO

Wózki zabiegowe i opatrunkowe

Stal kwasoodporna AISI 304 (KO) lub stal lakierowana proszkowo (ST)



Klasyk wśród wózków zabiegowych – w dwóch wariantach materiałowych. Typ KO wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304, typ ST ze stali lakierowanej proszkowo z kolorowymi frontami. Oba mają zintegrowane szyny instrumentalne, na których bez narzędzi zawieszają się miskę na odpady, wkład na cewniki i pudełko na rękawiczki. Wymiar całkowity zależy od wielkości blatu.

ZASTOSOWANIE

Ambulatorium, gabinet opatrunkowy, sala zabiegowa, oddział

WYKONANIA Oś zmienności: materiał · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
STKO (KO)	STKO-02 570×550×900 mm · STKO-04 1270×550×900 mm · blaty 450/500/550/600/1000 mm	w całości stal kwasoodporna AISI 304
STKO typ ST	STKO-01ST 570×550×900 mm · STKO-04ST 1270×550×900 mm · blaty do 1100 mm	stal lakierowana proszkowo, fronty w RAL

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Zintegrowane szyny instrumentalne pod osprzęt
- Zagłębiony blat zapobiega zsuwaniu
- Koła skrętne Ø 100 mm z odbojami, dwa z hamulcem
- Długości blatu 450 / 500 / 550 / 600 i 1100 mm
- Uchwyty do prowadzenia na krótszych bokach (typ ST)
- Osprzęt: półka nadstawna, miski uchylne, nadstawka na 4, 5 lub 6 pojemników uchylnych
- Osprzęt: uchwyt do worka na odpady z pokrywą, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki
- Osprzęt: pudełko na rękawiczki, pojemnik na igły, wieszak kroplówki

KONFIGURACJA Ta sama seria w dwóch wariantach materiałowych. Koła skrętne Ø100 mm z odbojami. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 03 · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

SZ

Kompaktowy stolik zabiegowy

Rama z rury stalowej, biała · blat ze stali kwasoodpornej AISI 304



Najmniejsza forma w programie stolików zabiegowych. Biała rama z rury stalowej, blat ze stali kwasoodpornej i uchylna miska na odpady – w małej sali zabiegowej często nie potrzeba więcej. Uzupełnia serię STKO od dołu.

ZASTOSOWANIE

Małe sale zabiegowe, gabinet, badanie

WYKONANIA Oś zmienności: – · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SZ	740 × 410 × 810 mm	Blat ze stali kwasoodpornej, uchylna miska na odpady, koła skrętne Ø 50 mm

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama z rury stalowej lakierowanej proszkowo, biała
- Blat ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Płaska, uchylna miska na odpady ze stali kwasoodpornej
- Wymiar całkowity 740 × 410 × 810 mm
- Koła skrętne Ø 50 mm, dwa z hamulcem
- Opcja: rama ze stali kwasoodpornej AISI 304

KONFIGURACJA Najmniejsza forma – uzupełnia STKO od dołu. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 03 · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

E-01

Stolik narzędziowy Mayo

Stal kwasoodporna AISI 304



Stolik Mayo to jeden z najczęściej poszukiwanych pojedynczych produktów w meblach medycznych. TECH-MED dostarcza go w dwóch wersjach napędu – a wersja elektryczna jest prawdziwym wyróżnikiem: regulacja wysokości włącznikiem nożnym, akumulator 24 V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i optyczno-akustycznym sygnałem ładowania, zewnętrzna ładowarka. Obie wersje wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304.

ZASTOSOWANIE

Blok operacyjny, sala zabiegowa, sterylne odkładanie narzędzi

WYKONANIA Oś zmienności: napęd · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
E-01KO · hydrauliczny	750 × 500 × 950–1320 mm · pedał nożny · blat obrotowy 360°	Koła skrętne Ø 75 mm, opcjonalnie podwójne
E-01KO/E · elektryczny	Skok 910–1310 mm · akumulator 24 V, włącznik nożny, ładowarka	jedyny stolik Mayo z regulacją elektryczną na rynku, blat zdejmowany

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Blat z wgłębieniem, obrotowy 360°
- Hydraulicznie: pedał nożny, skok 950–1320 mm
- Elektrycznie: włącznik nożny, skok 910–1310 mm, napięcie bezpieczne 24 V
- Akumulator z automatycznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i wskaźnikiem ładowania
- Opcja: blokada obrotu blatu
- Opcja: zdejmowany blat do pełnej dezynfekcji
- Koła skrętne Ø 75 mm pojedyncze lub podwójne, opcjonalnie Ø 100 mm

KONFIGURACJA Wersja elektryczna to prawdziwy wyróżnik – pokazać w widocznym miejscu. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 03 · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

E-02 / E-03

Stoliki narzędziowe, jezdne

Stal kwasoodporna AISI 304 · cokół ze stali lub stali kwasoodpornej



Dwie wielkości tej samej konstrukcji: jezdny stół narzędziowy z blatem ze stali kwasoodpornej o regulowanej wysokości. E-02 reguluje się ręcznie, E-03 korbą – przy długości blatu 1100 mm to wygodniejsze rozwiązanie.

ZASTOSOWANIE

Odkładanie narzędzi i materiałów, przygotowanie do operacji

WYKONANIA Oś zmienności: wielkość · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
E-02	750 × 500 × 850–1300 mm · ręczna regulacja wysokości	Blat ze stali kwasoodpornej, cokół stalowy lub całość ze stali kwasoodpornej
E-03KO	1100 × 600 × 850–1200 mm · korbą ręczną	w całości stal kwasoodporna, wszystkie koła z hamulcem

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Blat ze stali kwasoodpornej AISI 304 z wgłębieniem lub podniesionymi krawędziami
- E-02: regulacja wysokości 850–1300 mm ręcznie
- E-03: regulacja wysokości 850–1200 mm korbą ręczną
- E-02 opcjonalnie w całości ze stali kwasoodpornej
- E-03 w całości ze stali kwasoodpornej, wszystkie koła z hamulcem
- Koła skrętne Ø 75 mm

KONFIGURACJA Dwie wielkości tej samej konstrukcji. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 03 · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

K-3

Wózki opatrunkowe i oddziałowe

Rama aluminiowo-stalowa · tace ze stali kwasoodpornej AISI 304



Najlepiej sprzedający się typ wózka oddziałowego – a powodem jest rozwiązanie z tacami. W typie D blat i półki to wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej, które w całości trafiają do myjni-dezynfektora, podczas gdy wózek pracuje dalej. Typ C ma blat zamontowany na stałe z rantem. Osiem form konstrukcyjnych obejmuje każdą wielkość pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE

Oddział, obchód, zmiana opatrunków, transport materiałów

WYKONANIA Oś zmienności: typ · forma · 6 wykonań

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
C-01	770 × 430 × 880 mm · wykonanie długie 950 mm	Blat zamontowany na stałe, rant
C-02	770 × 430–480 × 880 mm · długi 950/985 mm	z szufladą
C-03 / C-04	770 × 430 × 880 mm · długi 950 mm	kilka półek
D-01 / D-02	805 × 430–480 × 890 mm	Blat jako wyjmowana taca 610×358×17 mm
D-03	1000 × 430–480 × 890 mm	wykonanie duże, sześć form A–F1
D-04	680 × 430 × 890 mm · wersja krótka 480 mm	kompaktowy

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama aluminiowo-stalowa, lakierowana proszkowo na biało
- Typ C – blat zamontowany na stałe, z podniesionym rantem
- Typ D – blat jako wyjmowana taca 610 × 358 × 17 mm
- Kuweta z tworzywa 395 × 325 × 65 mm
- Półka koszowa 655 × 410 × 90 mm
- Stelaż na worek na odpady ze stali z pokrywą z tworzywa
- Koła Ø 75 mm, dwa z hamulcem
- Opcja: wózek w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Osprzęt: uchylna miska na odpady, koszyk na akcesoria, miska na odpady ze stali kwasoodpornej

KONFIGURACJA Osiem katalogów, jedna rodzina. Typ C = blat zamontowany na stałe, typ D = wyjmowana taca. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 03 · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

MB-3

Stolik oddziałowy z blatem ABS

Rama aluminiowa · blat ABS · taca ze stali kwasoodpornej

Stolik oddziałowy z blatem ABS: lżejszy i cichszy niż płyta stalowa, przy tym równie łatwy do czyszczenia. Taca ze stali kwasoodpornej jest na życzenie wyjmowana, kuweta i stelaż na worek na odpady należą do wyposażenia podstawowego.

ZASTOSOWANIE

Obchód, zmiana opatrunków, przygotowanie materiałów

WYKONANIA Oś zmienności: – · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
MB-3	835 × 455 × 880 mm · blat 740×410 mm	Blat ABS, taca ze stali kwasoodpornej, kuweta z tworzywa

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, biała
- Blat i półka z ABS z wgłębieniem
- Taca ze stali kwasoodpornej, opcjonalnie wyjmowana
- Kuweta z tworzywa i półka koszowa
- Stelaż na worek na odpady z pokrywą ABS
- Wymiar całkowity 835 × 455 × 880 mm, blat 740 × 410 mm
- Koła Ø 75 mm, dwa z hamulcem

KONFIGURACJA Funkcjonalnie blisko K-3, ale z blatem ABS. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 03 · Stoliki zabiegowe, narzędziowe i oddziałowe

WL

Wózek oddziałowy z organizerami na leki

Rama aluminiowo-stalowa · tace ze stali kwasoodpornej AISI 304



Specjalista od dystrybucji leków. Na każdym poziomie mieszczą się dwie wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej i do 60 organizerów na leki z tworzywa – obchód jest przygotowany w jednym przejściu, a taca trafia potem w całości do mycia i dezynfekcji.

ZASTOSOWANIE

Dystrybucja leków na oddziale

WYKONANIA Oś zmienności: – · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WL	660 × 430 × 890 mm	dwie wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej na poziom, 60 organizerów na leki na poziom

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama z aluminium i stali, lakierowana proszkowo na biało
- Dwie wyjmowane tace ze stali kwasoodpornej na każdym poziomie
- 60 organizerów na leki z tworzywa na każdym poziomie
- Wymiar całkowity 660 × 430 × 890 mm
- Koła Ø 75 mm, dwa z hamulcem
- Opcja: rama i koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej AISI 304

KONFIGURACJA Specjalista od dystrybucji leków – własny argument sprzedażowy · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

Bielizna, odpady i materiały codziennie przemieszczają się po szpitalu. Do tego stoły pakowe i systemy regałów dla centralnej sterylizatorni.



14 RODZIN PRODUKTÓW · 43 WERSJE

WCB

MB

WZ / WZS

WZB

WMW

WT

WPP

WK / WKS

RKS

RM

SL / WS

ROB

SMO

PAK

Strony rodzin: WCB str. 35 · MB str. 36 · WZ / WZS str. 37 · WZB str. 38 · WMW str. 39 · WT str. 40 · WPP str. 41 · WK / WKS str. 42 · RKS str. 43 · RM str. 44 · SL / WS str. 45 · ROB str. 46 · SMO str. 47 · PAK str. 48

Przegląd · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych (część 1)

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	WCB Wózek na bieliznę czystą / brudną Rama aluminiowa · wypełnienie laminatem RAL · pokrywa ABS	4	WCB-1111 / 1121 / 1221 / 1411 WCB-2123 / 2133 WCB-2200 WCB-2223	Korytarz oddziału, logistyka bielizny, koncepcja higieny	35
	MB Wózek na odpady i worki Stal kwasoodporna AISI 304 · pokrywa ABS	4	MB-01 MB-02 MB-03 MB-4 (forma specjalna)	Segregacja odpadów na oddziale, brudownik	36
	WZ / WZS Wózek na worki, stal kwasoodporna Stal kwasoodporna AISI 304	5	WZ-01 · 40 l WZ-01 WZ-02 WZ-03 WZS-01	Zbiórka bielizny i odpadów, ekonomiczne rozwiązanie standardowe	37
	WZB Wózek na bieliznę, stal kwasoodporna, zamknięty Stal kwasoodporna AISI 304 · pokrywa ABS	1	WZB	Transport bielizny o podwyższonych wymaganiach higienicznych	38
	WMW Wózek na bieliznę i materiały Stal lakierowana proszkowo RAL · opcjonalnie ABS	5	WMW-1110 WMW-1210 WMW-1230 WMW-1450 WMW-2110	Dystrybucja bielizny i materiałów na oddziale	39
	WT Wózek platformowy i transportowy Stal kwasoodporna AISI 304 lub stal lakierowana proszkowo	1	WT-01	Transport materiałów w budynku, ciężkie ładunki	40
	WPP Wózek do transportu posiłków Stal kwasoodporna AISI 304	3	WPP-01 WPP-01 z półką boczną WPP-02G	Dystrybucja posiłków, logistyka kuchenna	41

Wers. = liczba wykonań w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Przegląd · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych (część 2)

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	WK / WKS Wózek koszykowy Stal kwasoodporna AISI 304 · opcjonalnie stal	6	WK-01/A WK-02/A · B · C WK-03 WKS-1 WKS-2 WKS-3	Transport materiałów, zaopatrzenie oddziałów, logistyka materiałów sterylnych	42
	RKS Regały rusztowe i magazynowe Stal kwasoodporna AISI 304	6	RKS-2 RKS-3 RKS-4 RKS-5 RKS-6 / RKS-7 RK	Magazyn, brudownik, strefa materiałów sterylnych	43
	RM Regały magazynowe Stal kwasoodporna AISI 304	1	RM	Magazyn, pomieszczenie zapasów, apteka	44
	SL / WS Regały na baseny i kaczki Stal kwasoodporna AISI 304	2	SL WS	Brudownik, myjnia basenów	45
	ROB Regał ścienny na obuwie Stal kwasoodporna AISI 304	1	ROB	Szatnia personelu, śluza	46
	SMO Stojak na pojemniki na odpady Stal kwasoodporna AISI 304	3	SMO-01 / SMO-02 SMO-03 SMO-04 / SMO-05	Gabinet zabiegowy, sala zabiegowa, laboratorium	47
	PAK Stoły pakowe do sterylizacji Stal kwasoodporna AISI 304	1	PAK-01 / PAK-02	Sterylizatornia centralna, pakowanie materiałów sterylnych	48

Wers. = liczba wykonań w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

WCB

Wózek na bieliznę czystą / brudną

Rama aluminiowa · wypełnienie laminatem RAL · pokrywa ABS



Wózki na bieliznę stoją na korytarzu i wpływają na wygląd oddziału bardziej, niż wielu przypuszcza. Seria WCB rozwiązuje to systemem ram aluminiowych z wypełnieniem laminatem, dostarczonym w każdym kolorze RAL – wózek wpisuje się w wyposażenie, zamiast je zaburzać. Pięć wersji od 900 do 1450 mm, jedno- lub dwukomorowych.

ZASTOSOWANIE

Korytarz oddziału, logistyka bielizny, koncepcja higieny

WYKONANIA Oś zmienności: forma konstrukcyjna · 4 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WCB-1111 / 1121 / 1221 / 1411	1050 × 580 × 1080 mm	jednokomorowy
WCB-2123 / 2133	1100 × 580 × 1080 mm	dwukomorowy
WCB-2200	900 × 580 × 1080 mm	kompaktowy
WCB-2223	1450 × 580 × 1080 mm	duży

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama z zamkniętych profili aluminiowych ze złączami ABS
- Wypełnienie z płyty wiórowej laminowanej obustronnie
- Rama anodowana lub lakierowana proszkowo w kolorze RAL
- Pokrywa z ABS, otwierana ręcznie lub pedałem nożnym
- Pierścień ze stali kwasoodpornej z klipsami zapobiegającymi zsuwaniu się worka
- Opcja: silikonowy pierścień zaciskowy zamiast klipsów
- Koła Ø 100 mm, dwa z hamulcem, odboje narożne dookoła
- Błat z rantem z trzech stron

KONFIGURACJA Rama aluminiowa z wypełnieniem laminatem w kolorze RAL – wizualnie najbardziej dopracowany wózek na bieliznę. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

MB

Wózki na odpady i worki na bieliznę

Stal kwasoodporna AISI 304 · pokrywa ABS



Segregacja odpadów to na oddziale codzienna rutyna, a zarazem stały temat audytów. Seria MB realizuje ją za pomocą jednego do trzech pierścieni na jednym podwoziu, na życzenie z oznaczeniem frakcji. Pokrywa z ABS zamyka się z tłumieniem, ręcznie lub pedałem nożnym – to drugie rozwiązanie jest właściwym wyborem w strefach wrażliwych higienicznie.

ZASTOSOWANIE

Segregacja odpadów na oddziale, brudownik

WYKONANIA Oś zmienności: liczba pierścieni · pojemność · 4 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
MB-01	395 × 495 × 695 mm (60–80 l) · 875 mm (100–120 l)	jeden pierścień
MB-02	815 × 495 × 695 / 875 mm	dwa pierścienie
MB-03	1225 × 495 × 695 / 875 mm	trzy pierścienie
MB-4 (wersja specjalna)	880 × 405 × 860 mm (100–120 l)	wąska forma konstrukcyjna

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama i pierścień na worek z rury ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Pokrywa z ABS w kolorze białym lub szarym, z systemem soft-close
- Otwieranie pokrywy ręczne lub pedałem nożnym
- Cokół ze stali z osłoną ABS
- Koła skrętne Ø 50 mm, dwa z hamulcem
- Opcja: pierścień silikonowy zapobiegający zsuwaniu się worka
- Opcja: wózek z oznaczeniem segregacji
- Pojemność 60–80 l i 100–120 l

KONFIGURACJA Rama ze stali kwasoodpornej, pokrywa z ABS z systemem soft-close, opcjonalnie pedał nożny i oznaczenie segregacji. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

WZ / WZS

Wózek na worki, stal kwasoodporna

Stal kwasoodporna AISI 304



Ekonomiczne rozwiązanie standardowe do bielizny i odpadów: rama ze stali kwasoodpornej, pierścień na worek i gotowe. Od jednego do trzech pierścieni, pojemność od 40 do 120 litrów. WZS to wersja składana – po złożeniu zajmuje minimum miejsca w magazynie.

ZASTOSOWANIE

Zbiórka bielizny i odpadów, ekonomiczne rozwiązanie standardowe

WYKONANIA Oś zmienności: liczba pierścieni · pojemność · 5 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WZ-01 · 40 l	315 × 385 × 520 mm	wykonanie najmniejsze
WZ-01	355 × 410 × 680 mm (60–80 l) · 410 × 465 × 850 mm (100–120 l)	jeden pierścień
WZ-02	790 × 440 × 680 / 900 × 495 × 850 mm	dwa pierścienie
WZ-03	1190 × 440 × 680 / 1355 × 495 × 860 mm	trzy pierścienie
WZS-01	składany, na worki 100 l	Stelaż składany, oszczędza miejsce w magazynie

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Wykonania jedno-, dwu- i trzypierścieniowe
- Pojemność 40 l, 60–80 l i 100–120 l
- Pierścień na worek z klipsami zapobiegającymi zsuwaniu
- Opcja: pierścień silikonowy zamiast klipsów
- WZS-01 składany, na worki 100 l
- Koła skrętne Ø 50 mm, dwa z hamulcem

KONFIGURACJA Ekonomiczne rozwiązanie standardowe. WZS to wersja składana. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

WZB

Wózek na bieliznę, stal kwasoodporna, zamknięty

Stal kwasoodporna AISI 304 · pokrywa ABS



Zamknięty wózek na bieliznę ze stali kwasoodpornej – tam, gdzie worek nie może być widoczny. Korpus, pokrywa i półka tworzą gładką, w pełni dezynfekowalną całość; odboje narożne chronią wózek i ścianę.

ZASTOSOWANIE

Transport bielizny o wysokich wymaganiach higienicznych

WYKONANIA Oś zmienności: – · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WZB	1050 × 580 × 1080 mm z odbojami · szafka 540 × 520 × 910 mm · półka 500 × 480 mm	Zamknięty korpus ze stali kwasoodpornej

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Pokrywa z ABS, otwierana ręcznie lub pedałem nożnym
- Pierścień na worek z klipsami lub zaciskiem silikonowym
- Wymiar całkowity 1050 × 580 × 1080 mm z odbojami
- Wymiar szafka 540 × 520 × 910 mm, półka 500 × 480 mm
- Koła skrętne Ø 100 mm z odbojami, dwa z hamulcem

KONFIGURACJA Do transportu bielizny o wysokich wymaganiach higienicznych. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

WMW

Wózek na bieliznę i materiały

Stal lakierowana proszkowo RAL · opcjonalnie ABS



Wózek na bieliznę i materiały do dystrybucji na oddziale, w pięciu wysokościach od 960 do 1160 mm. Stal lakierowana proszkowo w kolorze RAL czyni go widocznym elementem aranżacji oddziału; blat i osłona cokołu dostępne opcjonalnie w ABS.

ZASTOSOWANIE

Dystrybucja bielizny i materiałów na oddziale

WYKONANIA Oś zmienności: wysokość · 5 wykonan

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WMW-1110	640 × 540 × 960 mm	wykonanie podstawowe, także jako /ABS
WMW-1210	640 × 540 × 1030 mm	z nadstawką
WMW-1230	640 × 540 × 1100 mm	wysoka nadstawka
WMW-1450	640 × 540 × 1160 mm	wykonanie maksymalne, także jako /ABS
WMW-2110	845 × 545 × 960 mm	wykonanie szerokie

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Stal lakierowana proszkowo w kolorze RAL
- Pięć wersji od WMW-1110 do WMW-2110
- Wysokości 960 / 1030 / 1100 / 1160 mm
- Wykonanie szerokie WMW-2110 o szerokości 845 mm
- Opcja: blat i osłona cokołu z ABS
- Koła Ø 100 mm, dwa z hamulcem

KONFIGURACJA Stal lakierowana proszkowo w kolorze RAL, opcjonalnie blat i osłona cokołu z ABS. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

WT

Wózek platformowy i transportowy

Stal kwasoodporna AISI 304 lub stal lakierowana proszkowo



Wózek roboczy do ciężkich ładunków w transporcie wewnętrznym. Koła 200 mm pokonują także progi drzwiowe i szczeliny, a odboje narożne przejmują uderzenia. Do wyboru ze stali kwasoodpornej lub ze stali lakierowanej proszkowo.

ZASTOSOWANIE

Transport materiałów wewnątrz budynku, ciężkie ładunki

WYKONANIA Oś zmienności: – · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WT-01	800 × 600 × 900 mm	Stal kwasoodporna lub lakierowana proszkowo, koła Ø 200 mm, odboje narożne

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Stal kwasoodporna AISI 304 lub stal lakierowana proszkowo w kolorze RAL
- Wymiar całkowity 800 × 600 × 900 mm
- Koła Ø 200 mm, dwa z hamulcem
- Odboje narożne przy cokole
- Dwa poziome półki z podniesionym rantem

KONFIGURACJA Do ciężkich ładunków w transporcie wewnętrznym. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

WPP

Wózek do transportu posiłków

Stal kwasoodporna AISI 304



Wózek do transportu posiłków ze stali kwasoodpornej, w trzech wersjach. Blat i półka to wyjmowane tace – po transporcie całość trafia do mycia. Wersja z półką boczną zapewnia dodatkową powierzchnię odkładczą przy wydawaniu.

ZASTOSOWANIE

Dystrybucja posiłków, logistyka kuchenna

WYKONANIA Oś zmienności: forma konstrukcyjna · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WPP-01	1015 × 600 × 900 mm	jedna taca
WPP-01 z półką boczną	1015 × 600 × 900 mm · półka boczna 510×335 mm	z półką rozkładaną
WPP-02G	1290 × 680 × 900 mm	dwa poziomy, duży

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Blat i półka jako wyjmowane tace
- WPP-01: 1015 × 600 × 900 mm
- WPP-01 z półką boczną 510 × 335 mm
- WPP-02G: 1290 × 680 × 900 mm
- Koła skrętne Ø 125 mm, dwa z hamulcem

KONFIGURACJA W całości ze stali kwasoodpornej, koła Ø 125 mm. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

WK / WKS

Wózek koszowy

Stal kwasoodporna AISI 304 · opcjonalnie stal



Dwa systemy do transportu materiałów: WK to wózek ramowy, w którym zawieszają się kosze druciane – od jednego do trzech koszy, z uchwytem do prowadzenia. WKS to wózek regałowy na kosze do logistyki materiałów sterylnych, w wykonaniu WKS-1 dodatkowo z regulacją wysokości.

ZASTOSOWANIE

Transport materiałów, zaopatrzenie oddziałów, logistyka materiałów sterylnych

WYKONANIA Oś zmienności: system · wielkość · 6 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WK-01/A	410 × 420 × 800 mm (z uchwytem 540 mm)	jeden kosz
WK-02/A · B · C	730 × 420 × 800 mm (z uchwytem 860 mm)	dwa kosze
WK-03	780 × 420 × 800 mm (z uchwytem 910 mm)	trzy kosze
WKS-1	575 × 750 × 950–1250 mm	regulacja wysokości
WKS-2	575 × 750 × 950 mm	stała wysokość
WKS-3	700 × 300 × 900 mm	wąski

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama z rury ze stali kwasoodpornej AISI 304
- WK-01 do WK-03 z jednym do trzech koszy
- Wymiary koszy 335 × 405 × 90 i 655 × 405 × 90 mm
- WKS-1 z regulacją wysokości 950–1250 mm
- WKS-3 w wąskim wykonaniu 700 × 300 × 900 mm
- Koła skrętne Ø 75 mm (WK) lub Ø 100 mm (WKS), dwa z hamulcem
- Opcja: wózek w całości ze stali kwasoodpornej

KONFIGURACJA WK = wózek ramowy z koszami, WKS = wózek regałowy z koszami do logistyki materiałów sterylnych. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

RKS

Regały rusztowe i magazynowe

Stal kwasoodporna AISI 304



System regałowy do magazynu, brudownika i strefy materiałów sterylnych. Ruszty ze stali kwasoodpornej przepuszczają powietrze i wilgoć – to zasadnicza różnica w stosunku do półek pełnych. Dwie szerokości, dwie wysokości, wersja jezdna lub stacjonarna.

ZASTOSOWANIE

Magazyn, brudownik, strefa materiałów sterylnych

WYKONANIA Oś zmienności: wielkość · 6 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
RKS-2	Wymiary według konfiguracji	Regał rusztowy ze stelażem
RKS-3	550 × 450 × 1800 mm	wąski
RKS-4	550 × 750 × 1800 mm	szeroki
RKS-5	550 × 450 × 1900 mm	wąski, wysoki
RKS-6 / RKS-7	550 × 750 × 1900 mm	szeroki, wysoki
RK	Wymiary według konfiguracji	Regał podstawowy

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Półki rusztowe zapewniające cyrkulację powietrza
- Szerokości 450 i 750 mm, wysokości 1800 i 1900 mm
- Siedem odmian RKS-2 do RKS-7 oraz regał podstawowy RK
- Wykonanie jezdne z kołami Ø 100 mm, dwa z hamulcem
- Wyposażenie w kosze i półki dowolnie łączone

KONFIGURACJA Siedem folderów, jedna rodzina regałów w dwóch szerokościach i dwóch wysokościach. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

RM

Regały magazynowe

Stal kwasoodporna AISI 304



Klasyczny regał magazynowy ze stali kwasoodpornej, w trzech długościach i dwóch głębokościach. Cztery lub pięć poziomów, do wyboru z półkami pełnymi lub prętowymi – te ostatnie z opcjonalną tacą ociekową do stref wilgotnych.

ZASTOSOWANIE

Magazyn, pomieszczenie zapasów, apteka

WYKONANIA Oś zmienności: wielkość · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
RM	L 800 / 1000 / 1200 mm · T 400 / 500 mm · H 1800 mm	cztery lub pięć poziomów, stal kwasoodporna

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Długości 800, 1000 i 1200 mm
- Głębokości 400 i 500 mm, wysokość 1800 mm
- Cztery lub pięć poziomów
- Dostępne wykonanie z półkami prętowymi
- Opcja: taca ociekowa ze stali kwasoodpornej

KONFIGURACJA Do magazynu, pomieszczenia zapasów i apteki. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

SL / WS

Regały na baseny i kaczki

Stal kwasoodporna AISI 304



Dwa systemy do brudownika. SL mieści baseny, pokrywy i kaczki do wysuszenia i osiąga po wyposażeniu wysokość od 600 do 2000 mm. WS to regał ścienny i stojący o stałej wysokości.

ZASTOSOWANIE

Brudownik, myjnia basenów

WYKONANIA Oś zmienności: system · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SL	wys. 600–2000 mm zależnie od wyposażenia	Suszarka na baseny, pokrywy i kaczki
WS	wys. 1800 mm zależnie od wyposażenia	Regał ścienny i stojący

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- SL: suszarka na baseny, pokrywy i kaczki
- SL: wysokość 600–2000 mm zależnie od wyposażenia
- WS: wysokość 1800 mm zależnie od wyposażenia
- Taca ociekowa z tworzywa, opcjonalnie ze stali kwasoodpornej
- Montaż ścienny lub wersja stojąca

KONFIGURACJA Wyposażenie brudownika. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

ROB

Regał ścienny na obuwie

Stal kwasoodporna AISI 304



Ścienny regał na obuwie do szatni i śluza. W całości ze stali kwasoodpornej, rozstaw haków 80 mm, długość i liczba poziomów zależnie od warunków w pomieszczeniu.

ZASTOSOWANIE

Szatnia personelu, śluza

WYKONANIA Oś zmienności: – · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
ROB	Wymiary według konfiguracji, rozstaw haków 80 mm	Stal kwasoodporna, montaż ścienny

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Montaż ścienny, oszczędność miejsca
- Rozstaw haków 80 mm
- Cztery lub pięć poziomów
- Wymiary według konfiguracji
- Możliwość dezynfekcji całej powierzchni

KONFIGURACJA Szatnia personelu i śluza. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

SMO

Stojaki na pojemniki na odpady

Stal kwasoodporna AISI 304



Pięć odmian do trzech wielkości pojemników: małe stojaki z misą 3 do 5 litrów do gabinetu zabiegowego i laboratorium, wiadro 10-litrowe z pokrywą lub bez oraz duży pojemnik podłogowy 30 l. Wszystkie na podstawie pięcioramiennej, jezdnej.

ZASTOSOWANIE

Gabinet zabiegowy, sala zabiegowa, laboratorium

WYKONANIA Oś zmienności: wielkość pojemnika · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SMO-01 / SMO-02	Podstawa Ø 600 mm · wys. 840 mm · misa 3–5 l	Stojak z misą, jedna lub dwie misy
SMO-03	Podstawa Ø 600 mm · wysokość stojaka 310 mm · pojemnik 30 l	duży pojemnik podłogowy
SMO-04 / SMO-05	Podstawa Ø 480 mm · pojemnik 10 l, wys. 250 mm	Wiadro z pokrywą lub bez

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Podstawa pięcioramienna, jezdna
- SMO-01 / SMO-02: misa 3–5 l, podstawa Ø 600 mm, wysokość 840 mm
- SMO-03: pojemnik 30 l, wysokość stojaka 310 mm
- SMO-04 / SMO-05: wiadro 10 l, podstawa Ø 480 mm
- Koła skrętne Ø 50 mm
- Misa i pojemnik wyjmowane


KONFIGURACJA Pięć folderów, jedna rodzina z trzema wielkościami pojemników · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony

Grupa produktowa 04 · Transport, utylizacja i logistyka materiałów sterylnych

PAK

Stoły pakowe do sterylizacji

Stal kwasoodporna AISI 304



Centralna sterylizatornia jest odrębnym tematem planowania o wysokich wymaganiach wobec ergonomii i możliwości czyszczenia. Stoły pakowe PAK wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304 i zestawiane z elementów. Cztery długości i dwie głębokości pozwalają dokładnie wykorzystać istniejący obrys pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE

AEMP / ZSVA, pakowanie materiałów sterylnych

WYKONANIA Oś zmienności: wielkość · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
PAK-01 / PAK-02	L 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm · T 500 / 700 mm · H 800 mm	Stopki poziomujące lub koła Ø 125 mm, kosze sterylizacyjne KS-1... KS-3, nadstawki na pojemniki przechylne

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Długości 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm, głębokości 500 i 700 mm
- Wysokość robocza 800 mm
- Stopki poziomujące lub koła Ø 125 mm, wszystkie z hamulcem
- Możliwość integracji koszy sterylizacyjnych KS-1, KS-2 i KS-3
- Nadstawka na 4, 5 lub 6 pojemników przechylnych
- Półki nadstawne, uchwyt do worka na odpady, szafka i szuflada
- Zestawienie według indywidualnego projektu pomieszczenia

KONFIGURACJA Zestawienie według indywidualnego projektu pomieszczenia. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Wypozażenie oddziałów i ambulatoriów

Podstawowe wyposażenie każdej sali: wieszaki kroplówki i stojaki, parawany, szafki przyłózkowe, stoliki przyłózkowe, stojaki na pojemniki, podesty i fotel do pobrań krwi.



7 RODZIN PRODUKTÓW · 19 WERSJI

SK

KO-2m

PT

WD

SP „FRIEND”

PO

WP-1

Strony rodzin: SK str. 51 · KO-2m str. 52 · PT str. 53 · WD str. 54 · SP „FRIEND” str. 55 · PO str. 56 · WP-1 str. 57

Przegląd · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	SK Wieszak kroplówki Stal kwasoodporna AISI 304 · kolumna stal lub stal kwasoodporna	2	SK-01 SK-02	Wszystkie obszary – oddział, ambulatorium, intensywna terapia, gabinet	51
	KO-2m Teleskopowy wieszak kroplówki Stal kwasoodporna AISI 304	3	KO-2m KO-2m podwójny KO-2m całkowicie ze stali kwasoodpornej	Stanowisko łóżkowe, montaż sufitowy i szynowy	52
	PT Parawan teleskopowy Stal kwasoodporna AISI 304 · zasłona prana lub poliestrowa	2	PT-01 PT-02	Stanowisko łóżkowe, sala wybudzeń, izba przyjęć	53
	WD Szafka przyłóżkowa Laminat HPL · ABS · stal lakierowana proszkowo	3	WD-2 WD-7 WD-8	Stanowisko łóżkowe na oddziale ogólnym i w sali prywatnej	54
	SP „FRIEND” Stolik pomocniczy i przyłóżkowy Stal biała lub stal kwasoodporna · blat stalowy lub ABS	5	SP-1 SP-1/ABS SP-1/ABS-2 SP-2 SP-2/ABS-2	Stanowisko łóżkowe – jedzenie, czytanie, praca w łóżku	55
	PO Podesty Stal kwasoodporna AISI 304	3	PO-01 PO-02 PO-03 z uchwytem	Stanowisko łóżkowe, badanie, rentgen	56
	WP-1 Fotel do iniekcji i pobrań krwi Rama stalowa biała · tapicerka odporna na dezynfekcję	1	WP-1	Pobieranie krwi, iniekcje, laboratorium i ambulatorium	57

Wers. = liczba wykonanych w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Grupa produktowa 05 · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

SK

Wieszak kroplówki

Stal kwasoodporna AISI 304 · kolumna stal lub stal kwasoodporna



Wieszak kroplówki jest najczęściej poszukiwanym pojedynczym artykułem całego programu i dla wielu placówek pierwszym punktem kontaktu z dostawcą. Dwie wersje podstawy i pięć form głowicy pokrywają praktycznie każde zapotrzebowanie – od dwóch haków po uchwyt na cztery butelki. Głowica i kolumna wewnętrzna wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304.

ZASTOSOWANIE

Wszystkie obszary – oddział, ambulatorium, intensywna terapia, gabinet

WYKONANIA Oś zmienności: wykonanie podstawy · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SK-01	Regulacja wysokości 1320–2150 mm · kolumna zewn. 16 / wewn. 25 mm	Podstawa z tworzywa
SK-02	Regulacja wysokości 1320–2150 mm	Podstawa ze stali kwasoodpornej lub stali białej

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Głowica i kolumna wewnętrzna ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Regulacja wysokości 1320–2150 mm
- Kolumna zewnętrzna Ø 16 mm, kolumna wewnętrzna Ø 25 mm
- SK-01 z podstawą z tworzywa, SK-02 z podstawą ze stali kwasoodpornej lub stali białej
- Formy głowicy G01 do G05 – 2 lub 4 haki, 2 lub 4 butelki
- Osprzęt: uchwyt, półka, listwa zasilająca
- Osprzęt: pojemnik na odpady, pojemnik ociekowy

KONFIGURACJA Pięć form głowicy G01–G05 i bogaty osprzęt, jednakowe dla obu wykonani. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 05 · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

KO-2m

Teleskopowy wieszak kroplówki

Stal kwasoodporna AISI 304



Teleskopowy wieszak kroplówki do stanowiska łóżkowego: złożony 700 mm, rozłożony 2000 mm. Cztery wsuwane w siebie elementy rurowe, połączone nierozłącznie. Montaż na ścianie, na szynie instrumentalnej lub na podstawie jezdnej.

ZASTOSOWANIE

Stanowisko łóżkowe, montaż sufitowy i szynowy

WYKONANIA Oś zmienności: forma konstrukcyjna · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
KO-2m	złożony 700 mm · rozłożony 2000 mm	pojedynczy wysięgnik
KO-2m podwójny	złożony 700 mm · rozłożony 2000 mm	dwa wysięgniki
KO-2m całkowicie ze stali kwasoodpornej	złożony 700 mm · rozłożony 2000 mm	w całości stal kwasoodporna AISI 304

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Teleskop czteroczęściowy, 700 do 2000 mm
- Głowica z dwoma hakami
- Wykonanie pojedyncze i podwójne
- Montaż na ścianie, szynie (USU-01) lub podstawie jezdnej
- Opcja: z klipsami do zasłony jako nośnik parawanu

KONFIGURACJA Teleskop czteroczęściowy, montaż na ścianie, szynie lub podstawie jezdnej. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 05 · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

PT

Parawan teleskopowy

Stal kwasoodporna AISI 304 · Zasłona prana lub poliestrowa



Parawan teleskopowy łączy wysięgnik i zasłonę: 700 mm po złożeniu, 2000 mm po rozłożeniu. Znika, gdy nie jest potrzebny – to decydująca zaleta wobec parawanu mobilnego na ciasnym stanowisku łóżkowym.

ZASTOSOWANIE

Stanowisko łóżkowe, sala wybudzeń, izba przyjęć

WYKONANIA Oś zmienności: materiał · 2 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
PT-01	Teleskop 700 do 2000 mm · Podstawa 730–765 × 455 mm · wys. 1680–1700 mm	Wykonanie standardowe
PT-02	Teleskop 700 do 2000 mm	w całości stal kwasoodporna AISI 304

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Teleskop czteroczęściowy, 700 do 2000 mm
- Podstawa 730–765 × 455 mm, wysokość całkowita 1680–1700 mm
- Zasłony prane w kolorze niebieskim, białym i beżowym
- Zasłony poliestrowe wodoodporne w siedmiu kolorach
- Montaż na ścianie, szynie lub podstawie jezdnej
- Cokół ze stali białej, stali kwasoodpornej lub z osłoną ABS

KONFIGURACJA Zasłony prane lub poliestrowe wodoodporne. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 05 · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

WD

Szafka przyłóżkowa

Laminat HPL · ABS · Stal lakierowana proszkowo



Trzy serie do różnych wymagań na stanowisku łóżkowym. WD-2 ma białą ramę aluminiową i jest opcjonalnie dostępna ze stolikiem pomocniczym o regulowanej wysokości, uchylnym o $\pm 60^\circ$. WD-7 i WD-8 to konstrukcje stalowe z kolorowymi frontami. Wszystkie trzy mają wodoodporny blat i koła – łatwe w czyszczeniu, przesuwne i dopasowane kolorystycznie do oddziału.

ZASTOSOWANIE

Stanowisko łóżkowe na oddziale ogólnym i prywatnym

WYKONANIA Oś zmienności: seria · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WD-2	430 × 410 × 880 mm	Rama aluminiowa biała, opcjonalnie ze stolikiem pomocniczym, uchylnym $\pm 60^\circ$
WD-7	525 × 460 × 880 mm	Blat HPL lub ABS z wgłębieniem
WD-8	480 × 400 × 880 mm	Korpus stalowy z osłoną cokołu z ABS

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Blat z wodoodpornego laminatu HPL lub z ABS z wgłębieniem
- Fronty lakierowane proszkowo w kolorze RAL
- WD-2 opcjonalnie ze stolikiem pomocniczym o regulowanej wysokości, uchylnym $\pm 60^\circ$
- Półka koszowa ze stali w kolorze RAL, opcjonalnie stal kwasoodporna
- Koła $\varnothing 55$ mm, dwa z hamulcem
- WD-2 430 × 410 × 880 mm · WD-7 525 × 460 × 880 mm · WD-8 480 × 400 × 880 mm

KONFIGURACJA Trzy serie, wszystkie z kołami $\varnothing 55$ mm i kolorowymi frontami. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 05 · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

SP „FRIEND“

Stolik pomocniczy i przyłóżkowy

Stal biała lub kwasoodporna · Blat stalowy lub ABS



Stolik przyłóżkowy to mebel, z którym pacjent ma najczęściej do czynienia – jest przesuwany i regulowany kilka razy dziennie. Pięć wykonań różni się materiałem blatu, szerokością podstawy i sposobem regulacji: ręcznie w całym zakresie 850–1300 mm lub sprężyną gazową z dźwignią od 850–1150 mm.

ZASTOSOWANIE

Stanowisko łóżkowe – jedzenie, czytanie, praca w łóżku

WYKONANIA Oś zmienności: kształt podstawy · regulacja wysokości · 5 wykonań

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SP-1	Podstawa 730 × 430 mm · Blat 735 × 430 mm · wys. 850–1300 mm	Regulacja ręczna, blat stalowy
SP-1/ABS	Podstawa 730 × 430 mm · Blat 730 × 410 mm · wys. 850–1300 mm	Regulacja ręczna, blat ABS
SP-1/ABS-2	wys. 850–1300 mm ręcznie lub 850–1150 mm sprężyna gazowa	Blat ABS, opcja sprężyny gazowej
SP-2	Podstawa 765 × 455 mm · Blat 730 × 410 mm · wys. 850–1300 mm	szersza podstawa
SP-2/ABS-2	wys. 850–1300 mm ręcznie lub 850–1150 mm sprężyna gazowa	szersza podstawa ze sprężyną gazową

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama i cokół ze stali białej, opcjonalnie stal kwasoodporna AISI 304
- Blat ze stali lub z tworzywa ABS
- Ręczna regulacja wysokości 850–1300 mm
- Opcja: regulacja wysokości sprężyną gazową 850–1150 mm za pomocą dźwigni
- Podstawa 730 × 430 mm (SP-1) lub 765 × 455 mm (SP-2)
- Koła Ø 75 mm, dwa z hamulcem
- Podjezdny pod łóżko, stabilny także przy wysuniętym blacie

KONFIGURACJA Pięć folderów, jedna rodzina. Różnice: materiał blatu, szerokość podstawy i sposób regulacji. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 05 · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

PO

Podesty

Stal kwasoodporna AISI 304



Podesty należą do artykułów potrzebnych wszędzie i rzadko planowanych. Trzy formy: jednostopniowy w trzech wysokościach, dwustopniowy oraz wersja z poręczami o regulowanej wysokości dla pacjentów niepewnie się poruszających.

ZASTOSOWANIE

Stanowisko łóżkowe, badanie, RTG

WYKONANIA Oś zmienności: liczba stopni · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
PO-01	Wysokość stopnia 130 / 220 / 280 mm	jednostopniowy
PO-02	Wysokość 400 mm	dwustopniowy
PO-03 z uchwytem	Wysokość stopnia 400 mm · Wysokość całkowita 1115–1360 mm	z poręczami o regulowanej wysokości

CECHY I WYPOSAŻENIE

- W całości ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Powierzchnia antypoślizgowa
- PO-01 jednostopniowy: wysokość stopnia 130, 220 lub 280 mm
- PO-02 dwustopniowy: wysokość 400 mm
- PO-03 z poręczami: wysokość całkowita 1115–1360 mm, regulowana
- Stabilny, w całości nadający się do dezynfekcji

KONFIGURACJA Stal kwasoodporna, powierzchnia antypoślizgowa. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 05 · Wyposażenie oddziałów i ambulatoriów

WP-1

Fotel iniekcyjny i do pobrań krwi

Rama stalowa biała · Tapicerka odporna na dezynfekcję



Fotel do pobrań krwi i iniekcji pokrywa zastosowanie, którego nie przejmują żaden inny mebel w programie: podłokietniki są regulowane w wysokości i obrocie, dzięki czemu ramię jest pewnie ułożone do wkłucia. Siedzisko, oparcie i podłokietniki są tapicerowane materiałem odpornym na dezynfekcję.

ZASTOSOWANIE

Pobrania krwi, iniekcje, laboratorium i ambulatorium

WYKONANIA Oś zmienności: – · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WP-1	Wysokość całkowita 950 mm · Siedzisko 500 × 450 mm · Wysokość siedziska 510 mm	Podłokietniki regulowane w wysokości i obrocie

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Rama lakierowana proszkowo na biało, opcjonalnie stal kwasoodporna AISI 304
- Podłokietniki regulowane w wysokości i obrocie
- Siedzisko 500 × 450 mm, wysokość siedziska 510 mm
- Wysokość całkowita 950 mm
- Tapicerka zmywalna i odporna na dezynfekcję
- Półka ze stali kwasoodpornej jako wyjmowana taca
- Kolor tapicerki do wyboru z palety TECH-MED

KONFIGURACJA Świadomy wyjątek od wykluczenia foteli: pobrania krwi i iniekcje to odrębne zastosowanie, którego program WEELKO nie obejmuje. · Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Wypośazenie do MR, niemagnetyczne

W pełni niemagnetyczne wypośazenie, dopuszczone do pomieszczeń MR do 3 Tesli
włącznie – jedno pomieszczenie, jeden dostawca, jedna estetyka.



10 RODZIN PRODUKTÓW · 39 WERSJI

SR4MR

SK-01MR

E-02MR

K-3MR Typ C

K-3MR Typ D

PJ1-MR

WZ-MR

SMO-04MR

PO-01MR

PO-02MR

Strony rodzin: SR4MR str. 61 · SK-01MR str. 62 · E-02MR str. 63 · K-3MR typ C str. 64 · K-3MR typ D str. 65 · PJ1-MR str. 66
· WZ-MR str. 67 · SMO-04MR str. 68 · PO-01MR str. 69 · PO-02MR str. 70

Przegląd · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne (część 1)

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	SR4MR Niemagnetyczna leżanka zabiegowa i rehabilitacyjna Profil aluminiowy RAL 7035 · Tapicerka · niemagnetyczna do 3 T	4	SR4MR SR4MR z barierkami bocznymi SR4MR z uchwytem na rolkę papieru SR4MR z uchwytem do prowadzenia	Pracownia MR – ułożenie, przygotowanie, transfer	61
	SK-01MR Niemagnetyczny wieszak kroplówki Stopa z tworzywa · Kolumna wewnętrzna z anodowanego aluminium · niemagnetyczny do 3 T	5	SK-01MR/G01 SK-01MR/G02 SK-01MR/G03 SK-01MR/G04 SK-01MR/G05	Pracownia MR – infuzja i iniekcja przy pacjencie	62
	E-02MR Niemagnetyczny stół narzędziowy Aluminium RAL 7035 · niemagnetyczny do 3 T	1	E-02MR	Pracownia MR – narzędzia i materiały na stanowisku badania	63
	K-3MR Typ C Niemagnetyczny stół oddziałowy Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T	4	C-01-33MR / C-01-66MR C-02-33MR / C-02-66MR C-03-33MR / C-03-66MR C-04-33MR / C-04-66MR	Pracownia MR – materiały i dokumentacja na stanowisku	64
	K-3MR Typ D Niemagnetyczny stół wielofunkcyjny Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T	4	D-01-33MR / D-01-66MR D-02-33MR / D-02-66MR D-03-33MR / D-03-66MR D-04-33MR / D-04-66MR	Pracownia MR – przygotowanie, zmiana opatrunku, transport materiałów	65

Wers. = liczba wykonań w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Przegląd · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne (część 2)

	Rodzina produktów	Wers.	Wersje	Zastosowanie	Strona
	PJ1-MR Niemagnetyczny parawan mobilny Profil aluminiowy RAL 7035 · Zasłona poliestrowa · niemagnetyczny do 3 T	3	PJ1-MR jednoskrzydłowy 1000 PJ1-MR jednoskrzydłowy 1200 PJ1-MR wieloskrzydłowy	Pracownia MR i przygotowanie – osłona i podział pomieszczenia	66
	WZ-MR Niemagnetyczny wózek na bieliznę i odpady Aluminium RAL 7035 · Pokrywa aluminiowa lub ABS · niemagnetyczny do 3 T	13	WZ-2/40MR WZ-1/60MR WZ-2/60MR WZ-1/100MR WZ-2/100MR WZ-2-1/60MR WZ-2-2/60MR WZ-2-1/100MR WZ-2-2/100MR WZ-3-1/60MR WZ-3-2/60MR WZ-3-1/100MR WZ-3-2/100MR	Pracownia MR – bielizna i odpady w miejscu powstawania	67
	SMO-04MR Niemagnetyczny stojak na pojemniki na odpady Aluminium RAL 7035 · Pojemnik z tworzywa · niemagnetyczny do 3 T	1	SMO-04MR	Pracownia MR – odpady bezpośrednio na stanowisku badania	68
	PO-01MR Niemagnetyczny podest, jednostopniowy Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T	3	PO-01MR/13 PO-01MR/22 PO-01MR/28	Pracownia MR – wejście na leżankę i stół do badań	69
	PO-02MR Niemagnetyczny podest, dwustopniowy Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T	1	PO-02MR	Pracownia MR – wejście przy większej różnicy wysokości	70

Wers. = liczba wykonań w tej rodzinie. Wszystkie wymienione wersje są dostępne; pełne wymiary znajdują się na stronie rodziny lub w liście wersji. Serie bez własnej strony przedstawiamy na zapytanie w tym samym zakresie.

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

SR4MR

Niemagnetyczna leżanka zabiegowa i rehabilitacyjna

Profil aluminiowy RAL 7035 · Tapicerka · niemagnetyczna do 3 T



W pracowni MR każdy element ferromagnetyczny staje się pociskiem. SR4MR to leżanka zabiegowa i rehabilitacyjna przeznaczona dokładnie do takiego otoczenia: rama ze wzmocnionego profilu aluminiowego, koła w obudowach z tworzywa, brak stali w elementach nośnych. Dwuczęściowe leżysko tapicerowane z ręcznie regulowanym zagłówkiem służy do ułożenia pacjenta przed badaniem, do przeszadzania i do obserwacji po badaniu – bez konieczności wywożenia leżanki z pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – ułożenie, przygotowanie, transfer

WYKONANIA Oś zmienności: wyposażenie · 4 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SR4MR	1850 × 560 × 600 mm · Leżysko 1850 × 560 × 50 mm · Zagłówek ręcznie do +45°	Wykonanie podstawowe, dwuczęściowe leżysko tapicerowane
SR4MR z barierkami bocznymi	Szerokość z barierkami 710 mm	Zabezpieczenie pacjenta, barierki opuszczane
SR4MR z uchwytem na rolkę papieru	Mocowanie rolki papieru jednorazowego przy zagłówku	Higiena przy zmianie pacjenta
SR4MR z uchwytem do prowadzenia	Uchwyt prowadzący przy zagłówku	bezpieczne manewrowanie w pracowni badań

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Rama ze wzmocnionego profilu aluminiowego, lakierowana proszkowo RAL 7035
- Koła skrętne Ø 125 mm w obudowach z tworzywa, wszystkie z hamulcem
- Dwuczęściowa leżanka tapicerowana, zagłówek regulowany ręcznie do +45°
- Powierzchnia leżenia 1850 × 560 × 50 mm
- Opcjonalnie barierki boczne, uchwyt do prowadzenia i uchwyt na rolkę papieru
- Kolor tapicerki do wyboru z palety tapicerek


KONFIGURACJA Koła skrętne Ø 125 mm, wszystkie z hamulcem. Kolor tapicerki z palety tapicerek (wzornik). · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

SK-01MR

Niemagnetyczny wieszak kroplówki

Podstawa z tworzywa · kolumna wewnętrzna z aluminium anodowanego · niemagnetyczny do 3 T



Najczęściej poszukiwany pojedynczy artykuł programu MR. Pięcioramienna podstawa z tworzywa, koła w obudowach z tworzywa, kolumna wewnętrzna z aluminium anodowanego – wieszak pozostaje bezpieczny także bezpośrednio przy magnesie. Dzięki pięciu wymiennym głowicom G01 do G05 staje się wieszakiem hakowym, butelkowym lub kombinowanym, bez potrzeby drugiego urządzenia podstawowego.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – infuzje i iniekcje przy pacjencie

WYKONANIA Oś zmienności: kształt głowicy · 5 wykonań

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SK-01MR/G01	Podstawa Ø 575 mm · regulacja wysokości 1320–2150 mm · kolumny Ø 25 / Ø 16 mm	Głowica z dwoma hakami
SK-01MR/G02	Wymiary jak G01	Głowica z czterema hakami
SK-01MR/G03	Wymiary jak G01	Głowica z dwoma uchwytami do butelek
SK-01MR/G04	Wymiary jak G01	dwa haki i dwa uchwyty do butelek
SK-01MR/G05	Wymiary jak G01	Głowica z czterema uchwytami

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Pięcioramienna podstawa z tworzywa, Ø 575 mm, bardzo stabilna
- Koła skrętne Ø 75 mm w obudowach z tworzywa, trzy z hamulcem
- Kolumna wewnętrzna z aluminium anodowanego, Ø 16 mm
- Regulacja wysokości od 1320 do 2150 mm
- Pięć kształtów głowic G01 do G05, wymiana bez narzędzi
- Głowice z aluminium anodowanego

KONFIGURACJA Głowice z aluminium anodowanego, wymienne. Pięcioramienna podstawa z tworzywa, koła Ø 75 mm, trzy z hamulcem. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

E-02MR

Niemagnetyczny stolik narzędziowy

Aluminium RAL 7035 · niemagnetyczny do 3 T



Stolik narzędziowy serii K-4MR to element odkładczy bezpośrednio przy stanowisku badania. Błat ma podniesione krawędzie, aby nic się nie stoczyło, i pozwala na ręczną regulację wysokości w szerokim zakresie – od pracy w pozycji siedzącej po najechanie nad leżankę pacjenta.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – instrumenty i materiały przy stanowisku badania

WYKONANIA Oś zmienności: wykonanie · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
E-02MR	750 × 500 × 850–1300 mm · blat 750 × 500 mm z podniesionymi krawędziami	Wysokość regulowana ręcznie

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Cokół z aluminium, lakierowany proszkowo RAL 7035
- Koła skrętne Ø 75 mm w obudowach z tworzywa, dwa z hamulcem
- Błat 750 × 500 mm z podniesionymi krawędziami
- Wysokość regulowana ręcznie od 850 do 1300 mm
- Możliwość podjazdu, dzięki czemu stosowany bezpośrednio przy pacjencie

KONFIGURACJA Seria K-4MR. Cokół z aluminium lakierowany proszkowo RAL 7035, koła Ø 75 mm, dwa z hamulcem. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

K-3MR Typ C

Niemagnetyczny stolik oddziałowy

Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T



Stolik oddziałowy w wykonaniu MR. Typ C ma blat zamocowany na stałe – solidne rozwiązanie do materiałów, dokumentacji i artykułów zużywalnych w pracowni badań. Dwie szerokości, cztery formy konstrukcyjne: wąska na miejsce obok gantry, szeroka do przygotowania.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – materiały i dokumentacja na stanowisku

WYKONANIA Oś zmienności: forma konstrukcyjna · 4 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
C-01-33MR / C-01-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Forma konstrukcyjna 01
C-02-33MR / C-02-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Forma konstrukcyjna 02
C-03-33MR / C-03-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Forma konstrukcyjna 03
C-04-33MR / C-04-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Forma konstrukcyjna 04

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Rama, blat i półka z aluminium RAL 7035
- Koła skrętne Ø 75 mm w obudowach z tworzywa
- Dwie szerokości: 456 mm i 770 mm
- Opcjonalnie rama z kuwetami zamiast blatu i półki
- Opcjonalnie rama z aluminium anodowanego
- Osprzęt z aluminium anodowanego lub tworzywa PP

KONFIGURACJA Formy konstrukcyjne 01 do 04 odpowiadają serii K-3 i różnią się kombinacją blatu, półek i osprzętu. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

K-3MR Typ D

Niemagnetyczny stolik wielofunkcyjny

Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T



Typ D to wykonanie wielofunkcyjne: ta sama platforma co typ C, ale przystosowana do zmiennych zadań. Dzięki systemowi osprzętu ten sam stolik staje się wózkiem opatrunkowym, stolikiem przygotowawczym lub wózkiem na odpady – uchwyt na worek na odpady, szyna instrumentalna, pudełka na rękawiczki i pojemniki na igły są zawieszane, a nie przykręcane.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – przygotowanie, zmiana opatrunków, transport materiałów

WYKONANIA Oś zmienności: forma konstrukcyjna · 4 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
D-01-33MR / D-01-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Forma konstrukcyjna 01
D-02-33MR / D-02-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Forma konstrukcyjna 02
D-03-33MR / D-03-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Forma konstrukcyjna 03
D-04-33MR / D-04-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Forma konstrukcyjna 04

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Rama, blat i półka z aluminium RAL 7035
- Koła skrętne Ø 75 mm w obudowach z tworzywa
- Dwie szerokości: 490 mm i 805 mm
- Osprzęt: uchwyt na worek na odpady, szyna instrumentalna, pudełka na rękawiczki, pojemniki na igły
- Opcjonalnie rama z kuwetami zamiast blatu i półki
- Opcjonalnie rama z aluminium anodowanego

KONFIGURACJA Blat i półkę można opcjonalnie zastąpić ramą z kuwetami; rama opcjonalnie z aluminium anodowanego. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

PJ1-MR

Niemagnetyczny parawan mobilny

Profil aluminiowy RAL 7035 · zasłona poliestrowa · niemagnetyczny do 3 T



Parawan i podział pomieszczenia bez masy metalowej w polu magnetycznym. Rama z profilu aluminiowego w kolorze RAL 7035, wypełnienie z poliestru z powłoką wodoodporną – zmywalne i dostępne w siedmiu kolorach. Jednoskrzydłowy do pojedynczego stanowiska, wieloskrzydłowy i składany tam, gdzie parawan ma po użyciu zniknąć.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR i przygotowanie – parawan i podział pomieszczenia

WYKONANIA Oś zmienności: liczba skrzydeł i szerokość · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
PJ1-MR jednoskrzydłowy 1000	Skrzydło 1000 × 1700 mm · szerokość podstawy 450 mm	Wykonanie standardowe
PJ1-MR jednoskrzydłowy 1200	Skrzydło 1200 × 1700 mm · szerokość podstawy 600 mm	wykonanie szerokie
PJ1-MR wieloskrzydłowy	Szerokość skrzydła po 700 mm · wysokość skrzydła 1700 mm	składany, kilka skrzydeł

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Rama z profilu aluminiowego, lakierowana proszkowo RAL 7035
- Koła skrętne Ø 75 mm, wszystkie z hamulcem
- Wysokość skrzydła 1700 mm
- Zasłona z poliestru z powłoką wodoodporną
- Siedem kolorów ZP-1 do ZP-7, patrz wzornik
- Zasłona zdejmowana i nadająca się do prania

KONFIGURACJA Zasłona z poliestru z powłoką wodoodporną w siedmiu kolorach ZP-1 do ZP-7 (wzornik). · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

WZ-MR

Niemagnetyczny wózek na bieliznę i odpady

Aluminium RAL 7035 · pokrywa aluminiowa lub ABS · niemagnetyczny do 3 T



Bielizna i odpady powstają także w pracowni MR. Seria WZMR obejmuje kompletny program utylizacji w wykonaniu niemagnetycznym – od małego wózka 40-litrowego po potrójną stację segregacji o pojemności 3 × 120 litrów. Rama jest tak skonstruowana, że można ją później rozbudować o kolejne segmenty: z pojedynczej powstaje podwójna, bez nowego zakupu.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – bielizna i odpady w miejscu powstawania

WYKONANIA Oś zmienności: pojemność i forma konstrukcyjna · 13 wykonañ

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
WZ-2/40MR	315 × 385 × 520 mm · worek 40 l	pojedynczy
WZ-1/60MR	355 × 410 × 680 mm · worek 60–80 l	pojedynczy
WZ-2/60MR	390 × 440 × 680 mm · worek 60–80 l	pojedynczy
WZ-1/100MR	410 × 465 × 850 mm · worek 100–120 l	pojedynczy
WZ-2/100MR	445 × 495 × 850 mm · worek 100–120 l	pojedynczy
WZ2-1/60MR	760 × 410 × 680 mm · worek 60–80 l	podwójny
WZ2-2/60MR	790 × 440 × 680 mm · worek 60–80 l	podwójny
WZ2-1/100MR	865 × 465 × 850 mm · worek 100–120 l	podwójny
WZ2-2/100MR	900 × 495 × 850 mm · worek 100–120 l	podwójny
WZ3-1/60MR	1155 × 410 × 680 mm · worek 60–80 l	potrójny
WZ3-2/60MR	1190 × 440 × 680 mm · worek 60–80 l	potrójny
WZ3-1/100MR	1320 × 465 × 850 mm · worek 100–120 l	potrójny
WZ3-2/100MR	1355 × 495 × 850 mm · worek 100–120 l	potrójny

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli łącznie
- Rama z aluminium, lakierowana proszkowo RAL 7035
- Możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne segmenty
- Pokrywa z aluminium RAL 7035 lub tworzywa ABS w kolorze szarym, podnoszona ręcznie
- Klipsy na krawędzi zapobiegają zsuwaniu się worka
- Koła skrętne Ø 75 mm w obudowach z tworzywa, dwa z hamulcem

KONFIGURACJA Ramę można w każdej chwili rozbudować o kolejne segmenty. Pokrywa z aluminium RAL 7035 lub ABS w kolorze szarym. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

SMO-04MR

Niemagnetyczny stojak na pojemniki

Aluminium RAL 7035 · pojemnik z tworzywa · niemagnetyczny do 3 T



Stojak na pojemniki dostarcza 10-litrowe wiadro tam, gdzie jest potrzebne – bezpośrednio na stanowisko badania. Pięcioramienna podstawa z aluminium lakierowanego proszkowo, koła w obudowach z tworzywa, niski środek ciężkości. Po użyciu odjeżdża się nim, zamiast go nosić.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – odpady bezpośrednio przy stanowisku badania

WYKONANIA Oś zmienności: wykonanie · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
SMO-04MR	Podstawa Ø 480 mm · wysokość całkowita 340 mm · pojemnik 10 l	Podstawa pięcioramienna, jezdna

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Pięcioramienna podstawa z aluminium, lakierowana proszkowo RAL 7035
- Koła skrętne Ø 75 mm w obudowach z tworzywa, trzy z hamulcem
- Średnica podstawy 480 mm, wysokość całkowita 340 mm
- Pojemność pojemnika 10 litrów
- Pojemnik wyjmowany, możliwe odchyłki wymiarów do 10 procent


KONFIGURACJA Wymiary pojemnika mogą odbiegać do 10 procent. Koła Ø 75 mm, trzy z hamulcem. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

PO-01MR

Niemagnetyczny podest, jednostopniowy

Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T



Podest jednostopniowy jest wykonany w całości z aluminium i dlatego może być stosowany także bezpośrednio przy magnesie. Trzy wysokości stopnia obejmują wejście na leżankę, stół do badań i stół pacjenta. Nóżki z tworzywa o wysokiej wytrzymałości można poziomować pojedynczo – podest stoi stabilnie także na nierównej podłodze.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – wejście na leżankę i stół do badań

WYKONANIA Oś zmienności: wysokość stopnia · 3 wykonania

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
PO-01MR/13	480 × 320 × 130 mm	niski stopień
PO-01MR/22	480 × 320 × 220 mm	średni stopień
PO-01MR/28	480 × 320 × 280 mm	wysoki stopień

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli wyłącznie
- Wykonanie w całości z aluminium, lakierowane proszkowo RAL 7035
- Trzy wysokości stopnia: 130, 220 i 280 mm
- Powierzchnia stopnia 480 × 320 mm z paskami antypoślizgowymi
- Nóżki z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, poziomowane pojedynczo
- Opcjonalnie w całości z aluminium anodowanego

KONFIGURACJA Opcjonalnie w całości z aluminium anodowanego. Powierzchnia stopnia pokryta paskami antypoślizgowymi. · Stałe cechy programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Grupa produktowa 06 · Wyposażenie do MR, niemagnetyczne

PO-02MR

Niemagnetyczny podest, dwustopniowy

Aluminium RAL 7035, opcjonalnie anodowane · niemagnetyczny do 3 T



Tam, gdzie jeden stopień nie wystarcza, sprawdza się podest dwustopniowy. Budowa, materiał i powierzchnia odpowiadają jednostopniowemu PO-01MR, a całkowita wysokość 420 mm pozwala wejść także na wyżej ustawione stoły pacjenta. Obie powierzchnie stopni są pokryte paskami antypoślizgowymi.

ZASTOSOWANIE

Pracownia MR – wejście przy większej różnicy wysokości

WYKONANIA Oś zmienności: wykonanie · 1 wykonanie

Wersja	Wymiary i dane techniczne	Cecha
PO-02MR	480 × 650 × 420 mm (długość × szerokość × wysokość)	dwa stopnie

CECHY I WYPOSAŻENIE

- Dopuszczona do pracowni MR do 3 Tesli włącznie
- Wykonanie w całości z aluminium, lakierowane proszkowo RAL 7035
- Wymiar całkowity 480 × 650 × 420 mm
- Obie powierzchnie stopni pokryte paskami antypoślizgowymi
- Nóżki z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, poziomowane pojedynczo
- Opcjonalnie w całości z aluminium anodowanego

KONFIGURACJA Opcjonalnie w całości z anodowanego aluminium. Stopki z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, z regulacją poziomu.

· Stałe programu patrz strona 10 · Kolory od strony 7

Systemy szynowe ISA

Szyna standardowa na ścianie, uchwyt na niej, osprzęt na uchwycie: tak powstaje stanowisko łóżkowe. Nic nie jest wiercone, nic nie jest zabudowane na stałe - każdy element można przestawić bez narzędzi, gdy zmienia się sposób użytkowania.



65 ELEMENTÓW · 3 KROKI DO KONFIGURACJI

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów

Uchwyty do tac i pojemników

Cewniki, koszyki i butelki

Tlen i utylizacja

Jak działa system s. 72 · Uchwyty s. 73 · Osprzęt od s. 74 · Infuzja, parawany i PMS s. 78

Jak działa system - w trzech krokach

System ISA konsekwentnie oddziela nośnik od zawartości. Szyna przenosi obciążenie, uchwyt tworzy połączenie, osprzęt zapewnia funkcję. Ponieważ wszystkie uchwyty pasują do obu profili szyn, każda późniejsza przebudowa to kwestia minut - a nie fachowców.

1

Wybór szyny

MODUR do ciężkich elementów, EUROSTANDARD do pozostałych. Obie na dole tej strony.

2

Wybór uchwytu

Osiem wykonañ, od prostego uchwytu zaciskowego po uchwyt rurowy z przegubem. Strona 73.

3

Zawieszenie osprzętu

Półki, pojemniki, koszyki, uchwyty do butelek i odpadów. Od strony 74.

KROK 1 SZYNA STANDARDOWA



MODUR

MD-01

Aluminium anodowane · 30 × 10 mm

Szyna wzmocniona – do wysięgników, parawanów, modułów półek i wszystkiego, co wprowadza siły dźwigni.



EUROSTANDARD

MD-02

Stal kwasoodporna AISI 304 · 25 × 10 mm

Szyna standardowa – do uchwytów, półek, pojemników i koszyków. Typowy wybór na stanowisku łóżkowym.

Konsola ścienna

ZMD-01 / ZMD-02

dla każdego typu szyny własna konsola

Zaślepki końcowe

ZPL / ZPP / ZP

lewa, prawa lub uniwersalna

Długość szyny

wg stanowiska łóżkowego

standard 300–500 mm do długości pomieszczenia



Stanowisko łóżkowe z szyną ISA. Oddział intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy: ciągła szyna ścienna na każdym stanowisku łóżkowym przyjmuje monitor, przepływomierz, półki i pojemniki na odpady oraz utrzymuje przewody i aparaturę z dala od podłogi.

PLANOWANIE Wysokość szyny, długość szyny i wyposażenie w uchwyty ustalane są dla każdego stanowiska łóżkowego · Źródło numerów katalogowych i wymiarów: katalog producenta „System Szynowy ISA”

Krok 2 - uchwyt

Uchwyt jest jedynym elementem stykającym się z szyną. Wszystkie osiem wykonań pasuje zarówno do MODUR 30 × 10 mm, jak i do EUROSTANDARD 25 × 10 mm i można je przestawiać bez narzędzi. Każdy element osprzętu na kolejnych stronach dostarczany jest z jednym z tych uchwytów - przy zamówieniu można go zmienić.



USU-01

Uchwyt uniwersalny, pojedynczy

54 × 40 mm · śruba zaciskowa M6



USU2-01

Uchwyt uniwersalny, podwójny

54 × 60 mm · dwie śruby zaciskowe



USU-02

Uchwyt typu imadło

96 × 40 mm · szyna 25–40 mm, rura Ø 20–40 mm



USU2-02

Uchwyt typu imadło, szeroki

96 × 60 mm · do dużych obciążeń montażowych



USU-02PZ

Uchwyt typu imadło, narożny

dwa imadła pod kątem prostym



EL50

Uchwyt rurowy, pionowy

Rura Ø 25 mm · ramię 50 / 100 / 150 mm



EL50PZ

Uchwyt rurowy, poziomy

Rura Ø 25 mm · ramię 50 / 100 / 150 mm



EL50-165

Uchwyt rurowy z przegubem

dodatkowe ramię 165 mm, uchyłne

Który uchwyt do czego. **USU-01** i **USU2-01** to standard do półek, pojemników i koszyków. **USU-02** i **USU2-02** zaciskają się dodatkowo na rurach Ø 20–40 mm i przenoszą duże obciążenia - do wysięgników, parawanów i modułów półek. Uchwyty rurowe **EL** przyjmują rury okrągłe Ø 25 mm i ustawiają element w odległości 50, 100 lub 150 mm od ściany.

KROK 3 OSPRZĘT - CZTERY GRUPY



Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów

12 artykułów

Strona 74



Uchwyty do tac i pojemników

12 artykułów

Strona 75



Cewniki, koszyki i butelki

12 artykułów

Strona 76



T len i utylizacja

11 artykułów

Strona 77

KONFIGURACJA Uchwyty i osprzęt można zamawiać osobno · Elementy osprzętu dostarczane są z podanym uchwytem standardowym, zamiana możliwa bez dopłaty

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów

Wszystko, co tworzy powierzchnię odkładczą lub porządkuje przewody. Półki pod monitor przenoszą do 10 kg, lekkie półki i uchwyty na dokumenty do 3,5 kg.

PÓŁKI I DOKUMENTACJA



KB-01
Półka pod monitor z szufladą

450 × 320 × 155 mm ·
bis 10 kg



KB-02
Półka pod monitor

450 × 320 mm ·
wysokość 100 / 180 / 280 mm



PL-01/S
Półka składana, lekka

450 × 320 mm · stal
kwasoodporna, składana



PL-01
Półka, lekka

320 × 250 mm · stal
kwasoodporna



PD-01
Półka na dokumenty, pozioma

333 × 273 × 62 mm



PD-02
Półka na dokumenty, pionowa

258 × 348 × 62 mm



PD-03
Uchwyt na dokumenty, płaski

300 × 218 mm · bis 3,5 kg

KABLE I DRENY



GR-01
Grzebień kablowy

do przewodów Ø 6–25 mm



WC-01
Zacisk do drenów

do drenaży Ø 6–12 mm



WR-01
Uchwyt hakowy, pojedynczy

Worek samorozprężalny · do 8 kg



WR2-01
Uchwyt hakowy, podwójny

dwa haki · do 8 kg



UK-01
Uchwyt na kable

Szerokość 35 mm

OSPRZĘT

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów **74**

Uchwyty do tac i pojemników **75**

Cewniki, koszyki i butelki **76**

Tlen i utylizacja **77**

12 ARTYKUŁÓW Wszystkie elementy zawieszane są na szynie standardowej MODUR lub EUROSTANDARD · Uchwyty patrz strona 73 · Stal kwasoodporna to AISI 304 (0H18N9), stal lakierowana proszkowo w kolorach od strony 7

Uchwyty do tac i pojemników

Rama na szynie, pojemnik w niej. Ramy i pojemniki można zamawiać osobno – stal kwasoodporna do strefy sterylnej, tworzywo tam, gdzie liczy się widoczność zawartości.

UCHWYT PROSTOKĄTNY, DUŻY – RAMA 310 × 160 MM



UPP-01
Rama bez
pojemnika

310 × 160 × 60 mm



UPP-03KO/40
z pojemnikiem ze
stali

325 × 175 × 40 mm



UPP-03TW/65
z pojemnikiem z
tworzywa, biały

325 × 175 × 65 mm



UPP-03TW/65
z pojemnikiem z
tworzywa,
przezroczysty

325 × 175 × 65 mm



UPP-03TW/100
z pojemnikiem z
tworzywa, głęboki

325 × 175 × 100 mm

UCHWYT PROSTOKĄTNY, MAŁY · UCHWYT OKRĄGŁY · POJEMNIKI NA RĘKAWICZKI



UPK-01
Rama bez
pojemnika

155 × 145 × 60 mm



UPK-03KO/145
z pojemnikiem ze
stali
kwasoodpornej

175 × 160 × 145 mm



UPK-03TW/145
z pojemnikiem z
tworzywa

175 × 160 × 145 mm,
przezroczysty



UPO-01
Uchwyt okrągły
bez pojemnika

Pierścień Ø 140 / 220 /
240 / 260 mm




UPO-03/KO
Uchwyt okrągły z
pojemnikiem ze
stali

0,75 / 2,5 / 3,5 / 4,5 l



PR-01
Uchwyt na
rękawiczki

jedno pułdelko, pionowo



PR-03
Uchwyt na
rękawiczki,
potrójny

poziomo · 124 × 75 ×
690 mm

OSPRZĘT

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów **74**

Uchwyty do tac i pojemników 75

Cewniki, koszyki i butelki **76**

Tlen i utylizacja **77**

12 ARTYKUŁÓW Wszystkie elementy zawieszane są na szynie standardowej MODUR lub EUROSTANDARD · Uchwyty patrz strona 73 · Stal kwasoodporna to AISI 304 (0H18N9), stal lakierowana proszkowo w kolorach od strony 7

Cewniki, koszyki i butelki

To, co na stanowisku łóżkowym musi wisieć pod ręką. Koszyki na akcesoria dostępne są ze stali kwasoodpornej (KO) i ze stali lakierowanej proszkowo (ST) – te same wymiary, ten sam sposób mocowania.

CEWNIKI I POJEMNIK NA IGŁY



PC-03
Pojemnik na
cewniki,
pojedynczy
Ø 67 × 370 mm



PC2-03
Pojemnik na
cewniki, podwójny
2 × Ø 67 × 370 mm



PC-04
Koszyk na
cewniki
115 × 115 × 500 mm ·
stal kwasoodporna



PC-05
Pojemnik na
cewniki, 2-
komorowy
122 × 62 × 540 mm ·
front wysuwany



PZI-03
Pojemnik na igły z
wkładem
2,5 l · uchwyt
odchylany o ±45°

KOSZYKI NA AKCESORIA I UCHWYTY DO BUTELEK



KR-01KO
Koszyk na
akcesoria duży,
stal
kwasoodporna
360 × 150 × 160 mm ·
bis 4 kg



KR-01ST
Koszyk na
akcesoria duży,
stal
360 × 150 × 160 mm ·
lakierowany proszkowo



KR-02KO
Koszyk na
akcesoria mały,
stal
kwasoodporna
290 × 96 × 90 mm · bis
2,5 kg



KR-02ST
Koszyk na
akcesoria mały,
stal
290 × 96 × 90 mm ·
lakierowany proszkowo



UB-01
Uchwyt do
butelek,
pojedynczy
Butelka Ø 100 mm,
wys. 150 mm



UB2-01
Uchwyt do
butelek, podwójny
2 butelki · do 4 kg



UB-02
Uchwyt do butli
ssaka
Butla ssaka 1 l i 2 l

OSPRZĘT

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów **74**

Uchwyty do tac i pojemników **75**

Cewniki, koszyki i butelki **76**

Tlen i utylizacja **77**

12 ARTYKUŁÓW Wszystkie elementy zawieszane są na szynie standardowej MODUR lub EUROSTANDARD · Uchwyty patrz strona 73 · Stal kwasoodporna to AISI 304 (0H18N9), stal lakierowana proszkowo w kolorach od strony 7

Tlen i utylizacja

Uchwyty do butli z tlenem przyjmują butle do Ø 140 mm i 500 mm wysokości, z pasem skórzanym i antypoślizgowym dnem – do wyboru na szynie lub bezpośrednio na ścianie.

UCHWYT DO BUTLI Z TLENEM



UBT-01
pojedynczy, na
szynie

do 16 kg · pas i
antypoślizgowe dno



UBT2-01
podwójny, na
szynie

do 32 kg · dwie butle



UBT-01/S
pojedynczy, na
ścianie

montaż bez szyny



UBT2-01/S
podwójny, na
ścianie

montaż bez szyny

ODPADY



UWR-03/P-KO
Uchwyt do worka
na odpady,
pokrywa ze stali
kwasoodpornej

Worek 15 l · 192 × 209
× 273 mm



UWR-03/P-ABS
Uchwyt do worka
na odpady,
pokrywa ABS

Worek 15 l · 194 × 229
× 274 mm



STW-01/P
Stelaż do worka,
jezdny

Worek 40–80 l · w.dno
stojący



KK-01
Kosz kolanowy

Wkład 8 l



KK-02
Kosz kolanowy,
duży

Wkład 20 l



KW-01/Z
Pojemnik na
odpady z
uchwytem Z

9 l · pokrywa z blokadą



KW-02/Z
Pojemnik na
odpady z
uchwytem Z

8 l · pokrywa z blokadą

OSPRZĘT

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów

74

Uchwyty do tac i pojemników

75

Cewniki, koszyki i butelki

76

Tlen i utylizacja

77

11 ARTYKUŁÓW Wszystkie elementy zawieszają się na szynie standardowej MODUR lub EUROSTANDARD · uchwyty patrz strona 73 · stal kwasoodporna to AISI 304 (0H18N9), stal lakierowana proszkowo w kolorach od strony 7

Infuzje, parawany, wisięgniki i system mobilny

Duże elementy montowane. Na stałym stanowisku łóżkowym zastępują to, co zwykle stoi w sali na kołach - wieszak kroplówki, parawan, stojak pod monitor. Tam, gdzie szyna ścienna nie jest możliwa, PMS przenosi ten sam osprzęt na koła.



MP-05

Wieszak kroplówki z masztem na pompy

Maszt 1100 mm, Ø 25/16 mm, regulowany na wysokość. Głowica G-01 do G-05 do wyboru – do pięciu haczyków. Obciążenie maksymalne głowicy 2–5 kg, stojaka 10 kg.



MP-03 / MP-04

Wisięgnik kroplówki, kształt U i L

Wisięgnik 600 mm, obrót o 180°. Utrzymuje pompy infuzyjne przy łóżku, bez stojaka zajmującego miejsce.



KO-2m

Teleskopowy wieszak kroplówki na szynie

Stal kwasoodporna, cztery stopnie teleskopu, 700 na 2000 mm, obrót o 180°. Zastępuje jezdny stojak na stałym stanowisku łóżkowym.



PT-02

Teleskopowy parawan z zasłoną

Wysięg 700 na 2000 mm, regulowane pochylenie i obrót. Zasłona z poliestru (ZP) lub PVC (ZZ), 12 klipsów w komplecie.



WKP-02

Wisięgnik, od jedno- do trzyprzegubowego

Ramiona 200 / 300 / 450 / 550 mm, rura Ø 16 / 20 mm, aluminium lub stal kwasoodporna. Głowice na kable KL-01 do KL-12 do nasadzenia. Dostępne diagramy kątów.



PMS-01

Mobilny system szynowy

Jezdna rama aluminiowa z pięcioma odcinkami szyn, 800 × 605 × 1700 mm, cztery koła skrętne Ø 125 mm. Do stanowisk łóżkowych bez szyny ściennej oraz do transportu.



UMK-06 / UMK-07

Uchwyt do monitora ze sprężyną gazową

Do ekranów 15 do 27 cali i 2 do 7 kg. Regulacja wysokości 155 mm, pochylenie +50°/-35°, ekran i ramie obracane o 180°, UMK-07 dodatkowo z funkcją pivot.



Listwy zasilające

Zasilanie na stanowisku łóżkowym

3 do 9 gniazd z uziemieniem, wyłącznik sieciowy ze wskaźnikiem napięcia, ochrona przeciwprzepięciowa, przewód 3 m. Montaż na szynie lub na ramie PMS.

Osprzęt uzupełniający. Do wieszaków kroplówki i wisięgników należą głowice **G-01** do **G-05** z dwoma do pięciu haczyków, do wisięgników głowice na kable **KL-01** do **KL-12** oraz krążek na kable **TR-01**. Wybiera się je przy zamówieniu i są wzajemnie wymienne.

OSPRZĘT

Półki, dokumentacja i prowadzenie przewodów **74**

Uchwyty do tac i pojemników **75**

Cewniki, koszyki i butelki **76**

Tlen i utylizacja **77**

PLANOWANIE Dla wisięgników dostępne są diagramy kątów wszystkich kombinacji przegubów · zasłony i kolory tapicerki znajdują się w osobnym wzorniku

KONTAKT

Państwa partner dla szpitala i gabinetu.

medeqon planuje i dostarcza wyposażenie medyczne niezależnie od producenta. Poza wyposażeniem oddziałów z tego katalogu nasz program obejmuje ochronę radiologiczną, wyposażenie medyczne oraz środki pomocnicze i zaopatrzenie ortopedyczne. W projektach przejmujemy zestawienie wszystkich branż – od ustalenia potrzeb po przekazanie.

MEDEQON GMBH

Bergstrasse 42/5/3
2102 Hagenbrunn
Austria

KONTAKT

office@medeqon.com
+43 1 3580045
www.medeqon.com

DANE FIRMY

FN 672926y
UID ATU83016237

PRODUCENT



Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” Sp. z o.o. · Bydgoszcz, Polska
Zarządzanie jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO
13485:2016-04

