

CATALOG DE PRODUSE · DOTĂRI PENTRU CLINICI

Cărucioare medicale și dotări pentru saloane.

Cărucioare pentru aparatură · Cărucioare de resuscitare și de anestezie · Mese de tratament și pentru instrumente · Transport și eliminare · Stative de perfuzie, paravane și trepte · Dotări pentru RMN · Sisteme de șine



Cărucior pentru aparatură APAR



Cărucior de anestezie ANS / AVIT



Cuprins

Cum vă orientați	4
Materiale și execuții	6
Culori și finisaje	7
Ce este comun întregului program	10
01 Cărucioare pentru aparatură și de aprovizionare	11
APAR – Cărucioare modulare pentru aparatură	13
K-1 – Cărucioare de îngrijire și pentru aparatură	14
ECO / TOP / MOD – Cărucioare cu rafturi pentru automontare	15
02 Cărucioare medicale	16
ANS / AVIT – Cărucioare de anestezie și pentru injecții	18
REN / RVIT – Cărucioare de resuscitare și de urgență	19
MULTI – Cărucioare multifuncționale și de salon	20
OPTIMUM – Cărucioare de tratament, resuscitare și intervenții	21
K-5 / K-6 – Cărucioare auxiliare și de asistență	22
03 Mese de tratament, pentru instrumente și de salon	23
STKO – Cărucioare de tratament și pentru pansamente	25
SZ – Masă de tratament compactă	26
E-01 – Masă pentru instrumente Mayo	27
E-02 / E-03 – Mese pentru instrumente, mobile	28
K-3 – Cărucioare pentru pansamente și de salon	29
MB-3 – Masă de salon cu blat ABS	30
WL – Cărucior de salon cu organizatoare pentru medicamente	31
04 Transport, eliminare și logistica materialelor sterile	32
WCB – Cărucioare pentru lenjerie curată / murdară	35
MB – Cărucioare pentru deșeuri și saci	36
WZ / WZS – Cărucioare pentru saci, inox	37
WZB – Cărucior pentru lenjerie din inox, închis	38
WMW – Cărucioare pentru lenjerie și materiale	39
WT – Cărucioare platformă și de transport	40
WPP – Cărucioare pentru transport alimente	41
WK / WKS – Cărucioare cu coșuri	42
RKS – Rafturi cu grătar și de depozitare	43
RM – Rafturi de depozitare	44
SL / WS – Rafturi pentru ploști și urinare	45
ROB – Raft de perete pentru încălțăminte	46
SMO – Suporturi pentru recipiente de deșeuri	47
PAK – Mese de ambalare pentru reprocessarea sterilă	48

05	Dotări pentru saloane și ambulatoriu	49
	SK – Stative de perfuzie	51
	KO-2m – Stativ de perfuzie telescopic	52
	PT – Paravan telescopic	53
	WD – Noptiere	54
	SP „FRIEND” – Masă auxiliară și pentru pat	55
	PO – Trepte	56
	WP-1 – Scaun pentru injecții și recoltare	57
06	Dotări pentru RMN, nemagnetice	58
	SR4MR – Canapea nemagnetică de tratament și reabilitare	61
	SK-01MR – Stativ de perfuzie nemagnetic	62
	E-02MR – Masă nemagnetică pentru instrumente	63
	K-3MR Tip C – Masă de salon nemagnetică	64
	K-3MR Tip D – Masă multifuncțională nemagnetică	65
	PJ1-MR – Paravan mobil nemagnetic	66
	WZ-MR – Cărucior nemagnetic pentru lenjerie și deșeuri	67
	SMO-04MR – Suport nemagnetic pentru recipiente de deșeuri	68
	PO-01MR – Treaptă nemagnetică, cu un nivel	69
	PO-02MR – Treaptă nemagnetică, cu două niveluri	70
07	Sisteme de șine ISA	71
	Cum funcționează sistemul	72
	Suporturi și suporturi pentru țeavă	73
	Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor	74
	Suporturi pentru tăvi și recipiente	75
	Catetere, coșuri și sticle	76
	Oxygen și eliminare	77
	Perfuzie, paravan, brațe extensibile și PMS	78
	Contact și achiziții	79

Structura catalogului. Sortimentul este împărțit în 46 de familii de produse. O familie reunește ceea ce se deosebește doar prin material, prin dimensiune sau prin forma constructivă – variantele sunt prezentate într-un tabel. Fiecare capitol începe cu o prezentare generală a tuturor familiilor; urmează apoi paginile de familie.

Grupa de produse 07 urmează o logică proprie: sistemele de șine nu sunt un catalog de familii, ci un sistem modular format din șină, suport și accesorii – explicat în trei pași de la pagina 71.



Cum vă orientați

Sortimentul este structurat pe tipuri de produse. În loc să dedicăm o pagină fiecărei variante de material, le grupăm: o **familie de produse** este un produs cu un tabel de variante. Cine știe ce caută găsește familia în una dintre cele șapte grupe de produse – execuția se stabilește abia după aceea.

GRUPA DE PRODUSE 01

Cărucioare pentru aparatură și de aprovizionare

Posturi de lucru mobile pentru aparatură, monitorizare și îngrijire. De la căruciorul ușor cu rafturi pentru automontare până la suportul modular de aparatură, ale cărui rafturi se reglează continuu.

APAR · K-1 · ECO / TOP / MOD

Pagina 11

3 familii · 8 variante

GRUPA DE PRODUSE 02

Cărucioare medicale

Cărucioare pentru resuscitare, anestezie și intervenții. Toate au aceleași dimensiuni ale corpului, aceeași înălțime de lucru și același sistem modular de accesorii – diferența o face materialul, platforma constructivă și dotarea de urgență.

ANS/AVIT · REN / RVIT · MULTI · OPTIMUM · ...

Pagina 16

5 familii · 16 variante

GRUPA DE PRODUSE 03

Mese de tratament, pentru instrumente și de salon

Mese și cărucioare pentru sala de intervenții, pregătirea operației și salon. Oțel inoxidabil AISI 304 acolo unde contează igiena, oțel vopsit electrostatic acolo unde contează economia.

STKO · SZ · E-01 · E-02 / E-03 · ...

Pagina 23

7 familii · 15 variante

GRUPA DE PRODUSE 04

Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

Lenjeria, deșeurile și materialele circulă zilnic prin toată clădirea. La acestea se adaugă mesele de ambalare și sistemele de rafturi pentru unitatea de reprocesare a dispozitivelor medicale.

WCB · MB · WZ / WZS · WZB · ...

Pagina 32

14 familii · 43 variante

Grupele de produse 05 până la 07 și cei trei pași de lucru pe pagina următoare.

Grupele de produse 05 până la 07

GRUPA DE PRODUSE 05

Dotări pentru saloane și ambulatoriu

Dotarea de bază a fiecărei camere: stative de perfuzie și suporturi, paravane, noptiere, mese pentru pat, suporturi pentru recipiente, trepte și scaunul pentru recoltare.

SK · KO-2m · PT · WD · ...

Pagina 49

7 familii · 19 variante

GRUPA DE PRODUSE 06

Dotări pentru RMN, nemagnetice

Mobilier integral nemagnetic, avizat pentru încăperi RMN până la 3 Tesla inclusiv – o încăpăre, un furnizor, un aspect unitar.

SR4MR · SK-01MR · E-02MR · K-3MR **Pagina 58**
Tip C · ...

10 familii · 39 variante

GRUPA DE PRODUSE 07

Sisteme de șine ISA

Kein Familienkatalog, sondern ein Baukasten: Normschiene, Halter, Zubehör. 65 Bausteine für den Bettplatz - in drei Schritten erklärt.

Seite 71

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor

Suporturi pentru tăvi și recipiente

Catetere, coșuri și sticle

Oxygen și eliminare

Materialie și execuții

ABS, ST, KO, HPL și aluminiu – cel mai important comutator de configurare din program.

Pagina 6

Culori și finisaje

70 de mostre în cinci grupe, cu indicarea componentei pe care se află.

Pagina 7

Constante valabile în tot programul

Înălțimea de lucru, adâncimea corpului, roțile și sistemul modular de accesorii – valabile pentru toate familiile.

Pagina 10

1

Prezentare generală

Toate familiile unei grupe de produse, cu variante, dimensiuni și domeniu de utilizare, una lângă alta.

2

Pagina de familie

Tabel de variante, caracteristici și argumentul de utilitate. Pentru selecție și licitație.

3

Configurare

Materialul, dimensiunea, culoarea și accesorii le stabilim împreună, pentru fiecare comandă.

Trei niveluri de material – și ce înseamnă ele

Prescurtările ABS, ST și KO indică execuția materialului și sunt cel mai important comutator de configurare din întregul program. Ele nu modifică dimensiunile, funcția sau accesoriile – doar nivelul de igienă, robustețea și prețul. La majoritatea familiilor, corpul, blatul, fronturile și soclul pot fi alese suplimentar și separat.

ABS	Corp din oțel + blat ABS	Corp din oțel vopsit electrostatic, blat din ABS rezistent la șocuri. Ușor, silențios și atractiv ca preț – alegerea standard pentru salonul obișnuit și ambulatoriu.
ST	Corp și blat din oțel vopsit electrostatic	Execuție vopsită integral, robustă și disponibilă în orice culoare RAL din paleta TECH-MED. Cea mai rezistentă variantă vopsită.
KO	Integral oțel inoxidabil 0H18N9 (AISI 304)	Corp și blat din oțel inoxidabil. Dezinfectabil pe toată suprafața, rezistent la coroziune – pentru zonele din apropierea sălii de operație, încăperile murdare și reprocessarea sterilă. Fronturile pot fi totuși vopsite în RAL, la cerere.
HPL	Laminat HPL	Blaturi de lucru și blaturi rezistente la apă pentru noptiere și construcția mobilierului.
AL	Aluminiu, anodizat sau RAL	Cadre ușoare din profil pentru cărucioare și sisteme de mobilier, nemagnetice – baza seriei MR.

Unde intervine culoarea

Nu orice componentă poate fi aleasă în culoare. Aceste cinci grupe acoperă tot ceea ce necesită o decizie de culoare în cadrul programului – mostrele complete se află pe următoarele trei pagini.

Vopsire electrostatică RAL

21 de culori

Piese din oțel și aluminiu în ABS și ST

Pagina 7

Tapițerie

17 culori

Suprafețe de culcare și de ședere la SR4MR și WP-1

Pagina 8

Perdele

10 culori

Paravane PT, PJ1-MR și PT-02

Pagina 8

Panouri laminate

17 decoruri

Panouri de mobilier la WCB și WD

Pagina 9

Blaturi de lucru

5 decoruri

Blaturi HPL

Pagina 9

Oțel inoxidabil KO

fără alegere de culoare

Oțelul inoxidabil AISI 304 nu se vopsește

–

OBSERVAȚIE La multe familii, corpul, fronturile și soclul pot fi alese separat · Culoarea fronturilor servește în multe saloane ca marcaj de secție







Vopsire electrostatică conform RAL

Paleta de bază a programului: 21 de culori pentru toate piesele vopsite electrostatic din oțel, aluminiu și pentru panourile de mobilier.

PENTRU CE · PIESE DIN OȚEL ȘI ALUMINIU VOPSITE ELECTROSTATIC

Corp, fronturi, sertare, mânere, cadre, soclu și rafturi – în execuțiile **ABS** și **ST**. Acoperă astfel aproape întreg programul de cărucioare, mese și rafturi. Execuția din oțel inoxidabil **KO** nu se vopsește, acolo nu există alegere de culoare.

La multe familii, corpul, fronturile și soclul pot fi alese separat – marcarea secției prin culoarea frontului este cazul cel mai frecvent.

					
RAL 9003 Weiß	RAL 9001 Creme	RAL 1013 Perlweiß	RAL 1015 Beige	RAL 1018 Gelb	RAL 3015 Rosa
					
RAL 4003 Pink	RAL 3000 Rot	RAL 1034 Apricot	RAL 2008 Orange	RAL 5021 Petro	RAL 6033 Graugrün
					
RAL 6027 Mintgrün	RAL 6019 Hellgrün	RAL 6018 Grün	RAL 5012 Blau	RAL 5017 Dunkelblau	RAL 5002 Marineblau
					
RAL 9006 Aluminium	RAL 7035 Grau	RAL 9005 Schwarz			

MOSTRE 1 DIN 3 Reprezentarea este aproximată tipografic și poate diferi de original. Pentru alegerea definitivă punem la dispoziție mostre originale. Piesele de mobilier sunt disponibile, în plus, în întreaga paletă RAL-CLASSIC; alte culori pentru oțel și aluminiu la cerere, contra supliment de preț.


Tapițerie și perdele

Suprafețe textile. Tapițeria este lavabilă și rezistentă la dezinfectanți, perdeaua din poliester are un strat hidrofug, iar perdeaua lavabilă se poate spăla la mașină.

PENTRU CE · SUPRAFEȚE TAPIȚATE DE CULCARE ȘI DE ȘEDERE

SR4MR canapea de tratament și de reabilitare și **WP-1** scaun pentru recoltare. Materialul este lavabil și rezistent la dezinfectanți.

TAPIȚERIE 17 CULORI



PENTRU CE · PARAVANE FIXE ȘI MOBILE

PT paravan telescopic, **PJ1-MR** paravan mobil și **PT-02** paravan pe șină din grupa de produse 07. Perdeaua include întotdeauna 12 cleme.

Poliesterul ZP are strat hidrofug, ZZ se poate spăla la mașină.

PERDEA DIN POLIESTER ZP 7 CULORI



PERDEA LAVABILĂ ZZ 3 CULORI



MOSTRE 2 DIN 3 Reprezentarea este aproximată tipografic și poate diferi de original. Pentru alegerea definitivă punem la dispoziție mostre originale. Piese de mobilier sunt disponibile, în plus, în întreaga paletă RAL-CLASSIC; alte culori pentru oțel și aluminiu la cerere, contra supliment de preț.

Panouri laminate și blaturi de lucru


Materiale sub formă de panouri. Grupa I este selecția standard, grupa II se livrează contra supliment de preț. Blaturile de lucru sunt panouri postforming cu strat HPL rezistent la apă.

PENTRU CE · PANOURI DE MOBILIER

Corp, fronturi și panouri de umplere în construcție cu plăci – **WCB** cărucior pentru lenjerie cu cadru din aluminiu și umplere din laminat, precum și **WD** noptieră.

Grupa I este selecția standard, grupa II se livrează contra supliment de preț.

PANOURI LAMINATE GRUPA I STANDARD




PANOURI LAMINATE GRUPA II CONTRA SUPLIMENT DE PREȚ



PENTRU CE · BLATURI DE LUCRU ȘI BLATURI DE ACOPERIRE

Panouri postforming cu strat HPL, rezistente la apă. Pentru **WD** noptieră și peste tot unde blatul este executat opțional din laminat HPL.

BLATURI DE LUCRU POSTFORMING, CU STRAT HPL



MOSTRE 3 DIN 3 Reprezentarea este aproximată tipografic și poate diferi de original. Pentru alegerea definitivă punem la dispoziție mostre originale. Piese de mobilier sunt disponibile, în plus, în întreaga paletă RAL-CLASSIC; alte culori pentru oțel și aluminiu la cerere, contra supliment de preț.

Şase constante pentru toate familiile de produse

Aceste caracteristici sunt valabile în întreg programul și nu se repetă pe paginile de produs. Cine le cunoaște o dată trebuie să citească pe fiecare pagină de familie doar ceea ce *diferențiază* familia respectivă.

Înălțime de lucru	1000 mm la toate cărucioarele mari (ANS, REN, MULTI, OPTIMUM, VITAL)
Adâncimea corpului	500 mm la toate cărucioarele mari
Blat de lucru	cuvă adâncită cu bordură continuă pe trei laturi
Rotile	Ø 125 mm la cărucioarele mari · Ø 75 mm la mesele de salon · Ø 50–55 mm la aparatele mici, în fiecare caz cel puțin două cu frână
Accesorii	sistem modular identic pentru toate familiile: șină pentru instrumente, poliță laterală extensibilă, tijă de perfuzie, recipient pentru deșeuri, cutie pentru mănuși, recipient pentru ace, coș pentru catetere, coș pentru accesorii, recipient pentru instrumente, priză multiplă
Culoare	corp alb, fronturi și mânere în culoare RAL ca marcaj de secție

Singura caracteristică funcțională strictă

În întreg programul de cărucioare există exact o diferență care nu poate fi acoperită prin configurare: **dotarea de urgență** – raft pentru defibrilator, placă CPR și suport pentru butelii de oxigen. Ea este rezervată cărucioarelor de resuscitare: REN, RVIT și OPTIMUM tip R. Tot restul – material, dimensiune, număr de sertare, culoare, accesorii – se stabilește la comandă.

Cu dotare de urgență	REN / RVIT (pagina 19) · OPTIMUM tip R (pagina 21)
Fără dotare de urgență	ANS / AVIT · MULTI · OPTIMUM tip Z și tip P · toate celelalte familii

OBSERVAȚIE PENTRU PLANIFICARE Toate seriile pot fi extinse sau reconfigurate ulterior, fără intervenții asupra construcției – accesoriile se agață pe șina pentru instrumente sau pe cadru.

Cărucioare pentru aparatură și de aprovizionare

Posturi de lucru mobile pentru aparatură, monitorizare și îngrijire. De la căruciorul ușor cu rafturi pentru automontare până la suportul modular de aparatură, ale cărui rafturi se reglează continuu.



3 FAMILII DE PRODUSE · 8 VARIANTE

APAR

K-1

ECO / TOP / MOD

Pagini de familie: APAR p. 13 · K-1 p. 14 · ECO / TOP / MOD p. 15

Prezentare generală · Cărucioare pentru aparatură și de aprovizionare

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	APAR Cărucioare modulare pentru aparatură Cadru din profil de aluminiu · Oțel vopsit electrostatic · ABS	3	APAR-1 APAR-2 APAR-3	Suport pentru aparatură în terapie intensivă, sală de operație, endoscopie și diagnostic	13
	K-1 Cărucioare de îngrijire și pentru aparatură Cadru din profil de aluminiu · Oțel vopsit electrostatic · LUX în RAL	2	K-1 (G-001...G-008) K-1 LUX	Cărucior de îngrijire și pentru pansamente, pentru salon și ambulatoriu	14
	ECO / TOP / MOD Cărucioare cu rafturi pentru automontare Cadru din profil de aluminiu · Rafturi din oțel vopsit electrostatic	3	ECO TOP MOD	Raft pentru aparatură și cărucior pentru materiale, clasă de bază	15

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Grupă de produse 01 · Cărucioare pentru aparatură și de aprovizionare

APAR

Cărucioare modulare pentru aparatură

Cadru din profil de aluminiu · Oțel vopsit electrostatic · ABS



Seria APAR este coloana vertebrală modulară a programului de cărucioare. Pe un cadru din profil de aluminiu, rafturile, sertarele și accesoriile pot fi dispuse continuu pe înălțime – căruciorul se adaptează aparatului, nu invers. Trei dimensiuni acoperă totul, de la suportul îngust pentru un singur aparat până la căruciorul de lucru cu două fețe; accesoriile sunt identice la toate trei și pot fi completate oricând.

DOMENIU DE UTILIZARE

Suport pentru aparatură în terapie intensivă, sală de operație, endoscopie și diagnostic

EXECUȚII Axă de variație: dimensiune · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
APAR-1	510×480 / 510×520 / 670×540 mm · H 800–1300 mm · roțile Ø 75 mm	Suport pentru un singur aparat
APAR-2	Blaturi 450 / 500 / 550 / 600 mm · roțile Ø 100 mm	Cărucior standard pentru aparatură
APAR-3	1200 × 580 mm · H 800–1800 mm · blat 1100×500 mm	Cărucior de lucru cu două fețe

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Blat adâncit care împiedică alunecarea aparatelor
- Distanța dintre rafturi reglabilă continuu, modificabilă oricând
- Soclu din oțel cu capac din ABS
- Elemente decorative vopsite electrostatic în culoare RAL
- Opțiune: blat din laminat HPL
- Accesorii: suport pentru monitor, priză multiplă, coș pentru accesorii, șină pentru instrumente
- Accesorii: braț pentru cabluri, tijă de perfuzie, braț extensibil, suport pentru tastatură
- Accesorii: suport pentru sac de deșeuri, suport pentru butelii de oxigen, poliță laterală extensibilă

CONFIGURARE Aceeași platformă, trei dimensiuni. Accesorii identice la toate trei. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 01 · Cărucioare pentru aparatură și de aprovizionare

K-1

Cărucioare de îngrijire și pentru aparatură

Cadru din profil de aluminiu · Oțel vopsit electrostatic · LUX în RAL

Căruciorul compact de îngrijire și pentru pansamente, pentru salon și ambulatoriu. Pe aceleași coloane portante din aluminiu ca APAR, dar în dimensiune fixă și cu buget mai mic. Execuția LUX se deosebește doar prin finisaj: blatul și soclul sunt aici în culoarea RAL a secției, în loc de alb.

DOMENIU DE UTILIZARE

Cărucior de îngrijire și pentru pansamente, pentru salon și ambulatoriu

EXECUȚII Axă de variație: execuție · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
K-1 (G-001...G-008)	530×400×800/900/1200 mm · 790×420×800 mm · blat 450×320 mm	Oțel vopsit electrostatic, alb
K-1 LUX	550 × 470 × 900 mm · blat 450×320 mm	Blat și soclu în culoare RAL, capac de soclu din ABS

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Coloane portante din aluminiu vopsit electrostatic
- Distanța dintre rafturi reglabilă liber, accesorii completabile ulterior
- Blat adâncit împotriva alunecării
- Opt variante constructive G-001 până la G-008
- Rotile Ø 75 mm, două cu frână
- Accesorii: priză multiplă, tijă de perfuzie, braț pentru cabluri, șină pentru instrumente, coș pentru accesorii
- LUX suplimentar cu capac de soclu din ABS și braț extensibil WKP

CONFIGURARE LUX se deosebește doar prin finisaj și cromatică. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 01 · Cărucioare pentru aparatură și de aprovizionare

ECO / TOP / MOD

Cărucioare cu rafturi pentru automontare

Cadru din profil de aluminiu · Rafturi din oțel vopsit electrostatic



Trei serii zvelte pentru toate cazurile în care nu este necesar un cărucior complet echipat. Cărucioarele se livrează demontate și se assemblează la fața locului – distanța dintre rafturi se alege liber. Astfel rezultă un nivel atractiv ca preț sub seria APAR, fără economii la material și roțile.

DOMENIU DE UTILIZARE

Raft pentru aparatură și cărucior pentru materiale, clasă de bază

EXECUȚII Axă de variație: dimensiune · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
ECO	500 × 460 × 1000 mm · blat 450×320 · raft 400×260 mm	îngust, înalt
TOP	530 × 400 × 900 mm · blat 450×320 mm	Standard
MOD	735 × 420 × 860 mm · Blat 655×400 mm	lat

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru din profil de aluminiu vopsit electrostatic
- Soclu și rafturi din oțel vopsit electrostatic
- Rafturi cu bordură ridicată
- Distanța dintre rafturi se alege liber la montaj
- Rotile Ø 50 mm, două cu frână
- Accesorii: priză multiplă, coș pentru accesorii, șină pentru instrumente
- Automontaj simplu, livrare compactă

CONFIGURARE Construcție identică, trei formate. Rotile Ø 50 mm, automontaj. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Cărucioare medicale

Cărucioare pentru resuscitare, anestezie și intervenții. Toate au aceleași dimensiuni ale corpului, aceeași înălțime de lucru și același sistem modular de accesorii – diferența o fac materialul, platforma constructivă și dotarea de urgență.



5 FAMILII DE PRODUSE · 16 VARIANTE

ANS / AVIT

REN / RVIT

MULTI

OPTIMUM

K-5 / K-6

Pagini de familie: ANS / AVIT p. 18 · REN / RVIT p. 19 · MULTI p. 20 · OPTIMUM p. 21 · K-5 / K-6 p. 22

Prezentare generală · Cărucioare medicale

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	ANS / AVIT Cărucioare de anestezie și pentru injecții ABS · ST · KO la alegere	4	ANS-ABS ANS-ST ANS-KO AVIT (VITAL)	Anestezie, inducția anesteziei, sală de trezire	18
	REN / RVIT Cărucioare de resuscitare și de urgență ABS · ST · KO la alegere	4	REN-ABS REN-ST REN-KO RVIT (VITAL)	Resuscitare și urgență – salon, ambulatoriu, zone funcționale	19
	MULTI Cărucioare multifuncționale și de salon ABS · ST · KO la alegere	3	MULTI-ABS MULTI-ST MULTI-KO	Aprovizionare generală de salon, configurabil individual	20
	OPTIMUM Cărucioare de tratament, resuscitare și intervenții Oțel vopsit electrostatic · cadru de aluminiu · blat ABS	3	OPTIMUM Z OPTIMUM R OPTIMUM P	Tratament, resuscitare și intervenții – urgență, terapie intensivă, sală de operație	21
	K-5 / K-6 Cărucioare auxiliare și de asistență Oțel vopsit electrostatic · opțional oțel inoxidabil	2	K-5 K-6	Cabinet de tratament, cabinet medical, asistență în sala de operație	22

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Grupă de produse 02 · Cărucioare medicale

ANS / AVIT

Cărucioare de anestezie și pentru injecții

ABS · ST · KO la alegere



Tot ce este necesar pentru inducția anesteziei, la îndemână. Patru dosare ale producătorului formează aici o singură familie de produse: dimensiunile, accesoriile și funcția sunt identice, se alege doar materialul – iar la execuția VITAL suplimentar platforma constructivă. ABS este varianta avantajoasă ca preț, ST cea robustă vopsită, KO versiunea din oțel inoxidabil dezinfectabilă pe toată suprafața.

DOMENIU DE UTILIZARE

Anestezie, inducția anesteziei, sală de trezire

EXECUȚII Axă de variație: material / platformă · 4 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
ANS-ABS	600 × 500 × 1000 mm · Înălțime totală 1300–1700 mm	Corp din oțel, blat ABS – avantajos ca preț
ANS-ST	600 × 500 × 1000 mm	Corp și blat din oțel vopsit electrostatic
ANS-KO	600 × 500 × 1000 mm	integral oțel inoxidabil AISI 304 – cel mai înalt nivel de igienă
AVIT (VITAL)	Corp 600 / 700 / 800 × 500 × 1000 mm	Cadru din profil de aluminiu, materiale combinabile liber

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Căptușeală fonoabsorbantă care reduce vibrațiile
- Fronturi și mânere în culoare RAL, ca marcaj de salon
- Blat adâncit, cu bordură pe trei laturi
- Închidere centralizată și marcarea sertarelor
- Separatoare de sertar extractibile
- Blat lateral extensibil ca suprafață de lucru suplimentară
- Accesorii: șină pentru instrumente, stativ de perfuzie, recipient pentru deșeuri
- Accesorii: suport pentru mănuși, recipient pentru ace, coș pentru catetere, coș pentru accesorii

CONFIGURARE Patru dosare, un singur produs. Dimensiuni și accesorii identice – se schimbă doar materialul, respectiv platforma. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 02 · Cărucioare medicale

REN / RVIT

Cărucioare de resuscitare și de urgență

ABS · ST · KO la alegere



Diferența față de familia de anestezie se poate numi precis: raft pentru defibrilator, placă CPR și suport pentru butelii de oxigen. Este singura caracteristică funcțională reală din întregul program de cărucioare – restul ține de configurare. Corpul, blatul și soclul se aleg, ca la ANS, din ABS, oțel sau oțel inoxidabil.

DOMENIU DE UTILIZARE

Resuscitare și urgență – salon, ambulatoriu, zone funcționale

EXECUȚII Axă de variație: material / platformă · 4 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
REN-ABS	600 × 500 × 1000 mm, REN-06 lat de 700 mm	Corp din oțel, blat ABS
REN-ST	600 × 500 × 1000 mm · REN-06 lat de 700 mm	Corp și blat din oțel vopsit electrostatic în RAL
REN-KO	Corp 600 × 500 mm · Înălțime de lucru 1000 mm · Modele REN-01 până la REN-05	integral oțel inoxidabil 0H18N9, fronturi opțional vopsite în RAL
RVIT (VITAL)	600 × 500 × 1000 mm	Cadru din profil de aluminiu, materiale combinabile liber

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Raft pentru defibrilator, reglabil pe înălțime
- Placă CPR pentru resuscitare
- Suport pentru butelii de oxigen
- Căptușeală fonoabsorbantă, închidere centralizată
- Fronturi în culoare RAL, vopsibile și la execuția din oțel inoxidabil
- Modele REN-01 până la REN-06, REN-06 cu lățimea corpului de 700 mm
- Blat lateral extensibil, stativ de perfuzie, priză multiplă
- Reconfigurare și extindere fără intervenții asupra construcției

CONFIGURARE Singura diferență funcțională reală față de familia ANS: raft pentru defibrilator, placă CPR, suport pentru butelia de O₂. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 02 · Cărucioare medicale

MULTI

Cărucioare multifuncționale și de salon

ABS · ST · KO la alegere



Căruciorul de salon flexibil – și singura familie din program cu mai multe lățimi constructive. De la 400 mm pentru coridorul îngust până la 900 mm pentru aprovizionarea completă, în ABS, oțel sau oțel inoxidabil. Compartimentarea sertarelor, coșurile și tăvile se stabilesc pentru fiecare comandă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Aprovizionare generală de salon, configurabil individual

EXECUȚII Axă de variație: material · lățime · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
MULTI-ABS	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	Corp din oțel, blat ABS
MULTI-ST	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	oțel vopsit electrostatic
MULTI-KO	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	oțel inoxidabil AISI 304

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Patru lățimi constructive: 400, 700, 800 și 900 mm
- Modele MULTI-02 până la MULTI-06
- Corp la alegere din ABS, oțel vopsit electrostatic sau oțel inoxidabil AISI 304
- Căptușeală fonoabsorbantă
- Compartimentarea sertarelor la cererea clientului
- Locaș pentru coșuri și cuve în format 400 × 300 mm
- Rotile Ø 125 mm, două cu frână

CONFIGURARE Singura familie cu mai multe lățimi constructive (MULTI-02 până la MULTI-06). · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 02 · Cărucioare medicale

OPTIMUM

Cărucioare de tratament, resuscitare și intervenții

Oțel vopsit electrostatic · cadru de aluminiu · blat ABS



Linia de design a programului, în trei tipuri: Z pentru tratament, R pentru resuscitare, P pentru intervenții. Toate trei au același corp cu cadru de aluminiu, închidere centralizată și roțile de 125 mm. Diferența dintre Z și P constă exclusiv în mecanica blatului de lucru: retractabil la Z, extensibil spre față la P.

DOMENIU DE UTILIZARE

Tratament, resuscitare și intervenții – urgență, terapie intensivă, sală de operație

EXECUȚII Axă de variație: tip · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
OPTIMUM Z	700 × 500 × 1000 mm · Înălțime totală 1700 mm · Corp 600×500 mm	Tratament, blat de lucru retractabil
OPTIMUM R	700 × 500 × 1000 mm	Resuscitare – raft pentru defibrilator, placă CPR, suport O2
OPTIMUM P	700 × 500 × 1000 mm	Intervenții, blat de lucru extensibil spre față

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru din profil de aluminiu alb, corp din oțel vopsit electrostatic
- Blat din ABS cu bordură pe trei laturi
- Blat de lucru suplimentar extensibil, respectiv retractabil
- Soclu cu capac ABS, protecție antialunecare și tamponare integrate
- Închidere centralizată, fronturi și mânere în RAL
- Tipul R suplimentar cu raft pentru defibrilator și placă CPR
- Opțiune: blat de lucru din oțel inoxidabil AISI 304
- Accesorii: recipient basculant, rafturi, coș pentru accesorii, recipient pentru deșeuri
- Accesorii: recipient pentru instrumente, suport pentru mănuși, recipient pentru ace, coș pentru catetere
- Accesorii: stativ de perfuzie, suport pentru butelii de oxigen, priză multiplă

CONFIGURARE Linie de design cu cadru de aluminiu. Diferența dintre Z și P constă exclusiv în mecanica blatului de lucru. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 02 · Cărucioare medicale

K-5 / K-6

Cărucioare auxiliare și de asistență

Oțel vopsit electrostatic · opțional oțel inoxidabil



Două ajutoare compacte pentru sala de tratament și ambulatoriu. K-5 stă pe un postament cu cinci picioare și se deplasează ușor și stabil, fără risc de răsturnare – chiar și cu sertarul complet extras. K-6 este căruciorul multifuncțional mic, cu blat din oțel inoxidabil și un sertar.

DOMENIU DE UTILIZARE

Cabinet de tratament, cabinet medical, asistență în sala de operație

EXECUȚII Axă de variație: formă constructivă · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
K-5	Blat 450×450 mm · H 800 mm · picior Ø 600 mm · roțile Ø 55 mm, 3 frâne	Postament cu cinci picioare, 1–4 sertare
K-6	500 × 400 × 800 mm · Blat 450×320 · sertar 450×320×155 mm	Șasiu mobil, blat din oțel inoxidabil

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- K-5: postament cu cinci picioare, roțile Ø 55 mm, trei cu frână
- K-5: unu până la patru sertare, fronturi în culoare RAL
- K-5: blat 450 × 450 mm cu adâncitură
- K-6: blat din oțel inoxidabil cu margini ridicate
- K-6: sertar 450 × 320 × 155 mm, roțile Ø 75 mm
- Ambele opțional integral din oțel inoxidabil AISI 304

CONFIGURARE Ambele sunt ajutoare compacte pentru sala de tratament și ambulatoriu. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Mese de tratament, pentru instrumente și de salon

Mese și cărucioare pentru sala de intervenții, pregătirea operației și salon. Oțel inoxidabil AISI 304 acolo unde contează igiena, oțel vopsit electrostatic acolo unde contează economia.



7 FAMILII DE PRODUSE · 15 VARIANTE

STKO

SZ

E-01

E-02 / E-03

K-3

MB-3

WL

Pagini de familie: STKO p. 25 · SZ p. 26 · E-01 p. 27 · E-02 / E-03 p. 28 · K-3 p. 29 · MB-3 p. 30 · WL p. 31

Prezentare generală · Mese de tratament, pentru instrumente și de salon

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	STKO Cărucioare de tratament și pentru pansamente Oțel inoxidabil AISI 304 (KO) sau oțel vopsit electrostatic (ST)	2	STKO (KO) STKO ST-Tip	Ambulatoriu, sală de pansamente, sală de intervenții, salon	25
	SZ Masă de tratament compactă Cadru din țevă de oțel alb · blat din oțel inoxidabil AISI 304	1	SZ	Săli mici de intervenții, cabinet medical, consultații	26
	E-01 Masă Mayo pentru instrumente Oțel inoxidabil AISI 304	2	E-01KO · hidraulic E-01KO/E · electric	Sală de operație, sală de intervenții, depunere sterilă a instrumentelor	27
	E-02 / E-03 Mese pentru instrumente, mobile Oțel inoxidabil AISI 304 · sodu din oțel sau oțel inoxidabil	2	E-02 E-03KO	Depunere de instrumente și materiale, pregătirea sălii de operație	28
	K-3 Cărucioare pentru pansamente și de salon Cadru din aluminiu și oțel · tăvi din oțel inoxidabil AISI 304	6	C-01 C-02 C-03 / C-04 D-01 / D-02 D-03 D-04	Salon, vizită medicală, schimbarea pansamentelor, transport de materiale	29
	MB-3 Masă de salon cu blat ABS Cadru de aluminiu · blat ABS · tavă din oțel inoxidabil	1	MB-3	Vizită medicală, schimbarea pansamentelor, pregătirea materialelor	30
	WL Cărucior de salon cu organizatoare pentru medicamente Cadru din aluminiu și oțel · tăvi din oțel inoxidabil AISI 304	1	WL	Distribuția medicamentelor în salon	31

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Grupă de produse 03 · Mese de tratament, pentru instrumente & de salon

STKO

Cărucioare de tratament & pentru pansamente

Oțel inoxidabil AISI 304 (KO) sau oțel vopsit electrostatic (ST)



Clasicul între cărucioarele de tratament – în două variante de material. Tipul KO este realizat integral din oțel inoxidabil AISI 304, tipul ST din oțel vopsit electrostatic cu fronturi colorate. Ambele au șine pentru instrumente integrate, în care se pot agăța fără unelte tava pentru deșeuri, suportul pentru catetere și cutia pentru mănuși. Dimensiunea blatului determină gabaritul total.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ambulatoriu, cameră de pansamente, sală de intervenții, salon

EXECUȚII Axă de variație: material · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
STKO (KO)	STKO-02 570×550×900 mm · STKO-04 1270×550×900 mm · blaturi 450/500/550/600/1000 mm	integral oțel inoxidabil AISI 304
STKO ST-Tip	STKO-01ST 570×550×900 mm · STKO-04ST 1270×550×900 mm · blaturi până la 1100 mm	oțel vopsit electrostatic, fronturi în RAL

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Șine pentru instrumente integrate pentru accesorii atașabile
- Blat adâncit împotriva alunecării
- Rotile Ø 100 mm cu tampoane, două cu frână
- Lungimi de blat 450 / 500 / 550 / 600 și 1100 mm
- Mânere de împingere pe laturile scurte (tip ST)
- Accesorii: raft superior, tăvi rabatabile, structură pentru 4, 5 sau 6 recipiente rabatabile
- Accesorii: suport pentru sac de deșeuri cu capac, coș pentru accesorii, coș pentru catetere
- Accesorii: cutie pentru mănuși, recipient pentru ace, tijă de perfuzie

CONFIGURARE Aceeași serie în două variante de material. Rotile Ø100 mm cu tampoane. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 03 · Mese de tratament, pentru instrumente & de salon

SZ

Masă de tratament compactă

Cadru din țevă de oțel, alb · blat din oțel inoxidabil AISI 304



Cea mai mică formă constructivă din programul meselor de tratament. Un cadru din țevă de oțel în alb, un blat din oțel inoxidabil și o tavă rabatabilă pentru deșeuri – de multe ori nu este nevoie de mai mult într-o sală de intervenții mică. Completează seria STKO în jos.

DOMENIU DE UTILIZARE

Săli de intervenții mici, cabinet, examinare

EXECUȚII Axă de variație: – · 1 execuție

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SZ	740 × 410 × 810 mm	Blat din oțel inoxidabil, tavă rabatabilă pentru deșeuri, roțile Ø 50 mm

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru din țevă de oțel vopsită electrostatic, alb
- Blat din oțel inoxidabil AISI 304
- Tavă plată, rabatabilă, pentru deșeuri, din oțel inoxidabil
- Gabarit total 740 × 410 × 810 mm
- Rotile Ø 50 mm, două cu frână
- Opțiune: cadru din oțel inoxidabil AISI 304

CONFIGURARE Cea mai mică formă constructivă – completează STKO în jos · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 03 · Mese de tratament, pentru instrumente & de salon

E-01

Masă pentru instrumente Mayo

oțel inoxidabil AISI 304



Masa Mayo este unul dintre cele mai căutate produse individuale din mobilierul medical. TECH-MED o livrează în două variante de acționare – iar cea electrică este un adevărat element de diferențiere: reglare pe înălțime prin pedală, acumulator de 24 V cu protecție la suprasarcină și avertizare optică și acustică de încărcare, încărcător extern. Ambele variante sunt realizate integral din oțel inoxidabil AISI 304.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sală de operație, sală de intervenții, depunere sterilă a instrumentelor

EXECUȚII Axă de variație: acționare · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
E-01KO · hidraulic	750 × 500 × 950–1320 mm · pedală · blat rotativ 360°	Rotile Ø 75 mm, opțional roțile duble
E-01KO/E · electric	Cursă 910–1310 mm · acumulator 24 V, pedală, încărcător	singura masă Mayo cu reglare electrică de pe piață, blat detașabil

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Blat adâncit, rotativ 360°
- Hidraulic: pedală, cursă 950–1320 mm
- Electric: pedală, cursă 910–1310 mm, tensiune de siguranță 24 V
- Pachet de acumulatori cu protecție automată la suprasarcină și indicator de încărcare
- Opțiune: blocarea rotirii blatului
- Opțiune: blat detașabil pentru dezinfecția completă
- Rotile Ø 75 mm, simple sau duble, opțional Ø 100 mm

CONFIGURARE Versiunea electrică este un adevărat element de diferențiere – de prezentat vizibil. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 03 · Mese de tratament, pentru instrumente & de salon

E-02 / E-03

Mese pentru instrumente, mobile

Oțel inoxidabil AISI 304 · soclu din oțel sau oțel inoxidabil



Două dimensiuni ale aceleiași construcții: masa mobilă pentru instrumente cu blat din oțel inoxidabil reglabil pe înălțime. E-02 se reglează manual, E-03 printr-o manivelă – la o lungime a blatului de 1100 mm, soluția mai comodă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Depunere de instrumente și materiale, pregătirea sălii de operație

EXECUȚII Axă de variație: dimensiune constructivă · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
E-02	750 × 500 × 850–1300 mm · reglare manuală pe înălțime	Blat din oțel inoxidabil, soclu din oțel sau integral inoxidabil
E-03KO	1100 × 600 × 850–1200 mm · manivelă	integral oțel inoxidabil, toate roțile cu frână

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Blat din oțel inoxidabil AISI 304 cu adâncitură sau margini ridicate
- E-02: reglare pe înălțime 850–1300 mm, manual
- E-03: reglare pe înălțime 850–1200 mm, prin manivelă
- E-02 opțional integral din oțel inoxidabil
- E-03 integral din oțel inoxidabil, toate roțile cu frână
- Rotile Ø 75 mm

CONFIGURARE Două dimensiuni ale aceleiași construcții. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 03 · Mese de tratament, pentru instrumente & de salon

K-3

Cărucioare pentru pansamente & de salon

Cadru aluminiu-oțel · tăvi din oțel inoxidabil AISI 304



Cel mai vândut tip de cărucior de salon – iar motivul este soluția cu tăvi. La tipul D, blatul și rafturile sunt tăvi detașabile din oțel inoxidabil, care intră complet în instalația de curățare și dezinfecție, în timp ce căruciorul rămâne în uz. Tipul C are un blat montat fix, cu bordură. Opt forme constructive acoperă orice dimensiune de încăpere.

DOMENIU DE UTILIZARE

Salon, vizită medicală, schimbarea pansamentelor, transport de materiale

EXECUȚII Axă de variație: tip · formă constructivă · 6 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
C-01	770 × 430 × 880 mm · execuție lungă 950 mm	Blat montat fix, bordură
C-02	770 × 430–480 × 880 mm · lung 950/985 mm	cu sertar
C-03 / C-04	770 × 430 × 880 mm · lung 950 mm	mai multe rafturi
D-01 / D-02	805 × 430–480 × 890 mm	Blat sub formă de tavă detașabilă 610×358×17 mm
D-03	1000 × 430–480 × 890 mm	execuție mare, șase forme constructive A–F1
D-04	680 × 430 × 890 mm · versiune scurtă 480 mm	compact

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru aluminiu-oțel, vopsit electrostatic alb
- Tip C – blat montat fix, cu bordură ridicată
- Tip D – blat sub formă de tavă detașabilă 610 × 358 × 17 mm
- Cuvă din plastic 395 × 325 × 65 mm
- Raft cu coș 655 × 410 × 90 mm
- Cadru din oțel pentru sac de deșeuri, cu capac din plastic
- Rotile Ø 75 mm, două cu frână
- Opțiune: cărucior integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Accesorii: tavă rabatabilă pentru deșeuri, coș pentru accesorii, tavă pentru deșeuri din oțel inoxidabil

CONFIGURARE Opt foldere, o singură familie. Tip C = blat montat fix, tip D = tavă detașabilă. · Constantele programului la pagina 10
· Culori de la pagina 7

Grupă de produse 03 · Mese de tratament, pentru instrumente & de salon

MB-3

Masă de salon cu blat ABS

Cadru de aluminiu · blat ABS · tavă din oțel inoxidabil



Masa de salon cu blat ABS: mai ușoară și mai silențioasă decât un blat din oțel, la fel de ușor de curățat. Tava din oțel inoxidabil este detașabilă la cerere, cuva și cadrul pentru sacul de deșeuri fac parte din dotarea de bază.

DOMENIU DE UTILIZARE

Vizită medicală, schimbarea pansamentelor, pregătirea materialelor

EXECUȚII Axă de variație: – · 1 execuție

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
MB-3	835 × 455 × 880 mm · blat 740×410 mm	Blat ABS, tavă din oțel inoxidabil, cuvă din plastic

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru din profil de aluminiu vopsit electrostatic, alb
- Blat și raft din ABS, cu adâncitură
- Tavă din oțel inoxidabil, opțional detașabilă
- Cuvă din plastic și raft cu coș
- Cadru pentru sac de deșeuri, cu capac ABS
- Gabarit total 835 × 455 × 880 mm, blat 740 × 410 mm
- Rotile Ø 75 mm, două cu frână

CONFIGURARE Funcțional apropiat de K-3, dar cu blat ABS. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 03 · Mese de tratament, pentru instrumente & de salon

WL

Cărucior de salon cu organizatoare pentru medicamente

Cadru aluminiu-oțel · tăvi din oțel inoxidabil AISI 304



Specialistul pentru distribuția medicamentelor. Pe fiecare nivel se află două tăvi detașabile din oțel inoxidabil și până la 60 de organizatoare pentru medicamente din plastic – vizita este astfel pregătită dintr-o singură trecere, iar tava ajunge apoi complet în reprocesare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Distribuția medicamentelor în salon

EXECUȚII Axă de variație: – · 1 execuție

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WL	660 × 430 × 890 mm	două tăvi detașabile din oțel inoxidabil pe nivel, 60 de organizatoare pentru medicamente pe nivel

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru din aluminiu și oțel, vopsit electrostatic alb
- Două tăvi detașabile din oțel inoxidabil pe nivel
- 60 de organizatoare pentru medicamente din plastic pe nivel
- Gabarit total 660 × 430 × 890 mm
- Rotile Ø 75 mm, două cu frână
- Opțiune: cadru și coș pentru accesorii din oțel inoxidabil AISI 304

CONFIGURARE Specialist pentru distribuția medicamentelor – argument de vânzare propriu. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

Lenjeria, deșeurile și materialele circulă zilnic prin toată clădirea. La acestea se adaugă mesele de ambalare și sistemele de rafturi pentru unitatea de reprocesare a dispozitivelor medicale.



14 FAMILII DE PRODUSE · 43 DE VARIANTE

WCB

MB

WZ / WZS

WZB

WMW

WT

WPP

WK / WKS

RKS

RM

SL / WS

ROB

SMO

PAK

Pagini de familie: WCB pag. 35 · MB pag. 36 · WZ / WZS pag. 37 · WZB pag. 38 · WMW pag. 39 · WT pag. 40 · WPP pag. 41 · WK / WKS pag. 42 · RKS pag. 43 · RM pag. 44 · SL / WS pag. 45 · ROB pag. 46 · SMO pag. 47 · PAK pag. 48

Prezentare generală · Transport, eliminare & logistica materialelor sterile (Partea 1)

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	WCB Cărucior pentru lenjerie curată / murdară Cadru de aluminiu · umplutură din laminat RAL · capac ABS	4	WCB-1111 / 1121 / 1221 / 1411 WCB-2123 / 2133 WCB-2200 WCB-2223	Coridor de salon, logistica lenjeriei, concept de igienă	35
	MB Cărucior pentru deșeuri & saci Oțel inoxidabil AISI 304 · capac ABS	4	MB-01 MB-02 MB-03 MB-4 (formă specială)	Separarea deșeurilor în salon, spațiu de lucru murdar	36
	WZ / WZS Cărucior pentru saci din oțel inoxidabil Oțel inoxidabil AISI 304	5	WZ-01 · 40 l WZ-01 WZ-02 WZ-03 WZS-01	Colectarea lenjeriei și a deșeurilor, soluție standard economică	37
	WZB Cărucior pentru lenjerie din oțel inoxidabil, închis Oțel inoxidabil AISI 304 · capac ABS	1	WZB	Transport de lenjerie cu cerințe ridicate de igienă	38
	WMW Cărucior pentru lenjerie & materiale Oțel vopsit electrostatic RAL · opțional ABS	5	WMW-1110 WMW-1210 WMW-1230 WMW-1450 WMW-2110	Distribuția lenjeriei și a materialelor în salon	39
	WT Cărucior platformă & de transport Oțel inoxidabil AISI 304 sau oțel vopsit electrostatic	1	WT-01	Transport de materiale în clădire, sarcini grele	40
	WPP Cărucior pentru transport alimente Oțel inoxidabil AISI 304	3	WPP-01 WPP-01 cu raft lateral WPP-02G	Distribuție alimente, logistică de bucătărie	41

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Prezentare generală · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile (Partea 2)

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	WK / WKS Cărucior cu coșuri Oțel inoxidabil AISI 304 · opțional oțel	6	WK-01/A WK-02/A · B · C WK-03 WKS-1 WKS-2 WKS-3	Transport de materiale, aprovizionarea saloanelor, logistica materialelor sterile	42
	RKS Rafturi cu grătar și de depozitare Oțel inoxidabil AISI 304	6	RKS-2 RKS-3 RKS-4 RKS-5 RKS-6 / RKS-7 RK	Depozit, spațiu de lucru nesteril, zonă de materiale sterile	43
	RM Rafturi de depozitare Oțel inoxidabil AISI 304	1	RM	Depozit, magazie, farmacie	44
	SL / WS Rafturi pentru plosci și urinare Oțel inoxidabil AISI 304	2	SL WS	Spațiu de lucru nesteril, mașină de spălat plosci	45
	ROB Raft de perete pentru încălțăminte Oțel inoxidabil AISI 304	1	ROB	Vestiar personal, sas	46
	SMO Suport pentru recipiente de deșuri Oțel inoxidabil AISI 304	3	SMO-01 / SMO-02 SMO-03 SMO-04 / SMO-05	Cabinet de tratament, sală de intervenții, laborator	47
	PAK Mese de ambalare pentru reprocesare sterilă Oțel inoxidabil AISI 304	1	PAK-01 / PAK-02	AEMP / ZSVA, ambalarea materialelor sterile	48

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

WCB

Cărucior pentru lenjerie curată / murdară

Cadru de aluminiu · umplutură laminată RAL · capac ABS



Cărucioarele pentru lenjerie stau pe coridor și influențează imaginea unui salon mai mult decât se crede. Seria WCB rezolvă acest lucru printr-un sistem de cadru din aluminiu cu umplutură laminată, livrabil în orice culoare RAL – căruciorul se integrează în amenajare, în loc să o deranjeze. Cinci forme constructive de la 900 la 1450 mm, cu una sau două camere.

DOMENIU DE UTILIZARE

Coridor de salon, logistica lenjeriei, concept de igienă

EXECUȚII Axă de variație: formă constructivă · 4 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WCB-1111 / 1121 / 1221 / 1411	1050 × 580 × 1080 mm	cu o cameră
WCB-2123 / 2133	1100 × 580 × 1080 mm	cu două camere
WCB-2200	900 × 580 × 1080 mm	compact
WCB-2223	1450 × 580 × 1080 mm	mare

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru din profile de aluminiu închise, cu conectori ABS
- Umplutură din PAL laminat pe ambele fețe
- Cadru anodizat sau vopsit electrostatic în culoare RAL
- Capac din ABS, manual sau cu pedală
- Inel din inox cu clipsuri împotriva alunecării sacului
- Opțiune: inel de strângere din silicon în loc de clipsuri
- Rotile Ø 100 mm, două cu frână, tamponare de colț perimetrale
- Blat cu bordură pe trei laturi

CONFIGURARE Cadru de aluminiu cu umplutură laminată în culoare RAL – căruciorul pentru lenjerie cu cel mai bun aspect. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

MB

Cărucioare pentru saci de deșeuri și lenjerie

Oțel inoxidabil AISI 304 · capac ABS



Separarea deșeurilor este o rutină zilnică în salon și, totodată, un subiect permanent la audituri. Seria MB o rezolvă cu unu până la trei inele pe un cadru rulant și poate fi inscripționată la cerere cu marcaje de separare. Capacul ABS se închide amortizat, manual sau cu pedală – aceasta din urmă fiind alegerea potrivită în zonele sensibile din punct de vedere igienic.

DOMENIU DE UTILIZARE

Separarea deșeurilor în salon, spațiu de lucru nesteril

EXECUȚII Axă de variație: număr de inele · volum · 4 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
MB-01	395 × 495 × 695 mm (60–80 l) · 875 mm (100–120 l)	un inel
MB-02	815 × 495 × 695 / 875 mm	două inele
MB-03	1225 × 495 × 695 / 875 mm	trei inele
MB-4 (formă specială)	880 × 405 × 860 mm (100–120 l)	formă constructivă îngustă

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru și inel pentru sac din țevă de inox AISI 304
- Capac din ABS în alb sau gri, cu închidere amortizată
- Deschiderea capacului manual sau cu pedală
- Soclu din oțel cu capac din ABS
- Rotile Ø 50 mm, două cu frână
- Opțiune: inel din silicon împotriva alunecării sacului
- Opțiune: cărucior cu marcaje de separare
- Volum 60–80 l și 100–120 l

CONFIGURARE Cadru din inox, capac ABS cu închidere amortizată, opțional pedală și marcaje de separare. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

WZ / WZS

Cărucior pentru saci din inox

oțel inoxidabil AISI 304



Soluția standard economică pentru lenjerie și deșeuri: un cadru din inox, un inel pentru sac, gata. Unu până la trei inele, volum de la 40 la 120 de litri. WZS este varianta pliabilă – strânsă, ocupă foarte puțin spațiu de depozitare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Colectarea lenjeriei și a deșeurilor, soluție standard economică

EXECUȚII Axă de variație: număr de inele · volum · 5 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WZ-01 · 40 l	315 × 385 × 520 mm	execuție compactă
WZ-01	355 × 410 × 680 mm (60–80 l) · 410 × 465 × 850 mm (100–120 l)	un inel
WZ-02	790 × 440 × 680 / 900 × 495 × 850 mm	două inele
WZ-03	1190 × 440 × 680 / 1355 × 495 × 860 mm	trei inele
WZS-01	pliabil, pentru saci de 100 l	Cadru pliabil, se depozitează economisind spațiu

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Execuții cu unu, două și trei inele
- Volum 40 l, 60–80 l și 100–120 l
- Inel pentru sac cu clipsuri împotriva alunecării
- Opțiune: inel din silicon în loc de clipsuri
- WZS-01 pliabil, pentru saci de 100 l
- Rotile Ø 50 mm, două cu frână

CONFIGURARE Soluția standard economică. WZS este varianta pliabilă. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

WZB

Cărucior pentru lenjerie din inox, închis

Oțel inoxidabil AISI 304 · capac ABS



Căruciorul închis pentru lenjerie din inox – acolo unde sacul nu trebuie să fie vizibil. Corpul, capacul și raftul formează o unitate netedă, dezinfectabilă pe toată suprafața; tamponurile de colț protejează căruciorul și peretele.

DOMENIU DE UTILIZARE

Transport de lenjerie cu cerințe ridicate de igienă

EXECUȚII Axă de variație: – · 1 execuție

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WZB	1050 × 580 × 1080 mm cu tamponuri · dulap 540 × 520 × 910 mm · raft 500 × 480 mm	Corp închis din inox

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Capac ABS, manual sau cu pedală
- Inel pentru sac cu clipsuri sau strângere din silicon
- Dimensiune totală 1050 × 580 × 1080 mm cu tamponuri
- Dimensiune dulap 540 × 520 × 910 mm, raft 500 × 480 mm
- Rotile Ø 100 mm cu tamponuri, două cu frână

CONFIGURARE Pentru transport de lenjerie cu cerințe ridicate de igienă. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

WMW

Cărucior pentru lenjerie și materiale

Oțel vopsit electrostatic RAL · opțional ABS



Căruciorul pentru lenjerie și materiale destinat distribuției în salon, în cinci înălțimi de la 960 la 1160 mm. Oțelul vopsit electrostatic în culoare RAL îl face o parte vizibilă a amenajării salonului; blatul și masca soclului sunt disponibile opțional din ABS.

DOMENIU DE UTILIZARE

Distribuția lenjeriei și a materialelor în salon

EXECUȚII Axă de variație: înălțime constructivă · 5 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WMW-1110	640 × 540 × 960 mm	Execuție de bază, și ca /ABS
WMW-1210	640 × 540 × 1030 mm	cu suprastructură
WMW-1230	640 × 540 × 1100 mm	suprastructură înaltă
WMW-1450	640 × 540 × 1160 mm	Execuție maximă, și ca /ABS
WMW-2110	845 × 545 × 960 mm	execuție lată

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Oțel vopsit electrostatic în culoare RAL
- Cinci forme constructive, de la WMW-1110 la WMW-2110
- Înălțimi 960 / 1030 / 1100 / 1160 mm
- Execuție lată WMW-2110 cu 845 mm
- Opțiune: blat și mască de soclu din ABS
- Rotile Ø 100 mm, două cu frână

CONFIGURARE Oțel vopsit electrostatic în RAL, opțional blat și mască de soclu din ABS. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

WT

Cărucioare platformă și de transport

Oțel inoxidabil AISI 304 sau oțel vopsit electrostatic



Căruciorul de lucru pentru sarcini mari în transportul intern. Roțile de 200 mm trec și peste praguri de ușă și rosturi, iar tampoanele de colț preiau impactul. La alegere din inox sau din oțel vopsit electrostatic.

DOMENIU DE UTILIZARE

Transport de materiale în incintă, sarcini mari

EXECUȚII Axă de variație: – · 1 execuție

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WT-01	800 × 600 × 900 mm	Inox sau vopsit electrostatic, roțile Ø 200 mm, tampoane de colț

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Oțel inoxidabil AISI 304 sau oțel vopsit electrostatic în RAL
- Dimensiune totală 800 × 600 × 900 mm
- Rotile Ø 200 mm, două cu frână
- Tampoane de colț la soclu
- Două niveluri, rafturi cu bordură ridicată


CONFIGURARE Pentru sarcini mari în transportul intern. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

WPP

Cărucior pentru transport alimente

oțel inoxidabil AISI 304



Căruciorul pentru transport alimente din inox, în trei forme constructive. Blatul și raftul sunt tăvi detașabile – după transport totul intră complet la spălare. Varianta cu raft lateral oferă suprafață suplimentară de depunere la distribuție.

DOMENIU DE UTILIZARE

Distribuție alimente, logistică de bucătărie

EXECUȚII Axă de variație: formă constructivă · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WPP-01	1015 × 600 × 900 mm	o tavă
WPP-01 cu raft lateral	1015 × 600 × 900 mm · raft lateral 510×335 mm	cu raft rabatabil
WPP-02G	1290 × 680 × 900 mm	două niveluri, mare

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Blat și raft ca tăvi detașabile
- WPP-01: 1015 × 600 × 900 mm
- WPP-01 cu raft lateral 510 × 335 mm
- WPP-02G: 1290 × 680 × 900 mm
- Rotile Ø 125 mm, două cu frână

CONFIGURARE Integral din inox, roțile Ø 125 mm. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

WK / WKS

Cărucior cu coșuri

Oțel inoxidabil AISI 304 · opțional oțel



Două sisteme pentru transportul de materiale: WK este căruciorul-cadru în care se agață coșuri din sârmă – unu până la trei coșuri, cu mâner de împingere. WKS este căruciorul-raft cu coșuri pentru logistica materialelor sterile, în execuția WKS-1 suplimentar reglabil pe înălțime.

DOMENIU DE UTILIZARE

Transport de materiale, aprovizionarea saloanelor, logistica materialelor sterile

EXECUȚII Axă de variație: sistem · dimensiune constructivă · 6 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WK-01/A	410 × 420 × 800 mm (cu mâner 540 mm)	un coș
WK-02/A · B · C	730 × 420 × 800 mm (cu mâner 860 mm)	două coșuri
WK-03	780 × 420 × 800 mm (cu mâner 910 mm)	trei coșuri
WKS-1	575 × 750 × 950–1250 mm	reglabil pe înălțime
WKS-2	575 × 750 × 950 mm	înălțime fixă
WKS-3	700 × 300 × 900 mm	îngust

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru din țevă de oțel inoxidabil AISI 304
- WK-01 până la WK-03 cu unu până la trei coșuri
- Dimensiuni coșuri 335 × 405 × 90 și 655 × 405 × 90 mm
- WKS-1 reglabil pe înălțime 950–1250 mm
- WKS-3 în execuție îngustă 700 × 300 × 900 mm
- Rotile Ø 75 mm (WK) respectiv Ø 100 mm (WKS), două cu frână
- Opțiune: cărucior integral din oțel inoxidabil

CONFIGURARE WK = cărucior cu cadru și coșuri, WKS = cărucior-raft cu coșuri pentru logistica materialelor sterile. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

RKS

Rafturi cu grătar și rafturi de depozitare

oțel inoxidabil AISI 304



Sistemul de rafturi pentru depozit, camera de lucru murdară și zona materialelor sterile. Grătarele din oțel inoxidabil lasă să treacă aerul și umiditatea – diferența decisivă față de polițele închise. Două lățimi, două înălțimi, mobil sau fix.

DOMENIU DE UTILIZARE

Depozit, cameră de lucru murdară, zona materialelor sterile

EXECUȚII Axă de variație: mărime constructivă · 6 execuții

VARIANTĂ	DIMENSIUNI ȘI DATE TEHNICE	CARACTERISTICĂ
RKS-2	Dimensiuni în funcție de configurare	Raft cu grătar și stativ
RKS-3	550 × 450 × 1800 mm	îngust
RKS-4	550 × 750 × 1800 mm	lat
RKS-5	550 × 450 × 1900 mm	îngust, înalt
RKS-6 / RKS-7	550 × 750 × 1900 mm	lat, înalt
RK	Dimensiuni în funcție de configurare	Raft de bază

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Polițe-grătar pentru circulația aerului
- Lățimi 450 și 750 mm, înălțimi 1800 și 1900 mm
- Șapte forme constructive RKS-2 până la RKS-7, precum și raftul de bază RK
- Execuție mobilă cu roțile Ø 100 mm, două cu frână
- Echipare combinabilă cu coșuri și rafturi

CONFIGURARE Șapte dosare, o familie de rafturi în două lățimi și două înălțimi. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

RM

Rafturi de depozitare

oțel inoxidabil AISI 304



Raftul clasic de depozitare din oțel inoxidabil, în trei lungimi și două adâncimi. Patru sau cinci niveluri, la alegere cu polițe închise sau cu bare – acestea din urmă cu tavă de scurgere opțională pentru zona umedă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Depozit, cameră de provizii, farmacie

EXECUȚII Axă de variație: mărime constructivă · 1 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
RM	L 800 / 1000 / 1200 mm · T 400 / 500 mm · H 1800 mm	patru sau cinci niveluri, oțel inoxidabil

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Lungimi 800, 1000 și 1200 mm
- Adâncimi 400 și 500 mm, înălțime 1800 mm
- Patru sau cinci niveluri
- Execuție cu polițe din bare disponibilă
- Opțiune: tavă de scurgere din oțel inoxidabil

CONFIGURARE Pentru depozit, cameră de provizii și farmacie. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

SL / WS

Rafturi pentru plosci și urinare

oțel inoxidabil AISI 304



Două sisteme pentru camera de lucru murdară. SL preia plosci, capace și urinare pentru uscare și atinge, în funcție de echipare, între 600 și 2000 mm înălțime. WS este raftul de perete și de podea cu înălțime fixă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Cameră de lucru murdară, mașină de spălat plosci

EXECUȚII Axă de variație: sistem · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SL	H 600–2000 mm în funcție de echipare	Uscător pentru plosci, capace și urinare
WS	H 1800 mm în funcție de echipare	Raft de perete și de podea

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- SL: uscător pentru plosci, capace și urinare
- SL: înălțime 600–2000 mm în funcție de echipare
- WS: înălțime 1800 mm în funcție de echipare
- Tavă de scurgere din plastic, opțional din oțel inoxidabil
- Montare pe perete sau pe podea

CONFIGURARE Dotarea camerei de lucru murdare. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

ROB

Raft de perete pentru încălțăminte

oțel inoxidabil AISI 304



Raftul de încălțăminte montat pe perete, pentru vestiar și sas. Integral din oțel inoxidabil, distanța între cârlige 80 mm, lungimea și numărul de niveluri în funcție de situația spațiului.

DOMENIU DE UTILIZARE

Vestiar pentru personal, sas

EXECUȚII Axă de variație: – · 1 execuție

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
ROB	Dimensiuni în funcție de configurare, distanța între cârlige 80 mm	Oțel inoxidabil, montat pe perete

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Montare pe perete, economisește spațiu
- Distanța între cârlige 80 mm
- Patru sau cinci niveluri
- Dimensiuni în funcție de configurare
- Dezinfectabil pe toată suprafața

CONFIGURARE Vestiar pentru personal și sas · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

SMO

Suporturi pentru recipiente de deșeuri

oțel inoxidabil AISI 304



Cinci forme constructive pentru trei mărimi de recipiente: suporturile mici cu tavă de 3 până la 5 litri pentru sala de tratament și laborator, găleata de 10 litri cu sau fără capac și recipientul mare de podea de 30 de litri. Toate pe suport cu cinci picioare și mobile.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sală de tratament, sală de intervenții, laborator

EXECUȚII Axă de variație: mărimea recipientului · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SMO-01 / SMO-02	Picior Ø 600 mm · H 840 mm · tavă 3–5 l	Suport cu tavă, una sau două tăvi
SMO-03	Picior Ø 600 mm · înălțime suport 310 mm · recipient 30 l	recipient mare de podea
SMO-04 / SMO-05	Picior Ø 480 mm · recipient 10 l, H 250 mm	găleată cu sau fără capac

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Suport cu cinci picioare, mobil
- SMO-01 / SMO-02: tavă 3–5 l, picior Ø 600 mm, înălțime 840 mm
- SMO-03: recipient 30 l, înălțime suport 310 mm
- SMO-04 / SMO-05: găleată 10 l, picior Ø 480 mm
- Rotile Ø 50 mm
- Tavă și recipient detașabile

CONFIGURARE Cinci dosare, o familie cu trei mărimi de recipiente. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 04 · Transport, eliminare și logistica materialelor sterile

PAK

Mese de ambalare pentru reprocesarea sterilă

oțel inoxidabil AISI 304



Unitatea de reprocesare a dispozitivelor medicale este o temă de planificare distinctă, cu cerințe ridicate privind ergonomia și posibilitatea de curățare. Mesele de ambalare PAK sunt realizate integral din oțel inoxidabil AISI 304 și se compun din componente. Patru lungimi și două adâncimi permit valorificarea exactă a conturului existent al încăperii.

DOMENIU DE UTILIZARE

AEMP / ZSVA, ambalarea materialelor sterile

EXECUȚII Axă de variație: mărime constructivă · 1 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
PAK-01 / PAK-02	L 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm · T 500 / 700 mm · H 800 mm	Picioare de nivelare sau roțile Ø 125 mm, coșuri de sterilizare KS-1... KS-3, suplimente pentru recipiente basculante

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Lungimi 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm, adâncimi 500 și 700 mm
- Înălțime de lucru 800 mm
- Picioare de nivelare sau roțile Ø 125 mm, toate cu frână
- Coșuri de sterilizare KS-1, KS-2 și KS-3 integrabile
- Supliment pentru 4, 5 sau 6 recipiente basculante
- Rafturi suprapuse, suport pentru sac de deșeuri, dulap și sertar
- Configurare conform planificării individuale a spațiului

CONFIGURARE Configurare conform planificării individuale a spațiului. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina

7

Dotări pentru saloane și ambulatoriu

Dotarea de bază a fiecărei camere: stative de perfuzie și suporturi, paravane, noptiere, mese pentru pat, suporturi pentru recipiente, trepte și scaunul pentru recoltare.



7 FAMILII DE PRODUSE · 19 VARIANTE

SK

KO-2m

PT

WD

SP „FRIEND”

PO

WP-1

Pagini de familie: SK p. 51 · KO-2m p. 52 · PT p. 53 · WD p. 54 · SP „FRIEND” p. 55 · PO p. 56 · WP-1 p. 57

Prezentare generală · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	SK Stativ de perfuzie Oțel inoxidabil AISI 304 · coloană din oțel sau oțel inoxidabil	2	SK-01 SK-02	Toate zonele – salon, ambulatoriu, terapie intensivă, cabinet	51
	KO-2m Stativ de perfuzie telescopic Oțel inoxidabil AISI 304	3	KO-2m KO-2m dublu KO-2m integral din inox	Post de pat, montare pe tavan și pe șină	52
	PT Paravan telescopic Oțel inoxidabil AISI 304 · perdea lavabilă sau din poliester	2	PT-01 PT-02	Post de pat, sală de trezire, urgențe	53
	WD Noptieră Laminat HPL · ABS · oțel vopsit electrostatic	3	WD-2 WD-7 WD-8	Post de pat în salon standard și salon privat	54
	SP „FRIEND“ Masă auxiliară și masă pentru pat Oțel alb sau oțel inoxidabil · blat din oțel sau ABS	5	SP-1 SP-1/ABS SP-1/ABS-2 SP-2 SP-2/ABS-2	Post de pat – mâncat, citit, lucrat în pat	55
	PO Trepțe Oțel inoxidabil AISI 304	3	PO-01 PO-02 PO-03 cu mâner	Post de pat, consultație, radiologie	56
	WP-1 Scaun pentru injecții și recoltare Cadru din oțel alb · tapițerie rezistentă la dezinfectanți	1	WP-1	Recoltare de sânge, injecții, laborator și ambulatoriu	57

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Grupă de produse 05 · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

SK

Stativ de perfuzie

Oțel inoxidabil AISI 304 · coloană din oțel sau oțel inoxidabil



Stativul de perfuzie este articolul individual cel mai căutat din întregul program și, pentru multe spitale, primul punct de contact cu un furnizor. Două variante de picior și cinci forme de cap acoperă practic orice necesitate – de la două cârlige până la suportul pentru patru flacoane. Capul și coloana interioară sunt realizate integral din oțel inoxidabil AISI 304.

DOMENIU DE UTILIZARE

Toate zonele – salon, ambulatoriu, terapie intensivă, cabinet

EXECUȚII Axă de variație: execuția piciorului · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SK-01	Reglaj pe înălțime 1320–2150 mm · coloană exterioară 16 / interioară 25 mm	Picior din plastic
SK-02	Reglaj pe înălțime 1320–2150 mm	Picior din oțel inoxidabil sau oțel alb

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cap și coloană interioară din oțel inoxidabil AISI 304
- Reglaj pe înălțime 1320–2150 mm
- Coloană exterioară Ø 16 mm, coloană interioară Ø 25 mm
- SK-01 cu picior din plastic, SK-02 cu picior din oțel inoxidabil sau oțel alb
- Forme de cap G01 până la G05 – 2 sau 4 cârlige, 2 sau 4 flacoane
- Accesorii: mâner, raft, prelungitor cu prize
- Accesorii: recipient pentru deșeuri, recipient de picurare

CONFIGURARE Cinci forme de cap G01–G05 și accesorii numeroase, identice pentru ambele execuții. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 05 · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

KO-2m

Stativ de perfuzie telescopic

oțel inoxidabil AISI 304



Stativul de perfuzie telescopic pentru postul de pat: retras 700 mm, extins 2000 mm. Patru elemente tubulare culisante, îmbinate nedemontabil. Montarea se face pe perete, pe șina pentru instrumente sau pe un cărucior.

DOMENIU DE UTILIZARE

Post de pat, montare pe tavan și pe șină

EXECUȚII Axă de variație: formă constructivă · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
KO-2m	retras 700 mm · extins 2000 mm	braț simplu
KO-2m dublu	retras 700 mm · extins 2000 mm	două brațe
KO-2m integral din inox	retras 700 mm · extins 2000 mm	integral oțel inoxidabil AISI 304

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Telescop din patru elemente, 700 la 2000 mm
- Cap cu două cârlige
- Execuție simplă și dublă
- Montaj pe perete, pe șină (USU-01) sau pe șasiu
- Opțiune: cu cleme pentru perdea, ca suport de paravan

CONFIGURARE Telescop din patru elemente, montaj pe perete, pe șină sau pe șasiu. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 05 · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

PT

Paravan telescopic

Oțel inoxidabil AISI 304 · Perdea lavabilă sau din poliester



Paravanul telescopic combină brațul extensibil cu perdeaua: 700 mm retras, 2000 mm extins. Dispare atunci când nu este necesar – avantajul decisiv față de paravanul mobil la postul de pat îngust.

DOMENIU DE UTILIZARE

Post de pat, salon de trezire, camera de gardă

EXECUȚII Axă de variație: material · 2 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
PT-01	Telescop 700 la 2000 mm · Bază 730–765 × 455 mm · H 1680–1700 mm	Execuție standard
PT-02	Telescop 700 la 2000 mm	integral oțel inoxidabil AISI 304

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Telescop din patru elemente, 700 la 2000 mm
- Bază 730–765 × 455 mm, înălțime totală 1680–1700 mm
- Perdele lavabile în albastru, alb și bej
- Perdele din poliester, hidrofuge, în șapte culori
- Montaj pe perete, pe șină sau pe șasiu
- Soclu din oțel alb, oțel inoxidabil sau cu capac ABS

CONFIGURARE Perdele lavabile sau din poliester hidrofuge. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 05 · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

WD

Noptieră

Laminat HPL · ABS · Oțel vopsit electrostatic



Trei serii pentru cerințe diferite la postul de pat. WD-2 are un cadru de aluminiu alb și este disponibilă opțional cu o masă auxiliară reglabilă pe înălțime și înclinabilă cu $\pm 60^\circ$. WD-7 și WD-8 sunt construcții din oțel cu fronturi colorate. Toate trei au un blat rezistent la apă și roțile – ușor de curățat, de deplasat și de adaptat cromatic salonului.

DOMENIU DE UTILIZARE

Post de pat în saloane obișnuite și private

EXECUȚII Axă de variație: seria · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WD-2	430 × 410 × 880 mm	Cadru de aluminiu alb, opțional cu masă auxiliară, înclinabilă $\pm 60^\circ$
WD-7	525 × 460 × 880 mm	Blat HPL sau ABS cu adâncitură
WD-8	480 × 400 × 880 mm	Corp din oțel cu capac de soclu din ABS

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Blat din laminat HPL rezistent la apă sau din ABS cu adâncitură
- Fronturi vopsite electrostatic în culoare RAL
- WD-2 opțional cu masă auxiliară reglabilă pe înălțime, înclinabilă $\pm 60^\circ$
- Raft coș din oțel în RAL, opțional oțel inoxidabil
- Rotile Ø 55 mm, două cu frână de blocare
- WD-2 430 × 410 × 880 mm · WD-7 525 × 460 × 880 mm · WD-8 480 × 400 × 880 mm

CONFIGURARE Trei serii, toate cu roțile Ø55 mm și fronturi colorate. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 05 · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

SP „FRIEND“

Masă auxiliară și masă pentru pat

Oțel alb sau oțel inoxidabil · Blat din oțel sau ABS



Masa pentru pat este mobilierul cu care pacientul are cel mai des de-a face – este deplasată și reglată de mai multe ori pe zi. Cele cinci execuții diferă prin materialul blatului, lățimea bazei și modul de reglare: manual pe tot domeniul 850–1300 mm sau cu arc cu gaz și manetă, de la 850–1150 mm.

DOMENIU DE UTILIZARE

Post de pat – masă, lectură, lucru în pat

EXECUȚII Axă de variație: forma piciorului · reglarea înălțimii · 5 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SP-1	Bază 730 × 430 mm · Blat 735 × 430 mm · H 850–1300 mm	Reglare manuală, blat din oțel
SP-1/ABS	Bază 730 × 430 mm · Blat 730 × 410 mm · H 850–1300 mm	Reglare manuală, blat ABS
SP-1/ABS-2	H 850–1300 mm manual sau 850–1150 mm cu arc cu gaz	Blat ABS, opțiune arc cu gaz
SP-2	Bază 765 × 455 mm · Blat 730 × 410 mm · H 850–1300 mm	bază mai lată
SP-2/ABS-2	H 850–1300 mm manual sau 850–1150 mm cu arc cu gaz	bază mai lată cu arc cu gaz

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru și soclu din oțel alb, opțional oțel inoxidabil AISI 304
- Blat din oțel sau din plastic ABS
- Reglare manuală a înălțimii 850–1300 mm
- Opțiune: reglarea înălțimii cu arc cu gaz 850–1150 mm, prin manetă
- Bază 730 × 430 mm (SP-1) respectiv 765 × 455 mm (SP-2)
- Rotile Ø 75 mm, două cu frână
- Permite accesul dedesubt, stabilă la răsturnare chiar și cu blatul extras

CONFIGURARE Cinci dosare, o singură familie. Diferențe: materialul blatului, lățimea bazei și modul de reglare. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 05 · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

PO

Trepte

oțel inoxidabil AISI 304



Treptele fac parte dintre articolele necesare peste tot și rareori planificate. Trei forme constructive: cu o singură treaptă în trei înălțimi, cu două trepte și varianta cu mâini curente reglabile pe înălțime, pentru pacienți nesiguri.

DOMENIU DE UTILIZARE

Post de pat, consultație, radiologie

EXECUȚII Axă de variație: numărul de trepte · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
PO-01	Înălțimea treptei 130 / 220 / 280 mm	cu o singură treaptă
PO-02	Înălțime 400 mm	cu două trepte
PO-03 cu mâner de sprijin	Înălțimea treptei 400 mm · Înălțime totală 1115–1360 mm	cu mâini curente reglabile pe înălțime

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Integral din oțel inoxidabil AISI 304
- Suprafață antiderapantă
- PO-01 cu o singură treaptă: înălțimea treptei 130, 220 sau 280 mm
- PO-02 cu două trepte: înălțime 400 mm
- PO-03 cu mâini curente: înălțime totală 1115–1360 mm, reglabilă
- Stabilă, dezinfectabilă pe toată suprafața

CONFIGURARE Oțel inoxidabil, suprafață antiderapantă. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Grupă de produse 05 · Dotări pentru saloane și ambulatoriu

WP-1

Scaun pentru injecții și recoltare

Cadru din oțel alb · Tapițerie rezistentă la dezinfectanți



Scaunul pentru recoltare și injecții acoperă o utilizare pe care niciun alt element de mobilier din program nu o preia: cotierele sunt reglabile pe înălțime și în rotație, astfel încât brațul să fie sprijinit sigur pentru puncție. Șezutul, spătarul și cotierele sunt tapițate rezistent la dezinfectanți.

DOMENIU DE UTILIZARE

Recoltare de sânge, injecții, laborator și ambulatoriu

EXECUȚII Axă de variație: – · 1 execuție

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WP-1	Înălțime totală 950 mm · Șezut 500 × 450 mm · Înălțimea șezutului 510 mm	Cotiere reglabile pe înălțime și în rotație

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Cadru vopsit electrostatic în alb, opțional oțel inoxidabil AISI 304
- Cotiere reglabile pe înălțime și în rotație
- Șezut 500 × 450 mm, înălțimea șezutului 510 mm
- Înălțime totală 950 mm
- Tapițerie lavabilă și rezistentă la dezinfectanți
- Raft din oțel inoxidabil, ca tavă detașabilă
- Culoarea tapițeriei se poate alege din paleta TECH-MED

CONFIGURARE Excepție deliberată de la excluderea scaunelor: recoltarea de sânge și injecțiile reprezintă o utilizare proprie, pe care programul WHEELKO nu o acoperă. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Dotări pentru RMN, nemagnetice

Mobilier integral nemagnetic, avizat pentru încăperi RMN până la 3 Tesla inclusiv – o încăpere, un furnizor, un aspect unitar.



10 FAMILII DE PRODUSE · 39 VARIANTE

SR4MR

SK-01MR

E-02MR

K-3MR Tip C

K-3MR Tip D

PJ1-MR

WZ-MR

SMO-04MR

PO-01MR

PO-02MR

Pagini de familie: SR4MR p. 61 · SK-01MR p. 62 · E-02MR p. 63 · K-3MR tip C p. 64 · K-3MR tip D p. 65 · PJ1-MR p. 66 · WZ-MR p. 67 · SMO-04MR p. 68 · PO-01MR p. 69 · PO-02MR p. 70

Prezentare generală · Dotări pentru RMN, nemagnetice (Partea 1)

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	SR4MR Canapea de tratament și reabilitare nemagnetică Profil de aluminiu RAL 7035 · Tapițerie · nemagnetic până la 3 T	4	SR4MR SR4MR cu grilaje laterale SR4MR cu suport pentru rolă de hârtie SR4MR cu mâner de împingere	Sala RMN – poziționare, pregătire, transfer	61
	SK-01MR Stativ de perfuzie nemagnetic Picior din plastic · Coloană interioară din aluminiu anodizat · nemagnetic până la 3 T	5	SK-01MR/G01 SK-01MR/G02 SK-01MR/G03 SK-01MR/G04 SK-01MR/G05	Sala RMN – perfuzie și injecție la pacient	62
	E-02MR Masă pentru instrumente nemagnetică Aluminiu RAL 7035 · nemagnetic până la 3 T	1	E-02MR	Sala RMN – instrumente și materiale la postul de examinare	63
	K-3MR tip C Masă de salon nemagnetică Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T	4	C-01-33MR / C-01-66MR C-02-33MR / C-02-66MR C-03-33MR / C-03-66MR C-04-33MR / C-04-66MR	Sala RMN – materiale și documentație la fața locului	64
	K-3MR tip D Masă multifuncțională nemagnetică Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T	4	D-01-33MR / D-01-66MR D-02-33MR / D-02-66MR D-03-33MR / D-03-66MR D-04-33MR / D-04-66MR	Sala RMN – pregătire, schimbarea pansamentului, transport de materiale	65

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Prezentare generală · Dotări pentru RMN, nemagnetice (Partea 2)

	Familie de produse	Var.	Variante	Domeniu de utilizare	Pagina
	PJ1-MR Paravan mobil nemagnetic Profil de aluminiu RAL 7035 · Perdea din poliester · nemagnetic până la 3 T	3	PJ1-MR cu un canat 1000 PJ1-MR cu un canat 1200 PJ1-MR cu mai multe canate	Sala RMN și pregătire – paravan și compartimentare	66
	WZ-MR Cărucior nemagnetic pentru lenjerie și deșeuri Aluminiu RAL 7035 · Capac din aluminiu sau ABS · nemagnetic până la 3 T	13	WZ -2/40MR WZ -1/60MR WZ -2/60MR WZ -1/100MR WZ -2/100MR WZ2-1/60MR WZ2-2/60MR WZ2-1/100MR WZ2-2/100MR WZ3-1/60MR WZ3-2/60MR WZ3-1/100MR WZ3-2/100MR	Sala RMN – lenjerie și deșeuri la locul de producere	67
	SMO-04MR Suport nemagnetic pentru recipiente de deșeuri Aluminiu RAL 7035 · Recipient din plastic · nemagnetic până la 3 T	1	SMO-04MR	Sala RMN – colectarea deșeurilor direct la postul de examinare	68
	PO-01MR Treaptă nemagnetică, cu o singură treaptă Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T	3	PO-01MR/13 PO-01MR/22 PO-01MR/28	Sala RMN – urcarea pe canapea și pe masa de examinare	69
	PO-02MR Treaptă nemagnetică, cu două trepte Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T	1	PO-02MR	Sala RMN – urcare la diferență de înălțime mai mare	70

Var. = numărul de execuții ale acestei familii. Toate variantele prezentate sunt disponibile; dimensiunile complete se află pe pagina familiei, respectiv există sub formă de listă de variante. Seriile fără pagină proprie le prezentăm la cerere în aceeași măsură.

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

SR4MR

Canapea de tratament și reabilitare nemagnetică

Profil de aluminiu RAL 7035 · Tapițerie · nemagnetic până la 3 T



În sala RMN, orice piesă feromagnetică devine un proiectil. SR4MR este canapeaua de tratament și reabilitare pentru exact acest mediu: cadru din profil de aluminiu ranforsat, roțile în carcase din plastic, fără oțel în fluxul de forțe. Canapeaua tapițată din două părți, cu tetiera reglabilă manual, servește la poziționarea înainte de examinare, la transfer și la supravegherea ulterioară – fără ca ea să trebuiască să părăsească sala.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – poziționare, pregătire, transfer

EXECUȚII Axă de variație: dotarea · 4 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SR4MR	1850 × 560 × 600 mm · Suprafață de culcare 1850 × 560 × 50 mm · Tetieră manual până la +45°	Execuție de bază, canapea tapițată din două părți
SR4MR cu grilaje laterale	Lățime peste grilajele laterale 710 mm	Siguranța pacientului, grilaje rabatabile
SR4MR cu suport pentru rolă de hârtie	Locaș pentru rolă de hârtie de unică folosință la capătul dinspre cap	Igienă la schimbare
SR4MR cu mâner de împingere	Mâner de ghidare la capătul dinspre cap	manevrare sigură în sala de examinare

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobată pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Cadru din profil de aluminiu ranforsat, vopsit electrostatic RAL 7035
- Rotile Ø 125 mm în carcase din plastic, toate cu frână
- Canapea tapițată din două părți, secțiunea pentru cap manual până la +45°
- Suprafață de culcare 1850 × 560 × 50 mm
- Opțional grilaje laterale, mâner de împingere și suport pentru rolă de hârtie
- Culoarea tapițeriei se alege liber din paleta de tapițerie


CONFIGURARE Rotile Ø 125 mm, toate cu frână. Culoarea tapițeriei din paleta de tapițerie (cartea de culori). · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

SK-01MR

Stativ de perfuzie nemagnetic

Picior din plastic · coloană interioară din aluminiu anodizat · nemagnetic până la 3 T



Cel mai căutat articol individual al programului RMN. Picior cu cinci brațe din plastic, roțile în carcase din plastic, coloană interioară din aluminiu anodizat – stativul rămâne sigur chiar și în imediata apropiere a magnetului. Prin cele cinci capete interschimbabile G01 până la G05 devine stativ cu cârlige, pentru sticle sau combinat, fără a fi nevoie de un al doilea aparat de bază.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – perfuzie și injecție la pacient

EXECUȚII Axă de variație: forma capului · 5 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SK-01MR/G01	Picior Ø 575 mm · reglaj pe înălțime 1320–2150 mm · coloane Ø 25 / Ø 16 mm	Cap cu două cârlige
SK-01MR/G02	Dimensiuni ca la G01	Cap cu patru cârlige
SK-01MR/G03	Dimensiuni ca la G01	Cap cu două suporturi pentru sticle
SK-01MR/G04	Dimensiuni ca la G01	două cârlige și două suporturi pentru sticle
SK-01MR/G05	Dimensiuni ca la G01	Cap cu patru suporturi

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Picior cu cinci brațe din plastic, Ø 575 mm, foarte stabil la răsturnare
- Rotile Ø 75 mm în carcase din plastic, trei cu frână
- Coloană interioară din aluminiu anodizat, Ø 16 mm
- Reglaj pe înălțime de la 1320 la 2150 mm
- Cinci forme de cap G01 până la G05, interschimbabile fără unelte
- Capete din aluminiu anodizat

CONFIGURARE Capete din aluminiu anodizat, interschimbabile. Picior cu cinci brațe din plastic, roțile Ø 75 mm, trei cu frână. · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

E-02MR

Masă pentru instrumente nemagnetică

Aluminiu RAL 7035 · nemagnetic până la 3 T



Masa pentru instrumente din seria K-4MR este suprafața de depunere direct la locul de examinare. Blatul are margini ridicate, astfel încât nimic nu se poate rostogoli jos, și se reglează manual pe înălțime pe un domeniu larg – de la lucrul în poziție șezând până la trecerea peste canapeaua pacientului.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – instrumente și materiale la locul de examinare

EXECUȚII Axă de variație: execuție · 1 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
E-02MR	750 × 500 × 850–1300 mm · blat 750 × 500 mm cu margini ridicate	Înălțime reglabilă manual

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobată pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Soclu din aluminiu, vopsit electrostatic RAL 7035
- Rotile Ø 75 mm în carcase din plastic, două cu frână
- Blat 750 × 500 mm cu margini ridicate
- Înălțime reglabilă manual de la 850 la 1300 mm
- Poate fi deplasată peste pat, deci utilizabilă direct la pacient

CONFIGURARE Seria K-4MR. Soclu din aluminiu vopsit electrostatic RAL 7035, roțile Ø 75 mm, două cu frână. · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

K-3MR Tip C

Masă de salon nemagnetică

Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T



Masa de salon în execuție RMN. Tipul C are blatul montat fix – soluția robustă pentru materiale, documentație și consumabile în sala de examinare. Două lățimi, patru forme constructive: îngustă pentru locul de lângă gantry, lată pentru pregătire.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – materiale și documentație la fața locului

EXECUȚII Axă de variație: formă constructivă · 4 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
C-01-33MR / C-01-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Formă constructivă 01
C-02-33MR / C-02-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Formă constructivă 02
C-03-33MR / C-03-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Formă constructivă 03
C-04-33MR / C-04-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Formă constructivă 04

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Cadru, blat și raft din aluminiu RAL 7035
- Rotile Ø 75 mm în carcase din plastic
- Două lățimi: 456 mm și 770 mm
- Opțional cadru cu cuve în locul blatului și raftului
- Opțional cadru din aluminiu anodizat
- Accesorii din aluminiu anodizat sau plastic PP

CONFIGURARE Formele constructive 01 până la 04 corespund seriei K-3 și se deosebesc prin combinația de blat, rafturi și accesorii. · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

K-3MR Tip D

Masă multifuncțională nemagnetică

Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T



Tipul D este execuția multifuncțională: aceeași platformă ca tipul C, dar concepută pentru sarcini variabile. Prin sistemul modular de accesorii aceeași masă devine cărucior pentru pansamente, masă de pregătire sau cărucior de eliminare – suportul pentru sac de deșeuri, șina pentru instrumente, cutiile de mănuși și recipientul pentru ace se agață, nu se înșurubează.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – pregătire, schimbarea pansamentelor, transport de materiale

EXECUȚII Axă de variație: formă constructivă · 4 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
D-01-33MR / D-01-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Formă constructivă 01
D-02-33MR / D-02-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Formă constructivă 02
D-03-33MR / D-03-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Formă constructivă 03
D-04-33MR / D-04-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Formă constructivă 04

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Cadru, blat și raft din aluminiu RAL 7035
- Rotile Ø 75 mm în carcase din plastic
- Două lățimi: 490 mm și 805 mm
- Accesorii: suport pentru sac de deșeuri, șină pentru instrumente, cutii de mănuși, recipient pentru ace
- Opțional cadru cu cuve în locul blatului și raftului
- Opțional cadru din aluminiu anodizat

CONFIGURARE Blatul și raftul pot fi înlocuite opțional cu un cadru cu cuve; cadrul opțional din aluminiu anodizat. · Constanțele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

PJ1-MR

Paravan mobil nemagnetic

Profil de aluminiu RAL 7035 · perdea din poliester · nemagnetic până la 3 T



Paravan și compartimentare fără masă metalică în câmp. Cadrul este din profil de aluminiu în RAL 7035, umplutura din poliester cu acoperire hidrofugă – se curăță prin ștergere și este disponibilă în șapte culori. Cu o aripă pentru un singur post, cu mai multe aripi și pliabil acolo unde paravanul trebuie să dispară după utilizare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN și pregătire – paravan și compartimentarea spațiului

EXECUȚII Axă de variație: număr de aripi și lățime · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
PJ1-MR cu o aripă 1000	Aripă 1000 × 1700 mm · lățime de bază 450 mm	Execuție standard
PJ1-MR cu o aripă 1200	Aripă 1200 × 1700 mm · lățime de bază 600 mm	execuție lată
PJ1-MR cu mai multe aripi	Lățime aripă 700 mm fiecare · înălțime aripă 1700 mm	pliabil, mai multe aripi

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Cadru din profil de aluminiu, vopsit electrostatic RAL 7035
- Rotile Ø 75 mm, toate cu frână
- Înălțime aripă 1700 mm
- Perdea din poliester cu acoperire hidrofugă
- Șapte culori ZP-1 până la ZP-7, vezi cartea de culori
- Perdea detașabilă și lavabilă

CONFIGURARE Perdea din poliester cu acoperire hidrofugă în șapte culori ZP-1 până la ZP-7 (cartea de culori). · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

WZ-MR

Cărucior nemagnetic pentru lenjerie și deșeuri

Aluminiu RAL 7035 · capac din aluminiu sau ABS · nemagnetic până la 3 T



Lenjeria și deșeurile apar și în sala RMN. Seria WZMR acoperă întregul program de eliminare în execuție nemagnetică – de la căruciorul mic de 40 de litri până la stația triplă de separare cu 3 × 120 de litri. Cadrul este construit astfel încât să poată fi extins ulterior cu segmente suplimentare: din simplu devine dublu, fără o nouă achiziție.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – lenjerie și deșeuri la locul de producere

EXECUȚII Axă de variație: volum și formă constructivă · 13 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
WZ-2/40MR	315 × 385 × 520 mm · sac 40 l	simplu
WZ-1/60MR	355 × 410 × 680 mm · sac 60–80 l	simplu
WZ-2/60MR	390 × 440 × 680 mm · sac 60–80 l	simplu
WZ-1/100MR	410 × 465 × 850 mm · sac 100–120 l	simplu
WZ-2/100MR	445 × 495 × 850 mm · sac 100–120 l	simplu
WZ2-1/60MR	760 × 410 × 680 mm · sac 60–80 l	dublu
WZ2-2/60MR	790 × 440 × 680 mm · sac 60–80 l	dublu
WZ2-1/100MR	865 × 465 × 850 mm · sac 100–120 l	dublu
WZ2-2/100MR	900 × 495 × 850 mm · sac 100–120 l	dublu
WZ3-1/60MR	1155 × 410 × 680 mm · sac 60–80 l	triplu
WZ3-2/60MR	1190 × 440 × 680 mm · sac 60–80 l	triplu
WZ3-1/100MR	1320 × 465 × 850 mm · sac 100–120 l	triplu
WZ3-2/100MR	1355 × 495 × 850 mm · sac 100–120 l	triplu

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Cadru din aluminiu, vopsit electrostatic RAL 7035
- Extensibil ulterior cu segmente suplimentare
- Capac din aluminiu RAL 7035 sau plastic ABS gri, ridicat manual
- Clemele de pe margine împiedică alunecarea sacului
- Rotile Ø 75 mm în carcase din plastic, două cu frână

CONFIGURARE Cadrul poate fi extins oricând cu segmente suplimentare. Capac din aluminiu RAL 7035 sau ABS gri. · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

SMO-04MR

Suport nemagnetic pentru recipient de deșeuri

Aluminiu RAL 7035 · recipient din plastic · nemagnetic până la 3 T



Suportul pentru recipient de deșeuri aduce găleata de 10 litri acolo unde este nevoie de ea – direct la locul de examinare. Picior cu cinci brațe din aluminiu vopsit electrostatic, roțile în carcase din plastic, centru de greutate jos. După utilizare este pur și simplu rulat la o parte, nu purtat.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – colectarea deșeurilor direct la locul de examinare

EXECUȚII Axă de variație: execuție · 1 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
SMO-04MR	Picior Ø 480 mm · înălțime totală 340 mm · recipient 10 l	Picior cu cinci brațe, mobil

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Picior cu cinci brațe din aluminiu, vopsit electrostatic RAL 7035
- Rotile Ø 75 mm în carcase din plastic, trei cu frână
- Diametrul piciorului 480 mm, înălțime totală 340 mm
- Volumul recipientului 10 litri
- Recipient detașabil, sunt posibile abateri dimensionale de până la 10 procente


CONFIGURARE Dimensiunile recipientului pot varia cu până la 10 procente. Rotile Ø 75 mm, trei cu frână. · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

PO-01MR

Treaptă nemagnetică, cu un nivel

Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T



Treapta cu un nivel este fabricată integral din aluminiu și de aceea poate fi folosită și în imediata apropiere a magnetului. Trei înălțimi de treaptă acoperă urcarea pe canapea, pe masa de examinare și pe masa pacientului. Picioarele din plastic de înaltă rezistență se nivelează individual – treapta stă stabil și pe pardoseală denivelată.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – urcarea pe canapea și pe masa de examinare

EXECUȚII Axă de variație: înălțimea treptei · 3 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
PO-01MR/13	480 × 320 × 130 mm	treaptă joasă
PO-01MR/22	480 × 320 × 220 mm	treaptă medie
PO-01MR/28	480 × 320 × 280 mm	treaptă înaltă

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Integral din aluminiu, vopsit electrostatic RAL 7035
- Trei înălțimi de treaptă: 130, 220 și 280 mm
- Suprafață de călcare 480 × 320 mm cu benzi antiderapante
- Picioare din plastic de înaltă rezistență, nivelabile individual
- Opțional integral din aluminiu anodizat

CONFIGURARE Opțional integral din aluminiu anodizat. Suprafața de călcare acoperită cu benzi antiderapante. · Constantele programului la pagina 10 · Culori începând cu pagina 7

Grupă de produse 06 · Dotări pentru RMN, nemagnetice

PO-02MR

Treaptă nemagnetică, cu două niveluri

Aluminiu RAL 7035, opțional anodizat · nemagnetic până la 3 T



Acolo unde un nivel nu este suficient, preia treapta cu două niveluri. Construcția, materialul și finisajul corespund modelului PO-01MR cu un nivel, iar înălțimea totală de 420 mm acoperă și urcarea pe mese de pacient reglate mai sus. Ambele suprafețe de călcare sunt acoperite cu benzi antiderapante.

DOMENIU DE UTILIZARE

Sala RMN – urcare la diferență de înălțime mai mare

EXECUȚII Axă de variație: execuție · 1 execuții

Variantă	Dimensiuni și date tehnice	Caracteristică
PO-02MR	480 × 650 × 420 mm (lungime × lățime × înălțime)	două trepte

CARACTERISTICI ȘI DOTĂRI

- Aprobata pentru săli RMN până la 3 Tesla inclusiv
- Integral din aluminiu, vopsit electrostatic RAL 7035
- Dimensiune totală 480 × 650 × 420 mm
- Ambele suprafețe de călcare acoperite cu benzi antiderapante
- Picioare din plastic de înaltă rezistență, nivelabile individual
- Opțional integral din aluminiu anodizat

CONFIGURARE Opțional integral din aluminiu anodizat. Picioare din plastic de înaltă rezistență, reglabile pe înălțime. · Constantele programului la pagina 10 · Culori de la pagina 7

Sisteme de șine ISA

O șină standard pe perete, un suport pe ea, accesoriile pe suport: așa ia naștere postul de pat. Nu se găurește nimic, nu se montează nimic fix - fiecare piesă poate fi mutată fără unelte, dacă se schimbă utilizarea.



65 DE COMPONENTE · 3 PAȘI PENTRU CONFIGURARE

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor

Suporturi pentru tăvi și recipiente

Catetere, coșuri și sticle

Oxygen și eliminare

Cum funcționează sistemul p. 72 · Suporturi p. 73 · Accesorii de la p. 74 · Perfuzie, paravan și PMS p. 78

Cum funcționează sistemul - în trei pași

Sistemul ISA separă consecvent suportul de conținut. Șina preia sarcina, suportul realizează legătura, accesoriul asigură funcția. Deoarece toate suporturile se potrivesc pe ambele profile de șină, orice reconfigurare ulterioară este o chestiune de minute - și nu una de meșteri.

1 Alegeți șina
MODUR pentru montaje grele, EUROSTANDARD pentru tot restul. Ambele mai jos pe această pagină.

2 Alegeți suportul
Opt variante constructive, de la suportul simplu cu clemă până la suportul pentru țeavă cu articulație. Pagina 73.

3 Agățați accesoriile
Rafturi, recipiente, coșuri, suporturi pentru sticle și pentru deșeuri. De la pagina 74.

PASUL 1 ȘINA STANDARD



MODUR

MD-01

Aluminiu anodizat · 30 × 10 mm

Șină pentru sarcini mari – pentru brațe extensibile, paravane, unități de rafturi și tot ce introduce forțe de pârghie.



EUROSTANDARD

MD-02

Oțel inoxidabil AISI 304 · 25 × 10 mm

Șină standard – pentru suporturi, rafturi, recipiente și coșuri.

Alegerea obișnuită la postul de pat.

Consolă de perete ZMD-01 / ZMD-02

câte o consolă proprie pentru fiecare tip de șină

Capace de capăt ZPL / ZPP / ZP

stânga, dreapta respectiv universal

Lungimea șinei după postul de pat

standard 300–500 mm până la lungimea camerei



Post de pat cu șină ISA. Secție de terapie intensivă în Spitalul Universitar Bydgoszcz: o șină de perete continuă pentru fiecare post de pat preia monitorul, debitmetrul, rafturile și eliminarea deșeurilor și ține cablurile și aparatele departe de podea.

PLANIFICARE Înălțimea șinei, lungimea șinei și echiparea cu suporturi se stabilesc pentru fiecare post de pat · Sursa numerelor de articol și a dimensiunilor: catalogul producătorului „System Szynowy ISA”

Pasul 2 - suportul

Suportul este singura piesă care atinge șina. Toate cele opt variante constructive se potrivesc atât pe MODUR 30 × 10 mm, cât și pe EUROSTANDARD 25 × 10 mm și pot fi mutate fără unelte. Fiecare accesoriu de pe paginile următoare se livrează cu unul dintre aceste suporturi - care anume, se poate schimba la comandă.



USU-01
Suport universal, simplu

54 × 40 mm · șurub de strângere M6



USU2-01
Suport universal, dublu
54 × 60 mm · două șuruburi de strângere



USU-02
Suport tip menghină
96 × 40 mm · șină 25–40 mm, țevă Ø 20–40 mm



USU2-02
Suport tip menghină, lat
96 × 60 mm · pentru sarcini mari de montaj



USU-02PZ
Suport tip menghină în colț

două menghine în unghi drept



EL50
Suport pentru țevă, vertical

Țevă Ø 25 mm · braț 50 / 100 / 150 mm



EL50PZ
Suport pentru țevă, orizontal

Țevă Ø 25 mm · braț 50 / 100 / 150 mm



EL50-165
Suport pentru țevă cu articulație

braț suplimentar 165 mm, pivotant

Care suport pentru ce. **USU-01** și **USU2-01** sunt standardul pentru rafturi, recipiente și coșuri. **USU-02** și **USU2-02** se prind suplimentar pe țevi Ø 20–40 mm și susțin sarcini mari - pentru brațe extensibile, paravane și unități de rafturi. Suporturile pentru țevă **EL** preiau țevi rotunde Ø 25 mm și poziționează montajul la 50, 100 sau 150 mm distanță de perete.

PASUL 3 ACCESORIILE - PATRU GRUPE



Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor

12 articole

Pagina 74



Suporturi pentru tăvi și recipiente

12 articole

Pagina 75



Catetere, coșuri și sticle

12 articole

Pagina 76



Oxygen și eliminare

11 articole

Pagina 77

CONFIGURARE Suporturile și accesoriile pot fi comandate individual · Accesoriile se livrează cu suportul standard indicat, schimbarea este posibilă fără supliment de preț

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor

Tot ce creează suprafață sau ordonează cablurile. Rafturile pentru monitor susțin până la 10 kg, rafturile ușoare și suporturile pentru documente până la 3,5 kg.

RAFTURI ȘI DOCUMENTAȚIE



KB-01
Raft pentru monitor cu sertar
450 × 320 × 155 mm · bis 10 kg



KB-02
Raft pentru monitor
450 × 320 mm · înălțime 100 / 180 / 280 mm



PL-01/S
Raft rabatabil, ușor
450 × 320 mm · oțel inoxidabil, rabatabil



PL-01
Raft, ușor
320 × 250 mm · oțel inoxidabil



PD-01
Suport pentru documente, transversal
333 × 273 × 62 mm



PD-02
Suport pentru documente, vertical
258 × 348 × 62 mm



PD-03
Suport pentru documente, plat
300 × 218 mm · bis 3,5 kg

CABLURI ȘI TUBURI



GR-01
Pieptene pentru cabluri
pentru cabluri Ø 6–25 mm



WC-01
Clemă pentru tuburi
pentru drenuri Ø 6–12 mm



WR-01
Suport cu cârlig, simplu
Balon de ventilație · până la 8 kg



WR2-01
Suport cu cârlig, dublu
două cârlige · până la 8 kg



UK-01
Suport pentru cabluri
Lățime 35 mm

ACCESORII

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor

74

Suporturi pentru tăvi și recipiente

75

Catetere, coșuri și sticle

76

Oxygen și eliminare

77

12 ARTICOLE Toate piesele se agață pe șina standard MODUR sau EUROSTANDARD · Suporturi la pagina 73 · Oțelul inoxidabil este AISI 304 (0H18N9), oțelul vopsit electrostatic în culorile de la pagina 7

Suporturi pentru tăvi și recipiente

Un cadru pe șină, un recipient în el. Cadrul și recipientul pot fi comandate individual – oțel inoxidabil pentru zona sterilă, plastic acolo unde contează vizibilitatea.

SUPORT DREPTUNGHILAR, MARE – CADRU 310 × 160 MM



UPP-01
Cadru fără
recipient

310 × 160 × 60 mm



UPP-03KO/40
cu tavă din inox

325 × 175 × 40 mm



UPP-03TW/65
cu tavă din
plastic, albă

325 × 175 × 65 mm



UPP-03TW/65
cu tavă din
plastic,
transparentă

325 × 175 × 65 mm



UPP-03TW/100
cu tavă din
plastic, adâncă

325 × 175 × 100 mm

SUPORT DREPTUNGHILAR, MIC · SUPORT ROTUND · CUTII DE MĂNUȘI



UPK-01
Cadru fără
recipient

155 × 145 × 60 mm



UPK-03KO/145
cu recipient din
inox

175 × 160 × 145 mm



UPK-03TW/145
cu recipient din
plastic

175 × 160 × 145 mm,
transparent



UPO-01
Suport rotund
fără tavă

Inel Ø 140 / 220 / 240 /
260 mm




UPO-03/KO
Suport rotund cu
tavă din inox

0,75 / 2,5 / 3,5 / 4,5 l



PR-01
Suport pentru
mănuși

o cutie, vertical



PR-03
Suport pentru
mănuși, triplu

orizantal · 124 × 75 ×
690 mm

ACCESORII

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor 74

Suporturi pentru tăvi și recipiente 75

Catetere, coșuri și sticle 76

Oxygen și eliminare 77

12 ARTICOLE Toate piesele se agață pe șina standard MODUR sau EUROSTANDARD · Suporturi la pagina 73 · Oțelul inoxidabil este AISI 304 (0H18N9), oțelul vopsit electrostatic în culorile de la pagina 7

Catetere, coșuri și sticle

Ce trebuie să atârne la îndemână la postul de pat. Coșurile pentru accesorii există din oțel inoxidabil (KO) și din oțel vopsit electrostatic (ST) – aceleași dimensiuni, aceeași prindere.

CATETERE ȘI RECIPIENT PENTRU ACE



PC-03
Recipient pentru
catetere, simplu
Ø 67 × 370 mm



PC2-03
Recipient pentru
catetere, dublu
2 × Ø 67 × 370 mm



PC-04
Coș pentru
catetere
115 × 115 × 500 mm ·
oțel inoxidabil



PC-05
Recipient pentru
catetere, cu 2
compartimente
122 × 62 × 540 mm ·
front extractibil



PZI-03
Recipient pentru
ace cu container
2,5 l · suport rabatabil
cu ±45°

COȘURI PENTRU ACCESORII ȘI SUPORTURI PENTRU STICLE



KR-01KO
Coș pentru
accesorii mare,
oțel inoxidabil
360 × 150 × 160 mm ·
bis 4 kg



KR-01ST
Coș pentru
accesorii mare,
oțel
360 × 150 × 160 mm ·
vopsit electrostatic



KR-02KO
Coș pentru
accesorii mic,
oțel inoxidabil
290 × 96 × 90 mm · bis
2,5 kg



KR-02ST
Coș pentru
accesorii mic,
oțel
290 × 96 × 90 mm ·
vopsit electrostatic



UB-01
Suport pentru
sticle, simplu
Sticlă Ø 100 mm, H 150
mm



UB2-01
Suport pentru
sticle, dublu
2 sticle · până la 4 kg



UB-02
Suport pentru
borcan de
aspirație
Borcan de aspirație 1 l
și 2 l

ACCESORII

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor **74**

Suporturi pentru tăvi și recipiente **75**

Catetere, coșuri și sticle **76**

Oxygen și eliminare **77**

12 ARTICOLE Toate piesele se agață pe șina standard MODUR sau EUROSTANDARD · Suporturi la pagina 73 · Oțelul inoxidabil este AISI 304 (0H18N9), oțelul vopsit electrostatic în culorile de la pagina 7

Oxygen și eliminare

Suporturile pentru oxygen preiau butelii de până la Ø 140 mm și 500 mm înălțime, cu chingă din piele și fund antiderapant – la alegere pe șină sau direct pe perete.

SUPORT PENTRU BUTELII DE OXIGEN



UBT-01
simplu, pe șină
până la 16 kg · chingă
și fund antiderapant



UBT2-01
dublu, pe șină
până la 32 kg · două
butelii



UBT-01/S
simplu, pe perete
montabil fără șină



UBT2-01/S
dublu, pe perete
montabil fără șină

DEȘEURI



UWR-03/P-KO
Suport pentru
sac de deșeuri,
capac din inox
Sac 15 l · 192 × 209 ×
273 mm



UWR-03/P-ABS
Suport pentru
sac de deșeuri,
capac ABS
Sac 15 l · 194 × 229 ×
274 mm



STW-01/P
Stativ pentru sac
de deșeuri, mobil
Sac 40–80 l · de sine
stătător



KK-01
Coș acționat cu
genunchiul
Insert 8 l



KK-02
Coș acționat cu
genunchiul, mare
Insert 20 l



KW-01/Z
Recipient pentru
deșeuri cu suport
Z
9 l · capac blocabil



KW-02/Z
Recipient pentru
deșeuri cu suport
Z
8 l · capac blocabil

ACCESORII

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor **74**

Suporturi pentru tăvi și recipiente **75**

Catetere, coșuri și sticle **76**

Oxygen și eliminare 77

11 ARTICOLE Toate componentele se agată pe șina standard MODUR sau EUROSTANDARD · Suporturi vezi pagina 73 · Oțelul inoxidabil este AISI 304 (0H18N9), oțel vopsit electrostatic în culorile începând cu pagina 7

Perfuzie, paravan, brațe extensibile și sistemul mobil

Componentele mari. La postul de pat fix ele înlocuiesc ceea ce altfel stă mobil în încăpere - stativ de perfuzie, paravan, stativ pentru monitor. Acolo unde nu este posibilă o șină de perete, PMS aduce aceleași accesorii pe roțile.



MP-05

Stativ de perfuzie cu tijă pentru pompe

Tijă 1100 mm, Ø 25/16 mm, reglabilă pe înălțime. Cap G-01 până la G-05 la alegere – până la cinci cârlige. Sarcină maximă cap 2-5 kg, stativ 10 kg.



MP-03 / MP-04

Braț de perfuzie, formă U și L

Braț 600 mm, pivotant la 180°. Susține pompele de perfuzie lângă pat, fără ca un stativ să stea în cale.



KO-2m

Stativ de perfuzie telescopic pe șină

Oțel inoxidabil, patru trepte telescopice, de la 700 la 2000 mm, pivotant la 180°. Înlocuiește stativul mobil la postul de pat fix.



PT-02

Paravan telescopic cu perdea

Extindere de la 700 la 2000 mm, îndinare și pivotare reglabile. Perdea din poliester (ZP) sau PVC (ZZ), 12 cleme incluse în livrare.



WKP-02

Braț extensibil, cu una până la trei articulații

Brațe 200 / 300 / 450 / 550 mm, țevă Ø 16 / 20 mm, aluminiu sau oțel inoxidabil. Capete pentru cabluri KL-01 până la KL-12 atașabile. Diagrame de unghiuri disponibile.



PMS-01

Sistem de șine mobil

Cadru mobil din aluminiu cu cinci segmente de șină, 800 × 605 × 1700 mm, patru roțile Ø 125 mm. Pentru posturi de pat fără șină de perete și pentru transport.



UMK-06 / UMK-07

Suport pentru monitor cu arc cu gaz

Pentru ecrane de 15 până la 27 țoli și 2 până la 7 kg. Reglare pe înălțime 155 mm, îndinare +50°/-35°, ecranul și brațul rotative câte 180°, UMK-07 suplimentar cu funcție pivot.



Blocuri de prize

Alimentare electrică la postul de pat

3 până la 9 prize cu contact de protecție, întrerupător de rețea cu indicator de tensiune, protecție la supratensiune, cablu de alimentare 3 m. Se montează pe șină sau pe cadrul PMS.

Accesorii suplimentare. Stativelor de perfuzie și brațelor le aparțin capetele de susținere **G-01** până la **G-05** cu două până la cinci cârlige, brațelor extensibile capetele pentru cabluri **KL-01** până la **KL-12** și discul pentru cabluri **TR-01**. Acestea se aleg odată cu comanda și sunt interschimbabile.

ACCESORII

Rafturi, documentație și ghidarea cablurilor **74**

Suporturi pentru tăvi și recipiente **75**

Catetere, coșuri și sticle **76**

Oxygen și eliminare **77**

PLANIFICARE Pentru brațele extensibile sunt disponibile diagrame de unghiuri ale tuturor combinațiilor de articulații · Perdelele și culorile de tapițerie se găsesc în cartela de culori separată

CONTACT

Partenerul dumneavoastră pentru clinică & cabinet.

medeqon planifică și livrează dotări medicale independent de producător. Pe lângă dotările pentru saloane din acest catalog, programul nostru cuprinde protecție împotriva radiațiilor, dotări medicale, precum și dispozitive medicale și mijloace ajutătoare. Pentru proiecte preluăm coordonarea tuturor domeniilor – de la determinarea necesarului până la predare.

MEDEQON GMBH

Bergstrasse 42/5/3
2102 Hagenbrunn
Austria

CONTACT

office@medeqon.com
+43 1 3580045
www.medeqon.com

DATE FIRMĂ

FN 672926y
UID ATU83016237