

KATALOG PRODUKTÓW

Wyposażenie medyczne.

Leżanki · Krzesła · Chiropraktyka · Parawany





Spis treści

Leżanki do badań, masażu i fizjoterapii

str. 3

Leżanki elektryczne

ENID PRO	4
ENID	5
GUTH PRO	6
GUTH	7
ROTH	8
RILA PRO	9
RILA	10
JULL PRO	11
BROM PRO	12
BROM	13
NOTT PRO	14
NOTT	15
GALLEY	16

STILL	17
PEHR PRO	18
PEHR	19
BOBATH	20
BATEC	21
TILT	22

Leżanki hydrauliczne

LING PRO	23
TENB PRO	24
MAIT PRO	25
KEND PRO	26

Leżanki stałe

FIX	27
-----	----

Krzesła medyczne

str. 28

ENT – Fotel zabiegowy	29
OB – Fotel ginekologiczny	30
XTRACT – Fotel do pobierania krwi	31
PODO – Fotel podologiczny	32
NOBU – Krzesło do masażu	33
SUPP – Taboret jezdny z oparciem	34
CORE – Taboret jezdny z podłokietnikiem	35
DISK – Taboret jezdny	36
DISK PRO – Taboret jezdny z podnóżkiem	37
RIDE – Taboret siodłowy	38
RIDE FR – Taboret siodłowy z podnóżkiem	39
RIDE PRO – Krzesło siodłowe z oparciem	40

Parawany

str. 41

ALU SCREEN 1518	42
-----------------	----

Stoły chiropraktyczne

str. 43

SIDO PRO	44	SCALL PRO	46
ALMA PRO	45	APPA	47

Leżanki do badań, masażu i fizjoterapii

Elektryczne i hydrauliczne leżanki do badań, zabiegów i terapii w fizjoterapii, osteopatii i masażu – solidne, ergonomiczne i trwałe.



ENID PRO

ENID

GUTH PRO

GUTH

ROTH

RILA PRO

RILA

JULL PRO

BROM PRO

BROM

NOTT PRO

NOTT

GALLEY

STILL

PEHR PRO

PEHR

BOBATH

BATEC

TILT

LING PRO

TENB PRO

MAIT PRO

KEND PRO

FIX

WERSJA · ELEKTRYCZNY


ENID PRO

Ref. EL02PRO23SL.1.A66.GF



Solidny dwusekcyjny stół zabiegowy do najbardziej intensywnych zastosowań w fizjoterapii i medycynie. Elegancki design, wysokiej jakości wyposażenie i standardowy obwodowy włącznik nożny – wystarczy rozpakować i rozpocząć pracę.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Bardzo trwała, trudnopalna tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


ENID

Ref. EL02.1.A66.GF



Solidny dwusekcyjny stół do intensywnego użytku w fizjoterapii i medycynie. Elegancki design ze standardowym obwodowym włącznikiem nożnym – gotowy do użycia od razu.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Bardzo trwała, trudnopalna tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


GUTH PRO

Ref. EL022PRO23SL.1.A66.SH.WF



Elektryczny stół zabiegowy z 2 sekcjami i podłokietnikami oraz wielopozycyjnym zagłówkiem, rozszerzający możliwości zabiegowe i diagnostyczne. Ergonomiczny i bezpieczny dla pacjenta i terapeuty.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Regulowana sekcja głowowa, kąt -55° do $+45^{\circ}$
- Elektryczna praca Hi-Lo przez obwodową listwę nożną
- Smukły design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z podłokietnikami dla maksymalnego komfortu w pozycji na brzuchu
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg; ciche kółka dla płynnego, cichego przemieszczania
- Wysokoniezawodny silnik TiMOTION
- Zoptymalizowana wysokość min./maks., skok 50,5 cm
- Wyściółka 5 cm; gęstość pianki 36 kg/m³
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie
- Potwierdzona trwałość: 150 000 cykli
- Nośność: 250 kg
- Zgodność CE i rejestracja w FDA (USA)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


GUTH

Ref. EL022.1.A66.SH.GF



Dwusekcyjny stół fizjoterapeutyczny z regulowanymi na wysokość podłokietnikami przy zagłówku dla optymalnej pozycji na brzuchu. Zagłówek regulowany dodatnio i ujemnie – do technik szyjnych i czaszkowych.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z regulowanymi podłokietnikami
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


ROTH

Ref. EL022AR.1.A66.GF



Dwusekcyjna leżanka do osteopatii, z otworem na twarz i zatyczką. Składane boczne podłokietniki przy części głównej (+80 cm szerokości). Zagłówek regulowany sprężyną gazową dodatkowo/ujemnie. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości sterowaniem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Zagłówek z regulowanymi podłokietnikami
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 70 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


RILA PRO

Ref. EL032PRO23SL.1.A66.SH.GF



Stół do fizjoterapii i osteopatii z 5 sekcjami do wszechstronnych zastosowań. Regulowane na wysokość podłokietniki przy zagłówku, zagłówek regulowany dodatnio/ujemnie, stała sekcja środkowa. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z regulowanymi podłokietnikami
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


RILA

Ref. EL032.1.A66.SH.GF



Pięciosekcyjna leżanka do fizjoterapii i osteopatii. Regulowane na wysokość podłokietniki przy zagłówku, zagłówek dodatnio/ujemnie, stała sekcja środkowa. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Pięciosekcyjna leżanka do fizjoterapii i osteopatii
- Sekcja głowowa z regulowanymi podłokietnikami
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką; stała sekcja środkowa
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Uchwyt na rolkę papieru w standardzie
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF



Stół zabiegowy z krótką sekcją głowową jako solidna, stabilna platforma. Wspomagane sprężyną gazową sekcje pleców i głowy oraz cichy elektryczny system Hi-Lo – wyważony stosunek wydajności, funkcji i ceny.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Regulowany kąt: sekcja głowowa -55° do $+45^{\circ}$, sekcja nóg 0° do $+75^{\circ}$
- Elektryczna praca Hi-Lo przez obwodową listwę nożną
- Smukły design z zaokrąglonymi nogami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką dla maksymalnego komfortu w pozycji na brzuchu
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg; ciche kółka dla płynnego, cichego przemieszczania
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Zoptymalizowana wysokość maks./min., skok 50,5 cm
- Wyściółka 5 cm o gęstości pianki 36 kg/m³
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie (150 000 cykli)
- Nośność: 250 kg

WERSJA · ELEKTRYCZNY


BROM PRO

Ref. EL03EPRO23SL.1.A66.GF



Trzysekccyjny stół zabiegowy, idealny do ośrodków medycznych, z otworem na twarz i zatyczką. Elektryczna regulacja wysokości; sekcje pleców i nóg regulowane sprężyną gazową. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości włącznikiem nożnym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Pokrycie z bardzo trwałego, trudnopalnego winylu
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


BROM

Ref. EL03E.1.A66.WF



Trzysekcyjny stół zabiegowy do ośrodków medycznych, z otworem na twarz i zatyczką. Elektryczna regulacja wysokości; sekcje pleców i nóg sprężyną gazową. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości sterowaniem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


NOTT PRO

Ref. EL05PRO23SL.2.A66.SH.GF



Pięciosekccyjny stół fizjoterapeutyczny do wszechstronnych zastosowań. Regulowane na wysokość podłokietniki przy zagłówku do pozycji na brzuchu. Dwa silniki: regulacja wysokości i elektryczna kifoza. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Regulowana sekcja środkowa (elektryczna kifoza)
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


NOTT

Ref. EL05.2.A66.SH.GF



Pięciosekccyjny stół fizjoterapeutyczny do wszechstronnych zastosowań. Regulowane na wysokość podłokietniki przy zagłówku. Dwa silniki: regulacja wysokości i elektryczna kifoza. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Regulowana sekcja środkowa (elektryczna kifoza)
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing 75$ mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m^3
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


GALLEY

Ref. EL05ARSL.2.A66.SH.GF



Siedmiosekccyjny stół fizjoterapeutyczny do wszechstronnych zastosowań. Regulowane podłokietniki przy zagłówku do pozycji na brzuchu. Dwa silniki (wysokość i elektryczna kifoza). Sekcja środkowa ze składanymi podłokietnikami (do 90 cm szerokości) i uchwytem na rolkę papieru.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości sterowaniem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Standardowy system blokady bezpieczeństwa
- Podłokietniki przy sekcji głowowej
- Składane podłokietniki w sekcji środkowej (do 90 cm szerokości)
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Pokrycie z bardzo trwałego, trudnopalnego winylu
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolor tapicerki: szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


STILL

Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF



Siedmiosekccyjny stół zabiegowy z mocną, cichą elektryczną regulacją wysokości (Hi-Lo) przez obwodową listwę nożną oraz elektrycznym drenażem ułożeniowym przez boczny przycisk. Duży zakres ruchu sekcji głowy i pleców.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Mocna, cicha elektryczna regulacja wysokości (Hi-Lo) przez obwodową listwę nożną
- Elektryczny drenaż ułożeniowy przez boczny przycisk
- Duży zakres ruchu sekcji głowy i pleców
- Siedem sekcji do wszechstronnych zastosowań
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg

WERSJA · ELEKTRYCZNY


PEHR PRO

Ref. EL11PRO23SL.1.A66.WF



Dwusekcyjny stół zabiegowy do fizjoterapii. Zagłówek z poduszką na twarz i podłokietnikami pod nim, regulacja dodatnia/ujemna. Profilowana część główna dla łatwego dostępu pacjenta. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Odchylany zagłówek i podłokietniki pod nim
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


PEHR

Ref. EL11.1.A66.WF



Dwusekcyjny stół zabiegowy do fizjoterapii. Zagłówek z poduszką na twarz i podłokietnikami, regulacja dodatnia/ujemna. Profilowana część główna dla łatwego dostępu. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Odchylany zagłówek i podłokietniki pod nim
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub szary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


BOBATH

Ref. EL02W.1.A66.WF



Dwusekcyjny stół Bobath do rehabilitacji i leczenia zaburzeń neuromotorycznych. Duża powierzchnia z dużą przestrzenią dla pacjenta i terapeuty. Trzy otwory na twarz z zatyczkami dla maksymalnej elastyczności.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z 3 otworami na twarz i zatyczkami
- Bardzo szeroka powierzchnia: 120 cm
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Wysokoniezawodny silnik TIMOTION
- Czas podnoszenia: 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · ELEKTRYCZNY


BATEC

Ref. 75.EL02C.2.A66.WF



Solidny dwusekcyjny stół kardiologiczny o wysokiej nośności i komforcie pacjenta. Tapicerka z przeszzywanymi krawędziami, centralnie blokowane kółka, elektryczne oparcie i dwa wycięcia kardiologiczne dla optymalnego dostępu. Standardowy włącznik nożny – gotowy do użycia bez montażu.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Solidny dwusekcyjny stół kardiologiczny o wysokiej nośności
- Elektryczne oparcie dla płynnej, bezwysiłkowej pracy
- Dwa wycięcia kardiologiczne dla łatwiejszego dostępu do pacjenta
- Wygodna tapicerka z przeszzywanymi krawędziami dla większej trwałości
- Centralnie blokowane kółka
- Standardowy włącznik nożny – gotowy do użycia bez montażu
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg

WERSJA · ELEKTRYCZNY


TILT

Ref. EL12.2.A66.WF



Stół pionizacyjny/przechyłny (pionizator) do neurorehabilitacji, z 3 pasami bezpieczeństwa. Dwa silniki sterują wysokością i pionowym przechyłem. Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości i przechyłu przez sterownik ręczny
- Wskaźnik kąta w zestawie
- Tacka pomocnicza i pasy bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Hamulec podłogowy do nierównych powierzchni
- Chowane kółka $\varnothing$ 125 mm
- Wysokonieprawny silnik TiMOTION
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · HYDRAULICZNY


LING PRO

Ref. EL02PRO29.A66.GF



Solidny dwusekcyjny stół zabiegowy do wymagającej codziennej pracy – zarówno w ruchliwej fizjoterapii, jak i w małym gabinecie ogólnym. Niezawodne, doskonale działanie.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Hydrauliczna regulacja wysokości stołu
- Smukły design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka $\varnothing$ 75 mm
- Czas podnoszenia: 12 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Bardzo trwała, trudnopalna tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Kolory tapicerki: niebieski lub ciemnoszary
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WERSJA · HYDRAULICZNY


TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF



Leżanka zabiegowa z wielopozycyjnym zagłówkiem do szerokiego zakresu zabiegów i badań. Spełnia różnorodne wymagania terapii manualnej – z korzyścią dla pacjenta i terapeuty.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Wielopozycyjny zagłówek do szerokiego zakresu zabiegów i badań
- Hydrauliczna regulacja wysokości (Hi-Lo) przez boczny pedał
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką oraz wyściełane, regulowane na wysokość podłokietniki
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg; ciche kółka dla płynnego, cichego przemieszczania
- Zoptymalizowana wysokość maks./min., skok 50,5 cm
- Grubość wyściółki: 5 cm; gęstość pianki: 36 kg/m³
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie (150 000 cykli)
- Nośność: 250 kg
- Czas podnoszenia i opuszczania: 12 s

WERSJA · HYDRAULICZNY


MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF



Bardzo popularny wśród fizjoterapeutów: cichy, trwały hydrauliczny system podnoszenia/opuszczania przez boczny pedał oraz duży zakres ruchu zagłówka i oparcia. Optymalne ułożenie pacjenta przy zmniejszonym obciążeniu terapeuty.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Regulowany kąt: sekcja głowowa -55° do $+45^{\circ}$, sekcja nóg 0° do $+75^{\circ}$
- Hydrauliczna regulacja wysokości (Hi-Lo) przez boczny pedał
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką oraz wyściełane, regulowane na wysokość podłokietniki
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg; ciche kółka dla płynnego, cichego przemieszczania
- Zoptymalizowana wysokość maks./min., skok 50,5 cm
- Grubość wyściółki: 5 cm; gęstość pianki: 36 kg/m³
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie (150 000 cykli)
- Nośność: 250 kg
- Czas podnoszenia i opuszczania: 12 s

WERSJA · HYDRAULICZNY


KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF



Stół z krótką sekcją głowową jako solidna, stabilna platforma do profesjonalnych zabiegów. Wspomagane sprężyną gazową sekcje pleców i głowy oraz cichy system Hi-Lo. Zoptymalizowany dostęp i lepsza ergonomia.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Regulowany kąt: sekcja głowowa -55° do $+45^{\circ}$, sekcja nóg 0° do $+75^{\circ}$
- Hydrauliczny system Hi-Lo przez boczny pedał nożny
- Smukły design z zaokrąglonymi nogami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką dla maksymalnego komfortu w pozycji na brzuchu
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg; ciche kółka dla płynnego, cichego przemieszczania
- Zoptymalizowana wysokość min./maks., skok 50,5 cm
- Grubość wyściółki: 5 cm; gęstość pianki: 36 kg/m³
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie (150 000 cykli)
- Maksymalna nośność: 250 kg

WERSJA · STAŁY

FIX


Ref. FIXMT02.A66.WF



Stała leżanka zabiegowa – koń roboczy każdego gabinetu. Płaskie opakowanie, montaż w dwie minuty; biała rama z ciemnoszarą tapicerką. Wytrzymała, antybakteryjna tapicerka, dostępna w kolorze niebieskim lub szarym.



Szczegół: regulowane oparcie

Rysunek wymiarowy**Cechy**

- Długość: 195 cm
- Szerokość: 70 cm
- Wysokość: 70 cm
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Kąt oparcia: 0° do 75°
- Maksymalna nośność: 225 kg
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Gwarancja: 1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 197 × 73 × 14 cm · Waga wysyłkowa ok. 38 kg · Objętość opakowania 0,2 m³

Krzesła medyczne

Krzesła do badań i zabiegów oraz ergonomiczne taborety robocze: laryngologia i okulistyka, ginekologia, krwiodawstwo i taborety gabinetowe.



ENT

OB

XTRACT

PODO

NOBU

SUPP

CORE

DISK

DISK PRO

RIDE

RIDE FR

RIDE PRO

FOTEL ZABIEGOWY


ENT

Ref. ELT35.4.A66.WF



Wielofunkcyjny elektryczny fotel zabiegowy do diagnostyki i terapii w okulistyce, chirurgii plastycznej i laryngologii. Cztery silniki sterują wysokością, oparciem i podnóżkiem; w tym pozycja Trendelenburga oraz ustawienia pozycji siedzącej lub płaskiej. Zagłówek z regulacją kąta; wysoce odporna szara tapicerka PVC.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna praca Hi-Lo i regulacja kąta przez sterownik ręczny
- Luksusowa, miękka i wygodna poduszka pod głowę
- Wygodny, profilowany blat ze składanymi podłokietnikami
- Tacka na odpady w zestawie
- Smukły design z zaokrąglonymi nogami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Wyściełane, zdejmowane podłokietniki
- Kółka 125 mm dla bezpieczeństwa i mobilności
- Niezawodny silnik kolumnowy
- Zakres wysokości od 59 cm do 89 cm w ok. 20 sekund
- Grubość wyściółki: 75 mm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Tapicerka: winyl PVC odporny na ogień, plamy, pleśń, olej, wodę i zużycie
- Gwarancja: 1 rok
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg

FOTEL GINEKOLOGICZNY


OB

Ref. EL3603.2.A66.WF



Elektryczny fotel ginekologiczny do badań ogólnych – niezbędny w klinice, przychodni i gabinecie. Dwa silniki regulacji wysokości i pochylenia siedziska zapewniają optymalną obsługę; szara medyczna tapicerka PVC, wysoce odporna i łatwa do czyszczenia.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości i pochylenia siedziska przez pedał
- Elegancki design z zaokrąglonymi nogami dla większego bezpieczeństwa
- W zestawie podnóżki i podpórki na nogi
- W zestawie tacka na odpady i barierki boczne
- Sekcja wypełniająca do zastosowań ogólnych
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka 75 mm dla bezpieczeństwa i mobilności
- Niezawodny silnik TiMOTION
- Zakres wysokości od 62 cm do 104 cm w ok. 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Tapicerka: wysoce odporny winyl PVC, odporny na ogień, plamy, pleśń, olej, wodę i zużycie
- Gwarancja: 1 rok
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg

FOTEL DO POBIERANIA KRWI


XTRACT

Ref. EL35B.1.A66



Leżanka do pobierania krwi zapewniająca bezpieczeństwo, komfort i spokój dawcy. Projekt zorientowany na człowieka łagodzi napięcie psychiczne i czyni proces pobierania prostszym i przyjemniejszym.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna praca Hi-Lo przez listwę obwodową
- Elegancki design z zaokrąglonymi narożnikami dla większego bezpieczeństwa
- Wygodne, odchylane podłokietniki
- Zdejmowany, wyściełany zagłówek
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg
- Chowane kółka 75 mm dla bezpieczeństwa i mobilności
- Niezawodny silnik TiMOTION
- Zakres wysokości od 56 cm do 100 cm w ok. 30 sekund
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Gęstość pianki: 36 kg/m³
- Tapicerka: wysoce odporny winyl PVC, odporny na ogień, plamy, pleśń, olej, wodę i zużycie
- Gwarancja: 1 rok
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg

FOTEL PODOLOGICZNY


PODO

Ref. auf Anfrage



Elektryczny fotel podologiczny z trzema sekcjami i wyściełanymi podłokietnikami. Oparcie i sekcja nóg szeroko regulowane dla optymalnych pozycji zabiegowych w podologii i pielęgnacji stóp. Elektryczna regulacja wysokości i komfortowa, łatwa w pielęgnacji tapicerka.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Trzy sekcje: plecy, siedzisko i nogi
- Elektryczna regulacja wysokości: 56–100 cm
- Regulowane oparcie (do 90°)
- Wielopozycyjna sekcja nóg (25° do –80°)
- Wyściełane, składane podłokietniki
- Sekcja głowowa z poduszką pod kark
- Całkowita długość: 190 cm
- Szerokość: do 91 cm
- Kółka o płynnym ruchu
- Wytrzymała, łatwa w pielęgnacji tapicerka PU
- Idealny do podologii i pielęgnacji stóp

KRZESŁO DO MASAŻU


NOBU

Ref. CFMC03A.A66



Przenośne krzesło do masażu o ergonomicznym designie zapewniającym prawidłową postawę podczas zabiegu. Wysokość i pochylenie zagłówka, oparcia, siedziska, podłokietników i podpór kolan regulowane wielokrotnie. Składane do transportu i przechowywania; łatwe do czyszczenia.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Przenośne, składane krzesło do masażu
- Regulacja wysokości i pochylenia zagłówka, oparcia, siedziska, podłokietników i podpór kolan
- Ergonomiczne ustawienie użytkownika
- Łatwe do czyszczenia; prosty transport i przechowywanie

TABORET JEZDNY Z OPARCIEM


SUPP

Ref. MA13BR.A66



Okrągły taboret roboczy z oparciem; siedzisko i oparcie wyściełane i pokryte wysokiej jakości, trudnopalnym winylem. Pianka memory o wysokiej gęstości dla komfortu i ergonomicznego podparcia podczas długiego użytkowania.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Okrągły taboret z oparciem
- Siedzisko i oparcie wyściełane, trudnopalna tapicerka winylowa
- Pianka memory o wysokiej gęstości dla ergonomicznego komfortu
- Regulacja wysokości podnośnikiem gazowym: 47–63 cm
- Średnica siedziska: 40 cm
- Oparcie: 36,5 × 26,5 cm
- Zakres wysokości oparcia: 26,5–39 cm
- Pochylenie oparcia do 25°
- Grubość wyściółki: 5 cm
- Maksymalna nośność: 160 kg

TABORET JEZDNY Z PODŁOKIETNIKIEM


CORE

Ref. MA15AR.A66



Okrągły taboret z podłokietnikiem obrotowym 360° dla łatwego ruchu i dopasowania do różnych pozycji pracy. Ruchome obrotowe siedzisko odciążające nogi – dla komfortu i ergonomii w ciągłym użytkowaniu.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Okrągły taboret z podłokietnikiem obrotowym 360°
- Ruchome obrotowe siedzisko odciążające nogi
- Regulacja wysokości podnośnikiem gazowym: 48–64 cm
- Średnica siedziska: 40 cm
- Podłokietnik: 53 × 8 × 5 cm
- Wysokość podłokietnika: 23–31 cm
- Grubość pianki: 7 cm
- Maksymalna nośność: 160 kg
- Do ergonomicznego użytku ciągłego

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 57 × 25 × 55 cm · Waga wysyłkowa ok. 14 kg · Objętość opakowania 0,08 m³

TABORET JEZDNY


DISK

Ref. MA03.A60



Profesjonalny taboret z okrągłym, wyściełanym siedziskiem do gabinetów medycznych, kosmetycznych i fizjoterapeutycznych. Chromowana pięcioramienna podstawa z kółkami i podnośnikiem gazowym dla wygodnej regulacji wysokości. Funkcjonalny i trwały.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Okrągłe, wyściełane siedzisko
- Chromowana pięcioramienna podstawa z kółkami
- Regulacja wysokości podnośnikiem gazowym
- Średnica siedziska: 35 cm
- Zakres wysokości: 50–65,5 cm
- Podstawa: Ø 48 cm
- Maksymalna nośność: 160 kg
- Waga: ok. 4,5 kg
- Materiał wyściółki: PU
- Do gabinetów medycznych, kosmetycznych i fizjoterapeutycznych

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 43 × 15 × 43 cm · Waga wysyłkowa ok. 5 kg · Objętość opakowania 0,03 m³

TABORET JEZDNY Z PODNÓŻKIEM


DISK PRO

Ref. auf Anfrage



Profesjonalny taboret jezdny z regulowanym podnóżkiem – idealny do stanowisk z podwyższoną pozycją siedzącą. Okrągłe wyściełane siedzisko, chromowana pięcioramienna podstawa z kółkami i regulacją wysokości podnośnikiem gazowym.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Okrągłe, wyściełane siedzisko
- Chromowana pięcioramienna podstawa z kółkami
- Regulowany na wysokość podnózek
- Regulacja wysokości podnośnikiem gazowym: 52–72 cm
- Średnica siedziska: 35 cm
- Podstawa: Ø 56 cm
- Grubość wyściółki: 6 cm
- Maksymalna nośność: 160 kg
- Materiał wyściółki: PU

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 43 × 15 × 43 cm · Waga wysyłkowa ok. 5 kg · Objętość opakowania 0,03 m³

TABORET SIODŁOWY


RIDE

Ref. MA04.A66



Taboret siodłowy, regulowany na wysokość podnośnikiem gazowym. Wysokiej jakości wtryskiwana tapicerka PU. Chromowana podstawa gwiazdzista z 5 kółkami.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Ergonomiczne siedzisko siodłowe
- Regulacja wysokości podnośnikiem gazowym
- Chromowana podstawa gwiazdzista z 5 kółkami
- Wymiary siedziska: ok. 40 × 41 cm
- Zakres wysokości: 50,5–65,5 cm
- Podstawa: Ø 48 cm
- Materiał tapicerki: PU (wysokiej jakości tapicerka wtryskiwana)
- Maksymalna nośność: 160 kg
- Waga: ok. 4,5 kg

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 43 × 43 × 18 cm · Waga wysyłkowa ok. 5 kg · Objętość opakowania 0,04 m³

TABORET SIODŁOWY Z PODNÓŻKIEM


RIDE FR

Ref. auf Anfrage



Ergonomiczny taboret siodłowy z regulowanym podnóżkiem do aktywnego siedzenia w podwyższonej pozycji. Siedzisko siodłowe, chromowana podstawa gwiazdzista z 5 kółkami i regulacją wysokości podnośnikiem gazowym.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Ergonomiczne siedzisko siodłowe
- Regulowany na wysokość podnóżek
- Chromowana podstawa gwiazdzista z 5 kółkami
- Regulacja wysokości podnośnikiem gazowym: 51–71 cm
- Średnica siedziska: 35 cm
- Podstawa: Ø 56 cm
- Grubość wyściółki: 4 cm
- Maksymalna nośność: 160 kg
- Materiał tapicerki: PU

KRZESŁO SIODŁOWE Z OPARCIEM


RIDE PRO

Ref. auf Anfrage



Ergonomiczne krzesło siodłowe z oparciem do aktywnego, wyprostowanego siedzenia. Pochylenie siedziska oraz wysokość i kąt oparcia regulowane; siedzisko siodłowe z formowanej pianki. Chromowana podstawa gwiazdzysta z 5 kółkami i regulacją wysokości podnośnikiem gazowym.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Regulowane pochylenie siedziska
- Oparcie regulowane na wysokość i kąt
- Siedzisko siodłowe z formowanej pianki
- Regulacja wysokości: 47–63 cm
- Średnica siedziska: 42 cm
- Oparcie: 36,5 × 26,5 cm
- Zakres wysokości oparcia: 23–38 cm
- Pochylenie siedziska: –3° do +6°
- Pochylenie oparcia: 25°
- Grubość wyściółki: 4 cm
- Maksymalna nośność: 160 kg

Parawany

Parawany i ochrona otoczenia dla sal pacjentów – bezpieczeństwo, higiena i prywatność w gabinecie i klinice.



ALU SCREEN 1518

ALU SCREEN 1518

Ref. YZSC1518




Parawan Meditroll ze stopu aluminium z antybakteryjnymi panelami A+. Do sal pacjentów – ochrona otoczenia, bezpieczeństwo i prywatność. Odporny na zanieczyszczenia, oszczędzający miejsce i higieniczny.



Szczegół: podstawa jezdna z hamulcami

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Lekka konstrukcja aluminiowa
- Panele antybakteryjne
- Odporny na korozję
- Odporny na zabrudzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwy do czyszczenia i dezynfekcji
- Ciche kółka 7,5 cm
- Zintegrowany uchwyt na panelu
- Trwała konstrukcja
- Łatwy montaż
- Całkowita długość rozłożona: 210 cm
- Wysokość: 185 cm
- Liczba paneli: 8
- Kolor: biały
- Dostępne niestandardowe wymiary i kolory

Stoły chiropraktyczne

Stoły chiropraktyczne i manipulacyjne z systemami drop, trakcją oraz technikami fleksji/dystrakcji – do mobilizacji, manipulacji i terapii manualnej.



SIDO PRO

ALMA PRO

SCALL PRO

APPA


SIDO PRO

Ref. EL07PRO23.2.A66.WF



Wszechstronny stół chiropraktyczny do manipulacji o maksymalnej elastyczności. Do mobilizacji, manipulacji, masażu i terapii ruchem; wielokątowa regulacja do fizjoterapii i rehabilitacji. Wyjątkowe funkcje, takie jak przechył, pozycja inwersyjna i dolna rotacja lędźwiowa, poszerzają możliwości terapeutyczne.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczny system Hi-Lo przez listwę nożną; regulacja kąta górnej części ciała przyciskiem
- Podłokietniki z regulacją w dwóch pozycjach
- Funkcja przechyłu do wspomaganego pozycjonowania pacjenta
- Sekcja głowowa z wyścielną platformą o regulowanej szerokości
- Uniesienie głowy sprężyną gazową (-15° do +35°), regulacja wysokości 10 cm, ruch boczny $\pm 20^\circ$
- Dwie sekcje drop: szyjna i piersiowa; manualny mechanizm trakcji lędźwiowej
- Pionowa regulacja napięcia i pozioma fleksja dolnej części ciała przez T-bar
- Rotacja dolnej części ciała od 0° do 20°
- Dwufunkcyjny wysuw jako platforma przedłużająca i stopień
- Wysokoniezawodny silnik TiMOTION
- Regulowany zakres wysokości od 52 do 93 cm


ALMA PRO

Ref. EL07BPRO23SL.2.A66.GF



Nowo zaprojektowany stół chiropraktyczny o szerokim zakresie funkcji – do technik drop, fleksji i dystrakcji. Regulowane sekcje głowy zwiększają wszechstronność; regulatory napięcia i zdejmowany sterownik fleksji T-bar umożliwiają swobodny ruch wokół stołu.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości (Hi-Lo) i trakcji przez listwę nożną i przycisk
- Sekcja głowowa: wyścielana platforma o regulowanej szerokości, zagłówek na sprężynie gazowej ($\pm 20^\circ$), regulacja wysokości 10 cm, ruch boczny $\pm 15^\circ$
- Pasy pomocnicze w zestawie
- Cztery sekcje drop: szyjna, piersiowa, lędźwiowa i miedniczna
- Zmotoryzowany, regulowany mechanizm trakcji lędźwiowej
- Separacja brzuszna: sekcję piersiową można unieść dla bardziej zróżnicowanych metod zabiegowych
- Pionowa regulacja napięcia i pozioma fleksja dolnej części ciała przez T-bar
- Niezawodny silnik TiMOTION
- 4 chowane kółka z centralną blokadą dla łatwego transportu
- Zakres wysokości 56–90 cm w ok. 30 sekund
- Grubość wyściółki: 7,5 cm; gęstość pianki: 100 kg/m³
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie (150 000 cykli)
- Gwarancja: 2 lata na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)


SCALL PRO

Ref. EL08BPRO23.1.A66.GF



Stół chiropraktyczny z systemem drop – wszechstronny i ekonomiczny. Sekcje drop szyjna, piersiowa, lędźwiowa i miedniczna, manualne z regulatorem napięcia. Solidna konstrukcja i elektryczny system podnoszenia dla bezpiecznych, komfortowych i skutecznych zabiegów.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczny system Hi-Lo przez listwę nożną
- Sekcja głowowa z wyścielaną platformą o regulowanej szerokości
- Uniesienie głowy sprężyną gazową ($\pm 20^\circ$), regulacja wysokości 10 cm
- Boczny ruch głowy $\pm 15^\circ$
- Wyścielany podnózek, regulowany na wysokość i wysuwany
- Cztery sekcje drop: szyjna, piersiowa, lędźwiowa i miedniczna
- Stopki poziomujące do nierównych podłóg; ciche kółka dla płynnego, cichego przemieszczania
- 4 chowane kółka z centralną blokadą dla łatwego transportu
- Wysokoniezawodny silnik TiMOTION
- Zakres wysokości od 46 do 80 cm w ok. 30 sekund
- Grubość wyściółki: 7,5 cm; gęstość pianki: 100 kg/m³
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie (150 000 cykli)
- Gwarancja: 2 lata na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)
- Certyfikacja: ISO 13485 / MDR-CE / rejestracja FDA
- Maksymalna nośność: 250 kg


APPA

Ref. ELT08F.1.A66.WF



Wysokiej jakości stół chiropraktyczny z kolumną centralną. 6 sekcji i elektryczna regulacja wysokości włącznikiem nożnym. 4 regulowane pedałem drop: szyjny, piersiowy, lędźwiowy i miedniczny. Trwała, antybakteryjna tapicerka. 2 lata gwarancji.

Rysunek wymiarowy



Cechy

- Elektryczna regulacja wysokości włącznikiem nożnym
- Zagłówek regulowany na wysokość i otwarcie
- Wysuwany podnózek
- 4 regulowane pedałem drop: szyjny, piersiowy, lędźwiowy i miedniczny
- Elegancki design z dwoma kółkami jednokierunkowymi
- Wysokoniezawodny silnik kolumnowy TIMOTION
- Czas podnoszenia: 23 sekundy
- Grubość wyściółki: 7 cm
- Gęstość pianki: 100 kg/m³
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Certyfikacja: CE, FDA, ISO 13485:2016
- Nośność: 250 kg
- Uchwyt na rolkę papieru w zestawie
- Kolory tapicerki: niebieski lub ciemnoszary
- Gwarancja: 2 lata na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

KONTAKT

Twój partner dla gabinetu & kliniki.

Dostarczamy certyfikowane wyroby medyczne w kilku kategoriach: ochrona radiologiczna, wyposażenie medyczne oraz środki pomocnicze i wyroby wspomagające. Ponadto pozyskujemy niezależnie od producenta niemal każdy produkt i wyposażamy całe obszary w oparciu o projekty.

medeqon GmbH

Biuro inżynierskie techniki medycznej
Bergstrasse 42/5/3
2102 Hagenbrunn · Österreich

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com