

Deckenmontierter Strahlenschutz.

Spezifikationen & Bestellinformationen



Überkopf-Schutz mit LED-Leuchte auf Deckenschiene

Produktkatalog · Strahlenschutz

Überkopf-Schutzschilde

Decken- und überkopfmontierter Strahlenschutz minimiert die Streustrahlendosis für Kopf, Augenlinse und Oberkörper – und ermöglicht im Notfall sofortigen Zugang zum Patienten. Stationäre oder auf Deckenschienen fahrbare Installationen sind möglich, auf Wunsch mit integrierter LED-Leuchte.

- Transparente Bleiacryl-Schilde für freie Sicht bei durchgehendem Schutz.
- Stationär, wand- oder schienenmontiert (fahrbar) – je nach Anforderung.
- 360°-Kugelgelenk bzw. horizontales Schwenkgelenk für flexible Positionierung.
- Optional mit integrierter LED-OP-/Untersuchungsleuchte.



354



351



350



354/P/88-207/LR



308



LED-System

Aufgehängter Schutz mit Mittelhalterung

354



Transparentes, mittig montiertes Oberkörper-Strahlenschutzschild – mit oder ohne Patientenkontur-Eckausschnitt. Das zentrale Kugelgelenk ermöglicht 360°-Dreh- und Kippbewegung im Hochformat.

Technische Daten

Bleigleichwert	0,5 mm Bleiacryl
Schildgrößen	85 × 80 cm (Eckausschnitt) · 76 × 61 cm (Standard) · 76 × 61 cm (Eckausschnitt) · 40 × 50 cm
Bewegung	360° Kugelgelenk (Hochformat)
Optional	flexible 0,5 mm Bleipaneele am unteren Profil · Deckensäulenlängen nach Maß

Ausführung · Code	Größe & Montage
354/P/76-001	76 × 61 cm + Patientenkontur · stationär deckenmontiert
354/P/76-0031	76 × 61 cm + Patientenkontur · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
354/P/76-005	76 × 61 cm + Patientenkontur · wandmontiert
354/P/76-007	76 × 61 cm + Patientenkontur · nur Schild
354/76-001	76 × 61 cm · stationär deckenmontiert
354/76-0031	76 × 61 cm · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
354/76-005	76 × 61 cm · wandmontiert
354/45-001	40 × 50 cm · stationär deckenmontiert
354/45-0031	40 × 50 cm · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
354/45-005	40 × 50 cm · wandmontiert

Montage-Code: -001 stationär deckenmontiert (80 cm Säule & Tragarm) · -0031 fahrbarer Deckenwagen & Schiene (250 / 420 cm) · -005 wandmontiert · -006 Schild & Tragarm · -007 nur Schild. Optionaler unterer Vorhang: 354 & 351 P LR. 85 × 61 cm mit Patientenkontur auf Anfrage.

Aufgehängter Schutz mit horizontalem Schwenkgelenk

351



Transparentes Oberkörper-Strahlenschutzschild im Querformat – mit oder ohne Patientenkontur-Eckausschnitt (Eckausschnitt nur für 60 × 80 cm). Schwenkt um die zentrale Horizontalachse.

Technische Daten

Bleigleichwert	0,5 mm Bleiacryl
Schildgrößen	60 × 80 cm · 60 × 80 cm (Eckausschnitt) · 40 × 50 cm
Bewegung	horizontales Schwenkgelenk (zentrale Achse)
Optional	flexible 0,5 mm Bleipaneele am unteren Profil · Deckensäulenlängen nach Maß

Ausführung · Code	Größe & Montage
351/P/68-001	60 × 80 cm + Patientenkontur · stationär deckenmontiert
351/P/68-0031	60 × 80 cm + Patientenkontur · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
351/P/68-005	60 × 80 cm + Patientenkontur · wandmontiert
351/68-001	60 × 80 cm · stationär deckenmontiert
351/68-0031	60 × 80 cm · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
351/68-005	60 × 80 cm · wandmontiert
351/45-001	40 × 50 cm · stationär deckenmontiert
351/45-0031	40 × 50 cm · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
351/45-005	40 × 50 cm · wandmontiert

Montage-Code: -001 stationär deckenmontiert (80 cm Säule & Tragarm) · -0031 fahrbarer Deckenwagen & Schiene (250 / 420 cm) · -005 wandmontiert · -006 Schild & Tragarm · -007 nur Schild. Optionaler unterer Vorhang: 354 & 351 P LR.

Aufgehängter Schutz für Augen & Schilddrüse

350



Transparentes Schild speziell zum Schutz von Augen und Schilddrüse mit flexiblem unterem Vorhang. Schwenkt um die zentrale Horizontalachse.

Technische Daten

Schild	transparentes Bleiglas · min. 2,2 mm Pb
Unterer Vorhang	flexibel · 0,5 mm Pb
Schildgrößen	40 × 50 cm · 30 × 40 cm
Bewegung	horizontales Schwenkgelenk (zentrale Achse)

Ausführung · Code	Größe & Montage
350/45-001	40 × 50 cm · stationär deckenmontiert
350/45-0031	40 × 50 cm · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
350/45-005	40 × 50 cm · wandmontiert
350/45-006	40 × 50 cm · Schild & Tragarm
350/45-007	40 × 50 cm · nur Schild
350/34-001	30 × 40 cm · stationär deckenmontiert
350/34-0031	30 × 40 cm · fahrbarer Deckenwagen & Schiene
350/34-005	30 × 40 cm · wandmontiert
350/34-006	30 × 40 cm · Schild & Tragarm
350/34-007	30 × 40 cm · nur Schild

Montage-Code: -001 stationär deckenmontiert (80 cm Säule & Tragarm) · -0031 fahrbarer Deckenwagen & Schiene (250 / 420 cm) · -005 wandmontiert · -006 Schild & Tragarm · -007 nur Schild.

Bleiacryl-Schild mit Vorhang · Flexibles Überkopf-Schild

354/P/88-207/LR · 308



354/P/88-207/LR · Bleiacryl mit Vorhang

Mittig montiertes Bleiacryl-Schild mit Patientenkontur-Eckausschnitt und flexiblem Vorhang, zur Befestigung an einem VALiA MD21+ Tragarm; zentrales Mittelgelenk mit 360° Drehung.

Technische Daten	
Maße	85 × 80 cm
Bleiacryl	0,5 mm Pb (@150 kV)
Vorhang	0,5 mm Pb, über 80 cm unteres Profil
Eckausschnitt	links oder rechts konfigurierbar
Gewicht	15,8 kg · zerlegt geliefert



308 · Überkopf-Bleischild, flexibel

Überkopfschild aus überlappenden Paneelen mit hochklappbarem Mittelteil (Druckknopf-Fixierung). Flexibles Bleivinyll, inklusive Tragarm.

Technische Daten	
Maße	50 cm hoch × 100 cm breit
Bleigleichwert	flexibel 0,5 mm Pb (Bleivinyll)
Mittelteil	hochklappbar, druckknopf-fixiert
Montage	stationär · Wand · Deckenschiene (250 cm)

Hinweis: Für das flexible Schild 308 sind Kombisysteme mit 2 Tragarmen und Lampenkopf auf Anfrage erhältlich.

LED-Beleuchtung

354/P76/LED · 351/P68/LED · 350/45/LED



Schild + LED-Leuchte auf Deckenschiene

Die Überkopf-Schilde 354, 351 und 350 sind als Kombination mit integrierter LED-OP-/Untersuchungsleuchte erhältlich. Stationäre oder schienenmontierte Installationen; für elektrisch betriebene Geräte ist ein Kabelmanagement (Energiekette) erforderlich.

Schild-/LED-Kombinationen

354/P76/LED	Mittelhalterung 76 × 61 cm + LED
351/P68/LED	Schwenkgelenk 60 × 80 cm + LED
350/45/LED	Augen & Schilddrüse 40 × 50 cm + LED
351/68/LED130F	Schwenkschild 60 × 80 cm (ohne Eckausschnitt) + LED 130F

LED-Option	Leistung
LED 130F	70.000 Lux · Lampenkopf 33 cm · 19 LEDs
LED 150F	110.000 Lux · Lampenkopf 40 cm · 26 LEDs
LED 300DF SC	160.000 Lux · Lampenkopf 55 cm · 36 LEDs

Montage: Stationär mit 80 cm Deckensäule & 2 Tragarmen (-001) oder Deckenschiene 250 / 420 cm mit Laufwagen (-0031), optional mit Energiekette (Kabelmanagement). Bespoke Säulen- und Schienenlängen auf Anfrage.

Deckenmontage & Aufhängung

3001/TC · 300/COLUMN · 300/P/014 · 300/P/012



3001/TC · Deckenschiene & Laufwagen

Robuste, von KENEX patentierte Aluminium-Deckenschiene mit leichtgängigem Laufwagen (1 Laufwagen inklusive). Bis zu 2 Laufwagen ermöglichen die unabhängige Bewegung von bis zu 4 Geräten. Die optionale Energiekette fügt sich bündig in die Schiene ein, führt Strom- bzw. Kontrastmittelkabel und ist auch nachrüstbar.


Ausführung · Code	Beschreibung
3001/TC/250	Aluminium-Deckenschiene 2,5 m
3001/TC/420	Aluminium-Deckenschiene 4,2 m
3001/TC/250/EC	Energiekette 2,5 m · Kabelmanagement
3001/TC/420/EC	Energiekette 4,2 m · Kabelmanagement

Montage- & Installationshilfen



300/COLUMN · Deckensäule mit Doppelgelenk

Stahl-Deckensäule mit zwei Gelenken als tragende Basis für Schild und Tragarm; Längen nach Maß.



300/P/014 · Verankerungsring & -platte

Für kleine Deckenzwischenräume von 8,5–30 cm; sichere Befestigung der Deckensäule an der baulichen Decke.



300/P/012 · Decken-Hohlraum-Verankerung

Montageplattform für den Zwischenraum zwischen abgehängter und massiver Decke (bis 90 cm). Zerlegt geliefert, exakt einstellbar; Säule nicht enthalten.

Hinweis: Ein Kabelmanagement (Energiekette) ist erforderlich, wenn elektrisch betriebene Geräte (z. B. LED-Leuchten) aufgehängt werden. Sonderlängen für Schienen und Säulen auf Anfrage.

KONTAKT

Ihr Partner für Strahlenschutz.

Wir vermitteln und liefern zertifizierte Medizinprodukte. Darüber hinaus beschaffen wir herstellerunabhängig nahezu jedes Produkt und stellen ganze Bereiche projektbasiert aus.

medeqon GmbH

Ingenieurbüro für Medizintechnik

Bergstrasse 42/5/3

2102 Hagenbrunn · Österreich

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com