




ROTHBAND



RÖNTGENBRILLEN-KATALOG


WELTWEIT FÜHREND BEI STRAHLENSCHUTZLÖSUNGEN

GLASTYP




PLANGLAS

Ein Glas ohne Sehkraft, konzipiert für Augenschutz und Komfort. Ideal für Anwender, die keine Sehkorrektur benötigen, aber dennoch zuverlässigen Schutz in klinischen oder Strahlungsumgebungen brauchen.




EINSTÄRKEN

Ein Glas mit einer einzigen, gleichbleibenden Sehkraft über die gesamte Fläche. Geeignet zur Korrektur von Fern- oder Nahsicht, je nach Anforderung des Anwenders.




NUR LESEN

Ein Nahsichtglas, das speziell für Aufgaben im Nahbereich wie Lesen oder Detailarbeit konzipiert ist. Ideal für Anwender, die für kurze Arbeitsabstände eine Vergrößerung benötigen.



BIFOKAL


Ein Zweistärkenglas mit zwei getrennten optischen Zonen: eine für die Fernsicht und ein unterer Abschnitt für Nahaufgaben. Ermöglicht klares Sehen in zwei Brennweiten in einem Glas.



GLEITSICHT

Ein Mehrstärkenglas mit fließendem Übergang zwischen Fern-, Zwischen- und Nahbereich. Bietet nahtloses Sehen über alle Arbeitsabstände ohne sichtbare Trennlinien.

GLASBESCHICHTUNGEN – Wählen Sie nur EINE, nur für Planglas, Einstärken oder Gleitsicht (nicht für Bifokal verfügbar)



ENTSPIEGELUNG

Empfohlen bei Arbeit unter Leuchtstofflampen oder mit Bildschirmen und Geräten




ANTIBESCHLAG PERMANENT

Empfohlen bei Arbeit mit Maske oder in beschlagender Umgebung.




GLASREINIGUNG / DESINFEKTION



UNBESCHICHTETE GLÄSER

- Mit antibakteriellem Reinigungsmittel oder Handseife ohne Mikroperlen oder Schmutzpartikel reinigen.
- Gläser in geraden Linien unter klarem, fließendem Wasser sanft abreiben.
- Mit weichem, fusselfreiem Tuch trocknen.
- Sie können auch alkoholbasierte Brillentücher verwenden.



ENTSPIEGELTE GLÄSER

- KEINEN ALKOHOL VERWENDEN. Er greift die Entspiegelungsschicht an.
- Mit antibakteriellem Reinigungsmittel oder Handseife ohne Mikroperlen oder Schmutzpartikel reinigen.
- Gläser in geraden Linien unter klarem, fließendem Wasser sanft abreiben.
- Mit weichem, fusselfreiem Tuch trocknen.



ANTIBESCHLAG-GLÄSER

- KEINEN ALKOHOL VERWENDEN. Er greift die Antibeschlagschicht an.
- Mit antibakteriellem Reinigungsmittel oder Handseife ohne Mikroperlen oder Schmutzpartikel reinigen.
- Sie können auch alkoholfreie Brillentücher verwenden.
- Mit leichtem Druck in geraden Linien alle Flächen von Gläsern und Gestell gründlich reinigen.
- Mit Mikrofasertuch trocknen.



WAS VERMEIDEN

- NICHT AUTOKLAVIEREN.
- NIEMALS AMMONIAK- ODER CHLORHALTIGE REINIGER VERWENDEN.
- BEIM REINIGEN KEINE KREISENDEN BEWEGUNGEN – DIES KANN DIE BESCHICHTUNGEN BESCHÄDIGEN.




NIKE BRAZEN

SKU: GLNIKESS



GESTELLINFORMATIONEN



Die Nike Brazen bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Das Wraparound-Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads und Bügel sowie seitlichen Bleischutz (auch ohne seitlichen Bleischutz erhältlich).

Gewicht:

80g

Erhältlich in: Schwarz oder
Mattschwarz mit Militärblau

SPEZIFIKATION

Größe: 60-18-134

Gewicht: 80g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb LE, 0,50 mm Pb
seitlich

Farbe: Schwarz oder Mattschwarz mit Militärblau

Material: Kunststoff

Form: Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich: Ja



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

OAKLEY GASCAN

SKU: GLOGC



GESTELLINFORMATIONEN



Die Oakley Gascan bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Wraparound-Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über einen einzelnen Steg. Seitliches Blei ist nicht erforderlich, da die Glaskrümmung 0,75 mm Pb seitlichen Schutz bietet.

Gewicht:
80g
Erhältlich in: Poliertes Schwarz oder
Mattschwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 60-15-127

Gewicht: 80g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb LE

Farbe: Poliertes Schwarz oder Mattschwarz

Material: Kunststoff

Form: Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL 33

FIT-OVER FRAME

SKU: GLFT-M



GESTELLINFORMATIONEN



Die Medium Fit-Over bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ohne Sehstärke verfügt über verstellbare Bügel und integrierte Seitenschutzblenden.

Gewicht:
90g
Erhältlich in: Schwarz oder
Havanna

SPEZIFIKATION

Größe: 60-16-127

Gewicht: 90g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz oder Havanna

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig / Überzieh

Mit Sehstärke erhältlich:
Nein



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086


W

www.rothband.com

ÜBERZIEH-GESTELL SKU: GLFT-L
MODEL 38



GESTELLINFORMATIONEN



Die Large Fit-Over bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ohne Sehstärke verfügt über verstellbare Bügel und integrierte Seitenschutzblenden.

Gewicht:
90g
Erhältlich in: Schwarz oder
Havanna

SPEZIFIKATION

Größe: 65-20-125

Gewicht: 90g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz oder Havanna

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig / Überzieh

Mit Sehstärke erhältlich:
Nein




MODEL 52

SKU: GLWR



GESTELLINFORMATIONEN



Die GLWR bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über verstellbare Nasenpads und integrierte Seitenschutzblenden.

Gewicht:
90g
Erhältlich in: Schwarz, Havanna oder Blau

SPEZIFIKATION

Größe: 53-15-120

Gewicht: 90g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,75 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz, Havanna oder Blau

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL 100

SKU: GL100



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL100 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über verstellbare Nasenpads, verbleite Seitenschutzblenden und Federscharniere.

Gewicht:
89g
Erhältlich in: Schwarz oder Braun

SPEZIFIKATION

Größe: 56-21-145 | 52-19-140

Gewicht: 83g | 89g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz oder Braun

Material: Metall

Form: Aviator

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL 206

SKU: GL206



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL206 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sechstärke erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads, gummierte Bügel, integrierte Seitenschutzblenden und einen abnehmbaren Staubschutz.

Gewicht:

75g

Erhältlich in: Orange mit Braun mit klaren Seitenschutzblenden, Gelb mit Schwarz mit klaren Seitenschutzblenden oder Gelb mit Schwarz mit rauchgrauen Seitenschutzblenden

SPEZIFIKATION

Größe: 50-19-117

Gewicht: 75g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,5 mm Pb seitlich

Farbe: Orange mit Braun mit klaren Seitenschutzblenden, Gelb mit Schwarz mit klaren Seitenschutzblenden oder Gelb mit Schwarz mit rauchgrauen Seitenschutzblenden

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sechstärke erhältlich: Ja



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

MODEL 208

SKU: GL208



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL208 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über gummierte Bügel. Seitliches Blei ist nicht erforderlich, da die Glaskrümmung 0,75 mm Pb seitlichen Schutz bietet.

Gewicht:

72g

Erhältlich in: Schwarz, Blau mit Gelb, Pink oder Silber

SPEZIFIKATION

Größe: 59-20-130

Gewicht: 72g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb

Farbe: Schwarz, Blau mit Gelb, Pink oder Silber

Material: Kunststoff

Form: Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich: Ja



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

MODEL 400

SKU: GL400



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL400 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über Silikon-Nasenpads, Federscharniere und abnehmbare Seitenschutzblenden.

Gewicht:
64g
Erhältlich in: Gunmetal oder
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 54-19-145

Gewicht: 64g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Gunmetal oder Schwarz

Material: Metall

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL 1171

SKU: RG1171



GESTELLINFORMATIONEN



Die RG1171 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Gestell ohne Sechstärke verfügt über eine Schaumstoff-Augenmuschel, gummierte Nasenpads und gummierte Bügelenden. Seitliches Blei ist nicht erforderlich, da die Glaskrümmung 0,75 mm Pb seitlichen Schutz bietet.

Gewicht:
69g
Erhältlich in: Rot oder
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 58-15-125

Gewicht: 69g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb

Farbe: Rot oder Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Wraparound

Mit Sechstärke erhältlich:
Nein




MODEL 1205

SKU: GL1205



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL1205 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Gestell ohne Sehstärke verfügt über gummierte Nasenpads und Bügel. Seitliches Blei ist nicht erforderlich, da die Glaskrümmung 0,75 mm Pb seitlichen Schutz bietet.

Gewicht:
71g
Erhältlich in: Blau oder
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 64-16-140

Gewicht: 71g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb

Farbe: Blau oder Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich:
Nein




MODEL 9388

SKU: GL9388



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL9388 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über verstellbare Bügel und permanente Seitenschutzblenden.

Gewicht:
73g
Erhältlich in:
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 63-14-120

Gewicht: 73g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Oversized

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL 15011

SKU: GL15011



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL15011 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Gestell ist mit Sechstärke erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads, gummierte Bügel, verstellbare Nasenpads und permanente Seitenschutzblenden.

Gewicht:

88g

Erhältlich in: Schwarz mit Transparent, Schwarz mit Grün, Kristallrot, Kristallklar, Marineblau mit Transparent, Kristallviolett, Cyanblau oder Kristall-Verblasstgrau

SPEZIFIKATION

Größe: 57-15-125

Gewicht: 88g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz mit Transparent, Schwarz mit Grün, Kristallrot, Kristallklar, Marineblau mit Transparent, Kristallviolett, Cyanblau oder Kristall-Verblasstgrau

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sechstärke erhältlich: Ja




MODEL 17012

SKU: GL17012



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL17012 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über Gummibügel und Seitenschutzblenden.

Gewicht:
72g
Erhältlich in:
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 50-20-135

Gewicht: 72g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL 20020

SKU: GL20020



GESTELLINFORMATIONEN



Die GL20020 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über gummierte Bügel und integrierte Seitenschutzblenden.

Gewicht:
81g
Erhältlich in: Klarblau

SPEZIFIKATION

Größe: 52-18-128

Gewicht: 81g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Klarblau

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL EGM

SKU: GLEGM



GESTELLINFORMATIONEN



Die GLEGM bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Gestell ist mit Sehkraft erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads und gummierte Bügel. Seitliches Blei ist nicht erforderlich, da die Glaskrümmung 0,75 mm Pb seitlichen Schutz bietet.

Gewicht:
88g
Erhältlich in: Schwarz, Grau
oder Rot

SPEZIFIKATION

Größe: 53-16-122

Gewicht: 88g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb

Farbe: Schwarz, Grau oder Rot

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehkraft erhältlich: Ja




MODEL EX601

SKU: EX601



GESTELLINFORMATIONEN



Die EX601 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über eine Schaumstoff-Augenmuschel, gummierte Nasenpads, gummierte Bügel und verbleite Seitenschutzblenden.

Gewicht: 77g (89g mit Schaumstoffdichtung)
Erhältlich in: Schwarz, Schwarz mit Schaumstoffdichtung oder Mattes Apfelgrün mit Schaumstoffdichtung

SPEZIFIKATION

Größe: 54-17-130

Gewicht: 77g (89g mit Schaumstoffdichtung)

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz, Schwarz mit Schaumstoffdichtung oder Mattes Apfelgrün mit Schaumstoffdichtung

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL F10

SKU: F10-EG



GESTELLINFORMATIONEN



Die F10 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads, gummierte Bügel und integrierte Seitenschutzblenden.

Gewicht:

93g

Erhältlich in: Transparent, Schwarz mit Blau oder Schwarz mit Gelb

SPEZIFIKATION

Größe: 55-19-125

Gewicht: 93g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Transparent, Schwarz mit Blau oder Schwarz mit Gelb

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

MODEL P820

SKU: GLP820



GESTELLINFORMATIONEN



Die GLP820 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Gestell ohne Sehstärke verfügt über gummierte Nasenpads. Seitliches Blei ist nicht erforderlich, da die Glaskrümmung 0,75 mm Pb seitlichen Schutz bietet.

Gewicht:
78g
Erhältlich in: Schwarz oder Silber

SPEZIFIKATION

Größe: 63-20-127

Gewicht: 78g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb

Farbe: Schwarz oder Silber

Material: Kunststoff

Form: Wraparound


Mit Sehstärke erhältlich:
Nein



ÜBERZIEH-GESTELL SKU: RG12-PTG-038 MODEL RG12-PTG-038



GESTELLINFORMATIONEN



Die RG12 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Überzieh-Gestell ohne Sehstärke verfügt über eine Klappscheibe aus Bleiacryl, die sich einfach hochklappen lässt, wenn kein Strahlenschutz benötigt wird. Diese Brille passt bequem über die meisten Korrektionsbrillen und bietet 0,12 mm Pb Schutz in der Klappscheibe.

Gewicht:
70g
Erhältlich in:
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 150-18-125

Gewicht: 70g

Schutzniveau: 0,12 mm Pb in der Klappscheibe

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Überzieh

Mit Sehstärke erhältlich:
Nein




MODEL Q100

SKU: Q100



GESTELLINFORMATIONEN



Die Q100 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads und Bügel.

Gewicht:
69g
Erhältlich in:
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 50-20-119

Gewicht: 69g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL Q200

SKU: Q200



GESTELLINFORMATIONEN



Die Q200 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads und Bügel.

Gewicht:
74g
Erhältlich in: Schwarz, Violett oder
Mattblau mit Pink

SPEZIFIKATION

Größe: 54-18-127

Gewicht: 74g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz, Violett oder Mattblau mit Pink

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig, Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL Q300

SKU: Q300



GESTELLINFORMATIONEN



Die Q300 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über gummierte Nasenpads, gummierte Bügel und Seitenschutzblenden.

Gewicht:
69g
Erhältlich in:
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 55-17-120

Gewicht: 69g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig, Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL RK2

SKU: GLRK2



GESTELLINFORMATIONEN



Die GLRK2-Schutzbrille bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über eine Schaumstoff-Augenmuschel und ein Band.

Gewicht:
85g
Erhältlich in:
Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 60-16-BAND

Gewicht: 85g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Schutzbrille

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL T9559

SKU: GLT9559



GESTELLINFORMATIONEN



Die GLT9559 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über Silikon-Nasenpads, gummierte Bügel, eine abnehmbare Schaumstoffstütze und integrierte Seitenschutzblenden.

Gewicht:

76g

Erhältlich in: Klar-Neongrün, Klar-Petrol, Klar-Pink oder Klar-Schwarz

SPEZIFIKATION

Größe: 58-17-128

Gewicht: 76g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Klar-Neongrün, Klar-Petrol, Klar-Pink oder Klar-Schwarz

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja




MODEL TP280

SKU: TP280



GESTELLINFORMATIONEN



Die TP280 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung, 0,75 mm Pb Bleigleichwert und klaren, CE-zertifizierten Gläsern. Dieses Gestell ohne Sehstärke verfügt über ein gummiertes Nasenpad und Bügel. Seitliches Blei ist nicht erforderlich, da die Glaskrümmung 0,75 mm Pb seitlichen Schutz bietet.

Gewicht:
87g
Erhältlich in: Schwarz mit
Camo

SPEZIFIKATION

Größe: 65-17-127

Gewicht: 87g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb

Farbe: Schwarz mit Camo

Material: Kunststoff

Form: Wraparound

Mit Sehstärke erhältlich:
Nein



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

MODEL X25

SKU: GLX25



GESTELLINFORMATIONEN



Die GLX25 bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Diese Brille bietet zudem 0,50 mm Pb seitlichen Schutz und hat klare, CE-zertifizierte Gläser. Dieses Gestell ohne Sehstärke verfügt über verbleite Seitenschutzblenden.

Gewicht:
94g
Erhältlich in: Schwarz oder
Havanna

SPEZIFIKATION

Größe: 56-15-135

Gewicht: 94g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz oder Havanna

Material: Kunststoff

Form: Eckig

Mit Sehstärke erhältlich:
Nein




MODEL T9538S

SKU: GLT9538S



GESTELLINFORMATIONEN



Die GLT9538S bietet hochwertige, verzeichnungsfreie SF-6-Schott-Glasgläser mit strahlungsreduzierender Wirkung und 0,75 mm Pb Bleigleichwert. Dieses Gestell ist mit Sehstärke erhältlich und verfügt über abnehmbare 0,50 mm Pb Seitenschutzblenden und klare, CE-zertifizierte Gläser.

Gewicht:
76g
Erhältlich in: Schwarz, Transparent
oder Braun

SPEZIFIKATION

Größe: 55-19-134

Gewicht: 76g

Schutzniveau: 0,75 mm Pb vorne, 0,50 mm Pb seitlich

Farbe: Schwarz, Transparent oder Braun

Material: Kunststoff

Form: Rechteckig

Mit Sehstärke erhältlich: Ja



BLEI-SEITENSCHUTZ UNIVERSELLE STRAHLENSCHUTZ- SEITENBLENDEN



Die GL-SS Seitenschutzblenden bieten innovativen seitlichen Augenstrahlenschutz. Sie bestehen aus nylonbeschichtetem, verbleitem Vinyl und weisen ausgezeichnete Hygieneeigenschaften auf. Diese Seitenschutzblenden lassen sich leicht an jeder Brille anbringen und bei Bedarf austauschen. Sie bieten 0,25 mm Pb Bleigleichwert.

Erhältlich in: Schwarz, Violett oder Blau

SPEZIFIKATION

Größe: 2" H x 3,75" B

Gewicht: 50g pro Paar

Schutzniveau: 0,25 mm Pb LE

Farbe: Schwarz, Violett oder Blau

Material: Bleivinyl

Eigenschaften: Leicht an jeder Brille anzubringen, optimale Hygiene





ROTHBAND

WSR Medical Solutions Limited, Unit 2
Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden,
Lancashire BB4 5RQ

T. +44 (0) 1706 830086 www.rothband.com
E. sales@rothband.com www.xray4vets.com

Alle in diesem Katalog enthaltenen Produktfotos, Farben und Designs dienen lediglich als Darstellung. Farb- und Designabweichungen können infolge des Druckprozesses und der Produktentwicklung auftreten.

Nach bestem Wissen wurde dieser Katalog sorgfältig zusammengestellt. Fehler, die infolge der Produktentwicklung auftreten, können nicht ausgeschlossen werden. Alle Marken, Logos und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

©2024 WSR Medical Solutions Limited

