



ROTHBAND



KATALOG OKULARÓW RENTGENOWSKICH


ŚWIATOWI LIDERZY W ROZWIĄZANIACH OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

TYP SOCZEWKI




SOCZEWKA PLANO

Soczewka bez korekcji, zaprojektowana dla ochrony i komfortu oczu. Idealna dla użytkowników, którzy nie potrzebują korekcji wzroku, ale nadal wymagają niezawodnej ochrony w środowiskach klinicznych lub radiacyjnych.




JEDNOOGNISKOWA

Soczewka o jednej, stałej korekcji na całej powierzchni. Odpowiednia do korekcji widzenia do dali lub do bliży, w zależności od potrzeb użytkownika.




TYLKO DO CZYTANIA

Soczewka do bliży zaprojektowana specjalnie do zadań z bliska, takich jak czytanie lub praca precyzyjna. Idealna dla użytkowników wymagających powiększenia na krótkich odległościach roboczych.



DWUOGNISKOWA


Soczewka dwufunkcyjna z dwiema odrębnymi strefami optycznymi: jedną do widzenia do dali i dolnym segmentem do zadań z bliska. Umożliwia wyraźne widzenie w dwóch ogniskowych w jednej soczewce.



PROGRESYWNA

Soczewka wieloogniskowa oferująca płynne przejście między widzeniem do dali, pośrednim i do bliży. Zapewnia bezszwowe widzenie na wszystkich odległościach roboczych bez widocznych linii podziału.

POWŁOKI SOCZEWEK - Wybierz tylko JEDNĄ, tylko dla soczewek plano, jednoogniskowych lub progresywnych (nie dostępne dla dwuogniskowych)



POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

Zalecana przy pracy pod świetłówkami lub z ekranami i urządzeniami




PERMANENTNA POWŁOKA PRZECIWMGIELNA

Zalecana przy pracy w masce lub w środowisku, w którym na soczewki zachodzą mgły.




CZYSZCZENIE / DEZYNFEKCJA SOCZEWEK



SOCZEWKI NIEPOWLEKANE

- Czyścić antybakteryjnym detergentem lub mydłem w płynie bez mikrogranulek i drobin ściernych.
- Delikatnie przecierać soczewki prostymi ruchami pod czystą bieżącą wodą.
- Wycierać miękką, niestrzępiącą się ściereczką.
- Można również stosować chusteczki do soczewek na bazie alkoholu.



SOCZEWKI ANTYREFLEKSYJNE

- NIE UŻYWAĆ ALKOHOLU. Uszkadza powłokę antyrefleksyjną.
- Czyścić antybakteryjnym detergentem lub mydłem w płynie bez mikrogranulek i drobin ściernych.
- Delikatnie przecierać soczewki prostymi ruchami pod czystą bieżącą wodą.
- Wycierać miękką, niestrzępiącą się ściereczką.



SOCZEWKI PRZECIWMGIELNE

- NIE UŻYWAĆ ALKOHOLU. Uszkadza powłokę przeciwmgielną.
- Czyścić antybakteryjnym detergentem lub mydłem w płynie bez mikrogranulek i drobin ściernych.
- Można również stosować bezalkoholowe chusteczki do soczewek.
- Lekkim naciskiem, prostymi ruchami dokładnie czyścić wszystkie powierzchnie soczewek i oprawy.
- Wycierać ściereczką z mikrofibry.



CZEGO UNIKAĆ

- NIE STERYLIZOWAĆ W AUTOKLAWIE.
- NIGDY NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE AMONIAKU ANI CHLORU.
- PODCZAS CZYSZCZENIA NIE WYKONYWAĆ RUCHÓW OKRĘŻNYCH – MOŻE TO USZKODZIĆ POWŁOKI.




NIKE BRAZEN

SKU: GLNIKESS



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary Nike Brazen mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Oprawa typu wraparound jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski oraz zauszuki, a także boczną ochronę ołowianą (dostępna również bez bocznej ochrony ołowianej).

Waga: 80g

Dostępne w: Czarny lub czarny matowy z wojskowym niebieskim

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 60-18-134

Waga: 80g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb LE, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny lub czarny matowy z wojskowym niebieskim

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound

Dostępne z korekcją: Tak



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

OAKLEY GASCAN

SKU: GLOGC



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary Oakley Gascan mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa typu wraparound jest dostępna z korekcją i posiada pojedynczy mostek. Ołów boczny nie jest wymagany, ponieważ krzywizna soczewki zapewnia boczną ochronę 0,75 mm Pb.

Waga: 80g

Dostępne w: Czarny polerowany lub czarny matowy

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 60-15-127

Waga: 80g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb LE

Kolor: Czarny polerowany lub czarny matowy

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 33

FIT-OVER FRAME

SKU: GLFT-M



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary Medium Fit-Over mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa bez korekcji posiada regulowane zauszuki i zintegrowane osłony boczne.

Waga: 90g

Dostępne w: Czarny lub szylkret

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 60-16-127

Waga: 90g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny lub szylkret

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny / Nakładkowy


Dostępne z korekcją: Nie



OPRAWA NAKŁADKOWA SKU: GLFT-L
MODEL 38



INFORMACJE O
OPRAWIE



Okulary Large Fit-Over mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa bez korekcji posiada regulowane zauszuki i zintegrowane osłony boczne.

Waga: 90g

Dostępne w: Czarny lub szylkret

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 65-20-125

Waga: 90g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny lub szylkret

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny / Nakładkowy

Dostępne z korekcją: Nie




MODEL 52

SKU: GLWR



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GLWR mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada regulowane noski oraz zintegrowane osłony boczne.

Waga: 90g

Dostępne w: Czarny, szylkret lub niebieski

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 53-15-120

Waga: 90g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,75 mm Pb z boku

Kolor: Czarny, szylkret lub niebieski

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 100

SKU: GL100



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL100 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada regulowane noski, ołowiane osłony boczne oraz zawiasy sprężynowe.

Waga: 89g

Dostępne w: Czarny lub brązowy

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 56-21-145 | 52-19-140

Waga: 83g | 89g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny lub brązowy

Materiał: Metal

Kształt: Aviator

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 206

SKU: GL206



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL206 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski, gumowane zauszuki, zintegrowane osłony boczne oraz zdejmowaną osłonę przeciwpylową.

Waga: 75g

Dostępne w: Pomarańczowy z brązowym z przezroczystymi osłonami bocznymi, żółty z czarnym z przezroczystymi osłonami bocznymi lub żółty z czarnym z dymnoszarymi osłonami bocznymi

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 50-19-117

Waga: 75g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,5 mm Pb z boku

Kolor: Pomarańczowy z brązowym z przezroczystymi osłonami bocznymi, żółty z czarnym z przezroczystymi osłonami bocznymi lub żółty z czarnym z dymnoszarymi osłonami bocznymi

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 208

SKU: GL208



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL208 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane zauszuki. Ołów boczny nie jest wymagany, ponieważ krzywizna soczewki zapewnia boczną ochronę 0,75 mm Pb.

Waga: 72g

Dostępne w: Czarny, niebieski z żółtym, różowy lub srebrny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 59-20-130

Waga: 72g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb

Kolor: Czarny, niebieski z żółtym, różowy lub srebrny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 400

SKU: GL400



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL400 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada silikonowe noski, zawiasy sprężynowe oraz zdejmowane osłony boczne.

Waga: 64g

Dostępne w: Grafitowy lub czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 54-19-145

Waga: 64g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Grafitowy lub czarny

Materiał: Metal

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 1171

SKU: RG1171



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary RG1171 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa bez korekcji posiada piankową osłonę oczu, gumowane noski oraz gumowane końcówki zauszników. Ołów boczny nie jest wymagany, ponieważ krzywizna soczewki zapewnia boczną ochronę 0,75 mm Pb.

Waga: 69g

Dostępne w: Czerwony lub czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 58-15-125

Waga: 69g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb

Kolor: Czerwony lub czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound

Dostępne z korekcją: Nie




MODEL 1205

SKU: GL1205



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL1205 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa bez korekcji posiada gumowane noski i zauszuki. Ołów boczny nie jest wymagany, ponieważ krzywizna soczewki zapewnia boczną ochronę 0,75 mm Pb.

Waga: 71g

Dostępne w: Niebieski lub czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 64-16-140

Waga: 71g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb

Kolor: Niebieski lub czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound

Dostępne z korekcją: Nie




MODEL 9388

SKU: GL9388



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL9388 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada regulowane zauszuki oraz stałe osłony boczne.

Waga: 73g

Dostępne w:
Czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 63-14-120

Waga: 73g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Oversize

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 15011

SKU: GL15011



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL15011 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski, gumowane zauszuki, regulowane noski oraz stałe osłony boczne.

Waga: 88g

Dostępne w: Czarny z przezroczystym, czarny z zielonym, kryształowa czerwień, kryształowo przezroczysty, granatowy z przezroczystym, kryształowy fiolet, cyjanowy niebieski lub kryształowy wyblakły szary

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 57-15-125

Waga: 88g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny z przezroczystym, czarny z zielonym, kryształowa czerwień, kryształowo przezroczysty, granatowy z przezroczystym, kryształowy fiolet, cyjanowy niebieski lub kryształowy wyblakły szary

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 17012

SKU: GL17012



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL17012 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowe zauszuki oraz osłony boczne.

Waga: 72g

Dostępne w:
Czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 50-20-135

Waga: 72g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL 20020

SKU: GL20020



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GL20020 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane zauszuki oraz zintegrowane osłony boczne.

Waga: 81g

Dostępne w:
Przezroczysty niebieski

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 52-18-128

Waga: 81g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Przezroczysty niebieski

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL EGM

SKU: GLEGM



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GLEGM mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski oraz gumowane zauszuki. Ołów boczny nie jest wymagany, ponieważ krzywizna soczewki zapewnia boczną ochronę 0,75 mm Pb.

Waga: 88g

Dostępne w: Czarny, szary lub czerwony

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 53-16-122

Waga: 88g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb

Kolor: Czarny, szary lub czerwony

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL EX601

SKU: EX601



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary EX601 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada piankową osłonę oczu, gumowane noski, gumowane zauszuki oraz ołowiane osłony boczne.

Waga: 77g (89g z uszczelką piankową)
Dostępne w: Czarny, czarny z uszczelką piankową lub matowa jabłkowa zieleń z uszczelką piankową

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 54-17-130

Waga: 77g (89g z uszczelką piankową)

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny, czarny z uszczelką piankową lub matowa jabłkowa zieleń z uszczelką piankową

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL F10

SKU: F10-EG



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary F10 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski, gumowane zauszuki oraz zintegrowane osłony boczne.

Waga: 93g

Dostępne w: Przezroczysty, czarny z niebieskim lub czarny z żółtym

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 55-19-125

Waga: 93g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Przezroczysty, czarny z niebieskim lub czarny z żółtym

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL P820

SKU: GLP820



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GLP820 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa bez korekcji posiada gumowane noski. Ołów boczny nie jest wymagany, ponieważ krzywizna soczewki zapewnia boczną ochronę 0,75 mm Pb.

Waga: 78g

Dostępne w: Czarny lub srebrny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 63-20-127

Waga: 78g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb

Kolor: Czarny lub srebrny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound


Dostępne z korekcją: Nie



OPRAWA NAKŁADKOWA SKU: RG12-PTG-038 MODEL RG12-PTG-038



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary RG12 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta nakładkowa oprawa bez korekcji posiada odchylaną soczewkę z akrylu ołowiowego, którą można łatwo unieść, gdy ochrona radiologiczna nie jest potrzebna. Okulary te wygodnie zakłada się na większość okularów korekcyjnych i oferują ochronę 0,12 mm Pb w odchylanej soczewce.

Waga: 70g

Dostępne w:
Czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 150-18-125

Waga: 70g

Poziom ochrony: 0,12 mm Pb w odchylanej soczewce

Kolor: Czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Nakładkowy

Dostępne z korekcją: Nie



WSR Medical Solutions Ltd T/A Rothband

Unit 2 Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden, Lancashire, BB4 5RQ

T

+44 (0) 1706 830086

W


www.rothband.com

MODEL Q100

SKU: Q100



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary Q100 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski oraz zauszuki.

Waga: 69g

Dostępne w:
Czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 50-20-119

Waga: 69g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL Q200

SKU: Q200



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary Q200 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski oraz zauszuki.

Waga: 74g

Dostępne w: Czarny, fioletowy lub matowy niebieski z różowym

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 54-18-127

Waga: 74g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny, fioletowy lub matowy niebieski z różowym

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny, Wraparound

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL Q300

SKU: Q300



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary Q300 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada gumowane noski, gumowane zauszuki oraz osłony boczne.

Waga: 69g

Dostępne w:
Czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 55-17-120

Waga: 69g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny, Wraparound

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL RK2

SKU: GLRK2



INFORMACJE O OPRAWIE



Gogle GLRK2 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada piankową osłonę oczu oraz pasek.

Waga: 85g

Dostępne w:
Czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 60-16-PASEK

Waga: 85g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb

Kolor: Czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Gogle

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL T9559

SKU: GLT9559



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GLT9559 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada silikonowe noski, gumowane zauszuki, zdejmowaną podporę piankową oraz zintegrowane osłony boczne.

Waga: 76g

Dostępne w: Przezroczysty neonowy zielony, przezroczysty morski, przezroczysty różowy lub przezroczysty czarny

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 58-17-128

Waga: 76g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Przezroczysty neonowy zielony, przezroczysty morski, przezroczysty różowy lub przezroczysty czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak




MODEL TP280

SKU: TP280



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary TP280 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb i przezroczystymi soczewkami z certyfikatem CE. Ta oprawa bez korekcji posiada gumowany nosek oraz zauszniki. Ołów boczny nie jest wymagany, ponieważ krzywizna soczewki zapewnia boczną ochronę 0,75 mm Pb.

Waga: 87g

Dostępne w: Czarny z moro

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 65-17-127

Waga: 87g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb

Kolor: Czarny z moro

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Wraparound

Dostępne z korekcją: Nie




MODEL X25

SKU: GLX25



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GLX25 mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Okulary te zapewniają również boczną ochronę 0,50 mm Pb i mają przezroczyste soczewki z certyfikatem CE. Ta oprawa bez korekcji posiada ołowiane osłony boczne.

Waga: 94g

Dostępne w: Czarny lub szylkret

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 56-15-135

Waga: 94g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny lub szylkret

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Kwadratowy

Dostępne z korekcją: Nie




MODEL T9538S

SKU: GLT9538S



INFORMACJE O OPRAWIE



Okulary GLT9538S mają wysokiej jakości, wolne od zniekształceń soczewki ze szkła Schott SF-6 o działaniu redukującym promieniowanie, z równoważnikiem ołowiu 0,75 mm Pb. Ta oprawa jest dostępna z korekcją i posiada zdejmowane osłony boczne 0,50 mm Pb oraz przezroczyste soczewki z certyfikatem CE.

Waga: 76g

Dostępne w: Czarny, przezroczysty lub brązowy

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 55-19-134

Waga: 76g

Poziom ochrony: 0,75 mm Pb z przodu, 0,50 mm Pb z boku

Kolor: Czarny, przezroczysty lub brązowy

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kształt: Prostokątny

Dostępne z korekcją: Tak



OŁOWIANA OSŁONA BOCZNA UNIWERSALNE BOCZNE OSŁONY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ



Osłony boczne GL-SS zapewniają innowacyjną boczną ochronę radiologiczną oczu. Wykonane są z winylu ołowiowego pokrytego nylonem i cechują się doskonałymi właściwościami higienicznymi. Osłony te można łatwo dodać do dowolnych okularów i wymienić w razie potrzeby. Zapewniają równoważnik ołowiu 0,25 mm Pb.

Dostępne w: Czarny, fioletowy lub niebieski

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 2" wys. x 3,75" szer.

Waga: 50g para

Poziom ochrony: 0,25 mm Pb LE

Kolor: Czarny, fioletowy lub niebieski

Materiał: Winyl ołowiowy

Cechy: Łatwe dodanie do dowolnych okularów, optymalna higiena





ROTHBAND

WSR Medical Solutions Limited, Unit 2
Hargreaves Mill, Hargreaves Street, Haslingden,
Lancashire BB4 5RQ

T. +44 (0) 1706 830086 www.rothband.com
E. sales@rothband.com www.xray4vets.com

Wszystkie zdjęcia produktów, kolory i wzory zawarte w tym katalogu służą wyłącznie jako ilustracja. Odchylenia kolorystyczne i wzornicze mogą wystąpić w wyniku procesu drukowania i działań związanych z rozwojem produktu.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą katalog ten został opracowany starannie. Nie można wykluczyć błędów wynikających z rozwoju produktu. Wszystkie znaki towarowe, logo i nazwy produktów należą do ich odpowiednich właścicieli.

©2024 WSR Medical Solutions Limited

